

Fairywill

Soniczna elektryczna szczoteczka do zębów FW-E6



Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór szczoteczki sonicznej Fairywill E6. Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej korzystać w przyszłości.

1. Cechy:

- Wodoodporna i antypoślizgowa konstrukcja.
- Wymienne główki szczoteczki z unikalnym kształtem włosia 3D i funkcją przypominania o wymianie włosia pomagają utrzymać bielsze i zdrowsze zęby.
- Wibracje o wysokiej częstotliwości skutecznie usuwają kamień nazębny, zapewniając dogłębne czyszczenie zębów i dziąseł oraz zapobiegając zapaleniu dziąseł.
- Ładowanie przez USB, przyjazne w podróży i kompatybilne z globalnym napięciem.
- Funkcja przypominania o niskim poborze mocy, gdy napięcie baterii jest niskie, wskaźnik będzie szybko migać lub szczoteczka nie będzie w stanie włączyć się podczas pracy, co będzie przypominać o konieczności naładowania szczoteczki.
- Inteligentny timer 2 minutowy z pauzą interwałową, który co 30 sekund przypomina o konieczności zmiany miejsca szczotkowania.
- Dostępne są 3 tryby: Czyszczenia, Delikatny i Masaż. W szczotce wbudowana jest również funkcja pamięci trybów, co oznacza, że po włączeniu szczoteczki domyślny tryb początkowy pozostaje taki sam, jak tryb ustawiony w momencie ostatniego wyłączenia szczoteczki.

2. Elementy szczoteczki:

- 1). Głowica szczotki
- 2). Przycisk WŁ/WYŁ ("POWER")
- 3). Tryb czyszczenia
- 4). Tryb delikatny
- 5). Masaż
- 6). Wskaźnik ładowania
- 7). Port ładowania



Używanie szczoteczki do zębów

Wsuń główkę szczoteczki do rękojeści i upewnij się, że jest zablokowana we właściwej pozycji.

Włącz szczoteczkę do zębów, naciskając przycisk "Power".

Przełączaj pomiędzy 3 trybami ("Czyszczenia", "Delikatny" i "Masaż"), naciskając przycisk "Power".

Zmocz włosie szczoteczki i nałóż na nią odpowiednią ilość pasty do zębów.

Umieść włosie z pastą przy zębach pod lekkim kątem w kierunku linii dziąseł.

Delikatnie przesuwaj główkę szczoteczki po zębach z przodu, z tyłu i po wszystkich powierzchniach żujących. Szczoteczka powinna przesuwać się po zębach przy minimalnym nacisku. Nie należy wywierać zbyt dużego nacisku na zęby/dziąsła ani przykładać włosia do jednego obszaru jamy ustnej przez dłuższy czas.

Szczoteczka posiada 2-minutowy inteligentny timer, który jest zalecany przez dentystów jako optymalny czas szczotkowania zębów, a po każdym 30 sekundach następuje przerwa przypominająca o konieczności przejścia do innego obszaru jamy ustnej.

Przejdź do następnej sekcji, gdy poczujesz pauzę, a szczoteczka automatycznie wyłączy się po 2 minutach.

Aby uniknąć rozpryskiwania pasty do zębów, włączaj szczoteczkę dopiero po przyłożeniu jej do zębów i wyjmuj ją z ust dopiero po wyłączeniu.

Wymiana główki szczoteczki do zębów

Instalacja:

Wsuń główkę szczoteczki do rękojeści i upewnij się, że znajduje się ona we właściwej pozycji.

Deinstalacja:

Mocno przytrzymaj rękojeść, a następnie wyciągnij z niej główkę szczoteczki.

Ładowanie szczoteczki do zębów

Jeśli przy pierwszym włączeniu szczoteczka wykazuje niski poziom naładowania baterii, przed użyciem upewnij się, że jest w pełni naładowana.

Jeśli szczoteczka nie była używana przez ponad 3 miesiące, przed użyciem należy ją w pełni naładować zgodnie z instrukcją ładowania.

Jeśli wskaźnik miga szybko podczas pracy, oznacza to, że szczoteczka ma niski poziom naładowania baterii, należy ją jak najszybciej naładować.

Gdy zamierzasz naładować szczoteczkę, włóż kabel USB do portu ładowania znajdującego się w dolnej części szczoteczki i upewnij się, że szczoteczka jest bezpiecznie podłączona do prądu.

Podczas procesu ładowania wskaźnik ładowania będzie świecił na biało i powoli migał. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, wskaźnik włączy się na dwie minuty i nie będzie już migał, a po upływie 2 minut wyłączy się automatycznie. Po pełnym naładowaniu szczoteczki można jej używać przez dwie minuty na sesję, dwa razy dziennie przez 25 dni.

Szczoteczka jest wyposażona w funkcję wodoodporności, dzięki czemu można jej bezpiecznie używać w łazience.

Tryby

Tryb pierwszy: Czyszczenie

W tym trybie biała lampka kontrolna zapala się w pozycji "Clean/Czyszczenie", wychylenie szczoteczki jest duże, a intensywność drgań najsilniejsza. Jest on odpowiedni dla poprawnego stanu jamy ustnej, aby uzyskać najsilniejszy efekt czyszczenia i utrzymać zdrową higienę jamy ustnej.

Drugi tryb: Delikatny

W tym trybie biała lampka kontrolna zapala się w pozycji "Delikatny", ruch szczoteczki jest miękki, a intensywność drgań najłagodniejsza spośród trzech trybów, co jest odpowiednie dla użytkowników o wrażliwych zębach.

Trzeci tryb: Masaż

W tym trybie w pozycji "Masaż" zapala się biała lampka kontrolna, ruchy szczoteczki i intensywność drgań zmieniają się gwałtownie. Tryb ten służy do delikatnej stymulacji, mającej na celu utrzymanie mocnych i zdrowych dziąseł.

3. Specyfikacja:

Temperatura pracy: 0-50°C

Napięcie robocze: DC3,7V

Materiał szczeciny: Nylon

Napięcie wejściowe: DC5.0V

Moc znamionowa: 2W

Stopień wodoodporności: IPX7

4. Środki ostrożności:

Nie należy demontować, naprawiać ani zmieniać produktu bez upoważnienia.

Osoby z poważnymi chorobami przyzębia lub po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy ustnej powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem.

Dzieci, niemowlęta i osoby niezdolne do obsługi powinny być nadzorowane przez rodzica lub osobę dorosłą.

Nie należy moczyć produktu w wodzie przez dłuższy czas.

Nie należy umieszczać szczoteczki w miejscach o wysokiej temperaturze ani wystawiać jej na działanie promieni słonecznych.

Nie należy mocno dociskać włosia do zębów lub dziąseł.

Produkt nie nadaje się dla dzieci poniżej 12 roku życia.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.