







MICROCURRENT FACE-LIFT PEN | 6 IN 1

-  Skin Scan & Personal Routine Guide
-  SmartSonic Pulsation Technology
-  MicroCurrent Face-Lift Technology
-  Ultra-Gentle Contouring & Firming Spheres
-  Anti-Aging Massage Technology
-  Low-Voltage Current

Zyskaj
młodzieńczy
blask

Create your personal
Skincare Routine

and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



DOBRCZE WIEDZIEĆ

WSKAZÓWKA 01

Przed włączeniem funkcji MicroCurrent Face-Lift Technology upewnij się, że urządzenie jest suche.

WSKAZÓWKA 02

Zalecamy używanie naszego specjalnie opracowanego nawilżającego żelu do zabiegów wykorzystujących mikroprądy dla lepszych efektów. Podczas każdej sesji liftingu konieczne jest stosowanie żelu do zabiegów z użyciem mikroprądów GESKE.

WSKAZÓWKA 03

Po każdym użyciu wyczyść urządzenie środkiem do czyszczenia urządzeń GESKE.



Pulsacje SmartSonic

■ 3 poziomy prędkości



Mikroprądy

■ 3 Intensywności



Wł./Wył.

Naciskaj przez 1-2 sekundy

Czas ładowania wynosi 2,5 godz.



Konturowanie i ujędrnianie

Tonizacja skóry



Masaż przeciwstarzeniowy

Młodzińczy blask



OPANUJ PIERWSZE KROKI

Zwalcz pierwsze oznaki starzenia wokół oczu i ust za pomocą MicroCurrent Face-Lift Pen | 6 in 1 w stylu Hello Kitty.



PEŁNY LIFTING TWARZY

PRZYGOTOWANIE

Zacznij od czystej twarzy i nałóż nasz specjalnie opracowany nawilżający żel do zabiegów wykorzystujących mikroprąd.

ZASILANIE WŁĄCZONE

Włącz funkcję SmartSonic Pulsation i MicroCurrent Face Lift, przytrzymując przycisk zasilania przez 2 sekundy. Wybierz poziom intensywności za pomocą przycisków plus i minus.

LIFTING

Umieść ultradelikatne kulki modelująco-ujędniające pod oczami, obok nosa. Przesuwaj urządzenie wokół oczu, linii uśmiechu i linii szczęki, powtarzając każdy ruch kilka razy po obu stronach twarzy.

ZAKOŃCZENIE

Wyłącz urządzenie przytrzymując przycisk zasilania przez 2 sekundy i opłucz urządzenie wodą w celu jego oczyszczenia. Po każdym użyciu wyczyść urządzenie środkiem do czyszczenia urządzeń GESKE.



LIFTING Z MYŚLĄ O MŁODZIEŃCZYCH DŁONIACH

PRZYGOTOWANIE

Umyj ręce łagodnym mydłem i osusz je. Nałóż na grzbiet dłoni nasz nawilżający żel do zabiegów wykorzystujących mikroprąd.

ZASILANIE WŁĄCZONE

Włącz funkcję SmartSonic Pulsation i MicroCurrent Face Lift, przytrzymując przycisk zasilania przez 2 sekundy. Wybierz poziom intensywności za pomocą przycisków plus i minus.

LIFTING

Umieść kulki Ultra-Gentle Contouring & Firming Spheres pod paznokciem małego palca. Przesuwaj urządzenie trzykrotnie w dół każdego palca, aż dotrzesz do nadgarstka. Następnie przesuwaj urządzenie, wykonując małe kółka i pokrywając wszystkie obszary grzbietu dłoni. Powtórz czynności po drugiej stronie.

ZAKOŃCZENIE

Wyłącz urządzenie przytrzymując przycisk zasilania przez 2 sekundy i opłucz urządzenie wodą w celu jego oczyszczenia. Po każdym użyciu wyczyść urządzenie środkiem do czyszczenia urządzeń GESKE.

Stwórz swoją osobistą rutynę pielęgnacji skóry

i pobierz naszą aplikację GESKE



Zaawansowana Aplikacja



Wideo Z przewodnikiem



Wykorzystuje sztuczną inteligencję Skanowanie skóry



Ekspert Porady



Osobisty Przewodnik



W aplikacji Nagrody



WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA. PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM.

Przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa przed pierwszym użyciem. Zachowaj obydwie instrukcje użytkownika.

Twój produkt w skrócie

Twój produkt to wielofunkcyjne urządzenie MicroCurrent. Można go bezpiecznie stosować do 3 razy w tygodniu, ale nie częściej niż raz dziennie. Nie należy stosować częściej. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i doskonałych rezultatów należy zawsze przestrzegać indywidualnie dobranej rutyny pielęgnacji skóry stworzonej za pomocą aplikacji GESKE.

Przeznaczenie

Nasze urządzenia Geske MicroCurrent Face-Lift Pen i Hello Kitty MicroCurrent Face-Lift Pen są przeznaczone do stymulacji skóry szyi i twarzy jako rozwiązanie kosmetyczne dostępne bez recepty.

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać w całości niniejsze Informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz Instrukcję obsługi produktu. Należy zachować kopie obydwu tych dokumentów, ponieważ zawierają one ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania oraz wymogów technicznych i prawnych. Urządzenie jest produktem do pielęgnacji skóry dla osób dorosłych, a nie wyrobem medycznym czy produktem o właściwościach medycznych bądź innych właściwościach leczniczych. Korzystając z urządzenia, należy zawsze przestrzegać spersonalizowanych zaleceń dotyczących stosowania zawartych w aplikacji GESKE Beauty.

Dane techniczne

Materiały: ABS, silikon, stop cynku | Temperatura przechowywania: -5 - +60°C/23-140°F | Bateria: Li-Ion 3.7 V | Pojemność baterii: 220 mAh | Maksymalny prąd ładowania: 220 mA | Napięcie ładowania: 5 V | Czas ładowania: ok. 2.5 godziny | Czas działania różni się w zależności od aktywowanych technologii i intensywności. | Interfejs: USB | Programy: Wibracje: 3 poziomy prędkości, mikroprądy: 3 poziomów natężenia

Produkt nie nadaje się do stosowania w następujących warunkach:

Jeśli masz wszczepiony wyrób medyczny lub inne urządzenie elektroniczne, takie jak rozrusznik serca, po zabiegu laserowym lub peelingu chemicznym oraz po chirurgii plastycznej twarzy.

W następujących przypadkach konieczna jest konsultacja z lekarzem w celu ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do stosowania:

W przypadku choroby serca i ciąży. Bezpieczeństwo stosowania w czasie ciąży nie zostało ustalone.

Dalsze informacje dotyczące stosowania:

Przed zastosowaniem funkcji MicroCurrent Face-Lift Technology produkt musi całkowicie wyschnąć. Należy stosować funkcję MicroCurrent Face-Lift Technology wyłącznie w połączeniu z nawilżającym żelem mikroprądowym GESKE. Nie należy używać funkcji mikroprądów na klatce piersiowej, wokół oczu, środkowej części szyi, w okolicy narządów płciowych/pachwin, na zaczerwienionej i objętej stanem zapalnym skórze, na znamionach i powiększonych naczyńkach krwionośnych. Nie są znane długoterminowe skutki działania mikroprądów. W wyniku stymulacji nerwu wzrokowego podczas użytkowania można dostrzec migające światło. Jeśli stan ten będzie się utrzymywał, gdy produkt nie będzie używany, należy zwrócić się o pomoc lekarską. Podczas stosowania może wystąpić lekkie uczucie mrowienia. Zmniejsz poziom natężenia mikroprądów, aby zmniejszyć lub wyeliminować uczucie mrowienia. Elektroniczne urządzenia monitorujące mogą nie działać prawidłowo, gdy urządzenie jest używane. Nigdy nie używaj produktu podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania ciężkich maszyn. Nie wkładaj żadnych ostrych przedmiotów do otworów produktu. Produktu można używać wyłącznie w połączeniu z bezpiecznym adapterem niskiego napięcia (SELV). Do ładowania urządzenia zalecamy stosowanie standardowych zasilaczy IEC60335. Nie stosować produktu na podrażnioną lub uszkodzoną skórę, otwarte rany (po wszelkiego rodzaju urazach), w przypadku infekcji bakteryjnych lub wirusowych skóry (zarówno w miejscu stosowania, jak i poza nim). Produkt nie jest przeznaczony do leczenia chorób skóry. Jeżeli występują u Ciebie choroby skóry, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z dermatologiem. Nie należy używać produktu jeżeli jest 1) nadmiernie rozgrzany, 2) uszkodzony mechanicznie lub zdeformowany, 3) odbarwiony. Jeżeli podczas stosowania wystąpił ból i (lub) dyskomfort, należy zaprzestanie stosowania produktu i zasięgnąć porady lekarza. Skóra wokół oczu jest bardzo wrażliwa; należy zachować szczególną ostrożność podczas zabiegów pielęgnacyjnych tego obszaru i unikać kontaktu produktu z powiekami i oczami. Produktu używać należy wyłącznie zgodnie z zaleceniami w ramach spersonalizowanej rutyny. Ze względów higienicznych zalecamy, aby nie udostępnić produktu nikomu innemu. Produkt przeznaczony do stosowania w kosmetycznej pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu. GESKE nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwe skutki wynikające z użycia na innych obszarach ciała lub innego niewłaściwego użycia, podłączenia do nieodpowiednich źródeł napięcia, zanieszczonej cieczy przewodzącej lub kulek. Przed ładowaniem zawsze upewnij się, że wtyczka i gniazdko są całkowicie suche. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, zwarcia lub pożaru. Produktu nie wolno używać, gdy jest podłączony do gniazdka elektrycznego.

Ostrzeżenia

Ryzyko obrażeń w przypadku nieprawidłowego użycia!

Używanie produktu wyłącznie w sposób opisany w skróconej instrukcji obsługi i instrukcjach wideo. Jeżeli nadal masz pytania, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem support@geske.com.

Ryzyko obrażeń na skutek pożaru/zapłonu!

Nie gasić produktu wodą. Nie wrzucać produktu do ognia.

Niebezpieczeństwo obrażeń na skutek uszkodzonych akumulatorów!

Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorami może spowodować niekontrolowaną reakcję egzotermiczną. W takim przypadku należy natychmiast i w odpowiedni sposób zutilizować cały produkt.

Ryzyko obrażeń u dzieci!

Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Niebezpieczeństwo obrażeń na skutek porażenia prądem!

Płyn może uszkodzić obwód ładowania i zagrazić zdrowiu. Na czas czyszczenia odłącz produkt od kabla/obwodu ładowania.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia przez pole magnetyczne!

Pola magnetyczne mogą oddziaływać na elementy mechaniczne i elektroniczne, takie jak na przykład rozruszniki serca. Nie należy używać produktu bezpośrednio nad rozrusznikiem serca. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim lekarzem prowadzącym. Nie umieszczaj kart z paskami magnetycznymi (np. kart kredytowych) w pobliżu produktu, ponieważ magnesy produktu mogą je uszkodzić.

Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia na skutek zmieniających się temperatur otoczenia!

Zmiana temperatury otoczenia (np. po transporcie) może prowadzić do powstawania kondensacji. W takim przypadku nie należy używać produktu, dopóki nie dostosuje się do nowej temperatury otoczenia. Nigdy nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ekstremalnych temperatur lub wrzącej wody.

Bezpieczne używanie w temperaturze otoczenia do 50°C (122°F).

Ryzyko uszkodzenia na skutek zbyt długiego ładowania!

Po każdym ładowaniu należy odłączyć kabel od obwodu.

Bezpieczne ładowanie do temperatury otoczenia 45°C (113°F).

Informacje na temat użycia urządzenia i ZSEE. To urządzenie elektryczne zostało po raz pierwszy wprowadzone do obrotu po 13 sierpnia 2005 roku. Zgodnie z europejską dyrektywą WEEE i przepisami krajowymi, urządzeń elektrycznych i części elektronicznych objętych niniejszą dostawą nie można wyrzucać razem z odpadami domowymi. Po zakończeniu okresu użytkowania produktu należy je oddać do miejskiego punktu zbiórki, aby zapewnić użycie przyjazną dla środowiska.

Informacje dotyczące baterii / akumulatorów

Bezpieczne używanie w temperaturze otoczenia do 50°C (122°F).

Ryzyko uszkodzenia na skutek zbyt długiego ładowania!

Po każdym ładowaniu należy odłączyć kabel od obwodu.

Bezpieczne ładowanie do temperatury otoczenia 45°C (113°F).



Informacje na temat użycia urządzenia i ZSEE. To urządzenie elektryczne zostało po raz pierwszy wprowadzone do obrotu po 13 sierpnia 2005 roku. Zgodnie z europejską dyrektywą WEEE i przepisami krajowymi, urządzeń elektrycznych i części elektronicznych objętych niniejszą dostawą nie można wyrzucać razem z odpadami domowymi. Po zakończeniu okresu użytkowania produktu należy je oddać do miejskiego punktu zbiórki, aby zapewnić użycie przyjazną dla środowiska.

Informacje dotyczące baterii / akumulatorów

W kontekście dystrybucji baterii i akumulatorów, zgodnie z przepisami europejskimi jesteśmy zobowiązani poinformować Cię, konsumenta, o następujących kwestiach: Użytkownik jest prawnie zobowiązany do zwrotu baterii i akumulatorów. Po zużyciu możesz je nam zwrócić, oddać do miejskiego punktu zbiórki lub bezpłatnie dostarczyć do lokalnego sprzedawcy. Baterie i akumulatory są oznaczone w następujący sposób:



Symbol te oznaczają, że baterie i akumulatory nie powinny być wyrzucane przez użytkownika wraz z odpadami domowymi. Baterie i akumulatory zawierające szkodliwe substancje są oznaczone jednym z poniższych symboli. Symbol składa się z przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oraz symbolu chemicznego metalu ciężkiego, który jest główną substancją zanieczyszczającą. W szczególności powyższe symbole oznaczają: Pb = akumulator zawiera ołów, Cd = akumulator zawiera kadm, Hg = akumulator zawiera rtęć

Informacje dotyczące baterii litowych/akumulatorów

Baterie litowe i akumulatory litowe można rozpoznać po symbolu chemicznym Li*. Oprócz informacji podanych powyżej pragniemy zwrócić uwagę również na następujące kwestie: Pozybywając się baterii litowych lub akumulatorów, zwracając je do nas, zanosząc do miejskiego punktu zbiórki lub przekazując lokalnym sprzedawcom detalicznym lub publicznym firmom zajmującym się użyciową odpadów, należy upewnić się, że są one całkowicie rozładowane. Prosimy również o zakrycie powierzchni stykowych baterii oznaczonych „+” i „-” taśmą klejącą, aby uniknąć ryzyka pożaru.



GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin oświadcza niniejszym, że wszystkie urządzenia elektroniczne odpowiadają odpowiednim warunkom odpowiednich dyrektyw europejskich 2014/30/EU i 2011/65/EU.

Ograniczenie odpowiedzialności

Firma GESKE Beauty Tech GmbH i (lub) jej sprzedawcy ponoszą odpowiedzialność za szkody spowodowane umyślnym lub rażąco niedbałym zachowaniem firmy GESKE Beauty Tech GmbH, przedstawiciela lub podmiotu zastępczego, zgodnie z przepisami prawa. Z wyjątkiem utraty życia, ciała lub zdrowia oraz naruszenia istotnych zobowiązań umownych (obowiązków karydalnych), firma GESKE Beauty Tech GmbH i (lub) jej sprzedawcy ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za szkody, które można przypisać celowemu lub rażąco zaniechaniu. Dotyczy to również szkód pośrednich, w szczególności utraconych korzyści. Ponadto odpowiedzialność wobec konsumentów z tytułu przejętej gwarancji, z wyjątkiem przypadków działania umyślnego lub rażąco niedbalstwa, naruszenia życia, ciała lub zdrowia oraz naruszenia istotnych obowiązków umownych (obowiązków karydalnych) ogranicza się do typowych, przewidywalnych szkód w momencie zawarcia umowy, a także do poziomu przeciętnych szkód typowych dla tej umowy. Dotyczy to również szkód pośrednich, w szczególności utraconych korzyści. W przypadku firm, z wyjątkiem przypadków utraty życia, kończy i zdrowia lub umyślnego lub rażąco niedbalstwa zachowania GESKE Beauty Tech GmbH i (lub) jej sprzedawców detalicznych, odpowiedzialność ogranicza się do typowych, przewidywalnych szkód w momencie zawarcia umowy, oraz także do poziomu średnich szkód typowych dla tej umowy. Dotyczy to również szkód pośrednich, w szczególności utraconych korzyści. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez: Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji/niewłaściwe użytkowanie/nieautoryzowane zmiany/zmiany techniczne/stosowanie niezatwierdzonych części zamiennych/stosowanie niezatwierdzonych akcesoriów Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wynikające z niemieckich przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.