

Masażer do stóp

Instrukcja obsługi

PL



SENCOR[®]

SFM 3720GR

SFM 3721VT

Przed użyciem urządzenia prosimy zapoznać się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku, jeśli mają Państwo doświadczenie z użytkowaniem urządzeń podobnego typu. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie tak, jak zostało to opisane w niniejszej instrukcji. Instrukcję należy zachować do wglądu.

Zalecamy zachować oryginalny karton służący do transportu urządzenia, materiały pakunkowe, dowód sprzedaży i kartę gwarancyjną minimalnie przez okres obowiązywania gwarancji. W razie transportu urządzenie należy zapakować do oryginalnego pudełka, w którym było dostarczone od producenta.

PL-1

SPIS TREŚCI

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA	3
OPIS MASAŻERA	5
POZYTYWNE EFEKTY DZIAŁANIA MASAŻERA	6
OBSŁUGA MASAŻERA	6
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	7
DANE TECHNICZNE	8
WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM	8
LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH	8

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa. Dzieci nie powinny się bawić urządzeniem.
- Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci poniżej 8 roku życia oraz dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór. Urządzenie i jego kabel sieciowy należy przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA PROSIMY UWAGNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.


- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że parametry techniczne podane na tabliczce znamionowej są zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
- W przypadku korzystania z urządzenia w łazience w celu zapewnienia szczególnej ochrony zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD) ze znamionowym prądem wyzwalamym o natężeniu nieprzekraczającym 30 mA w obwodzie elektrycznego zasilania łazienki. Prosimy zwrócić się o radę do elektryka.
- Z urządzenia nie należy korzystać w pobliżu wanny, prysznicza, umywalki, basenu itp.
- Urządzenia nie należy używać na dworze. Nie należy wystawiać go na bezpośrednie promieniowanie słoneczne. Nie należy umieszczać go w pobliżu otwartego ognia lub urządzeń będących źródłem ciepła.
- Z urządzenia należy korzystać na równej, suchej i stabilnej powierzchni.
- Aby zapobiec ewentualnemu porażeniu prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia ani jego kabla sieciowego w wodzie lub innej cieczy.
- Nie podłączaj wtyczki kabla sieciowego do gniazdka napięcia elektrycznego ani nie odłączaj jej mając stopy zanurzone w wodzie.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w pozycji siedzącej. Do wanienkę masażera nie należy wchodzić całym ciężarem ciała ani wkładać do niej żadnych przedmiotów.
- To urządzenie jest wyposażone w grzałkę. Osoby o obniżonej wrażliwości na ciepło powinny zachować zwiększoną ostrożność podczas korzystania z urządzenia.
- Nie zalecamy używania urządzenia w przypadku spuchniętych stóp, wysypki, w przypadku występowania stanu zapalnego lub podrażnień skóry stóp. W przypadku pojawienia się bólu, nudności lub podrażnień skóry należy przerwać korzystanie z urządzenia. W takich wypadkach korzystanie z urządzenia należy skonsultować z lekarzem.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego lub przed jego odłączeniem upewnij się, że wyłącznik jest ustawiony na pozycję OFF (wyłączone).
- Urządzenie należy zawsze wyłączyć i odłączyć od gniazdka sieciowego, jeżeli nie będzie używane oraz przed jego przemieszczeniem lub czyszczeniem.
- Nie odłączaj urządzenia od gniazdka sieciowego poprzez pociąganie za kabel sieciowy. Mogłoby dojść do uszkodzenia kabla sieciowego lub gniazdka. Przewód z gniazdka odłącza się ciągnąc za wtyczkę przewodu sieciowego.
- Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką. Jeśli kabel sieciowy jest uszkodzony, jego wymianę należy powierzyć specjalistycznemu serwisowi.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, jest nieszczelne (wydobywa się z niego woda), jeśli zostało uszkodzone lub zanurzone w wodzie. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie naprawiaj urządzenia samodzielnie ani w żaden sposób go nie przerabiaj. Wszelkie naprawy tego urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencja do urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji oznacza utratę gwarancji.

MASAŻER DO STÓP

SFM 3720GR / SFM 3721VT

PL

OPIS MASAŻERA



POZYTYWNE EFEKTY DZIAŁANIA MASAŻERA

- Punkty stymulacji pełnią podobną funkcję jak delikatny dotyk palców i zapewniają efektywne masaże stóp. Intensywność masażu można z łatwością wyregulować poprzez dociśnięcie stóp do punktów stymulacji lub ich podniesienie. Dysze powietrzne tworzą przyjemną relaksującą kąpiel bąbelkową. Ciepła kąpiel wodna wzmacnia pozytywne efekty działania masażu i kąpieli bąbelkowej. Urządzenie jest wyposażone w grzałkę zapobiegającą obniżeniu temperatury wody w wanience masażera. W celu zapewnienia szybkiej regeneracji, ulepszenia krążenia krwi i ukrwienia skóry zapewnij swoim stopom codzienny przyjemny masaż relaksujący w bąbelkowej kąpeli wodnej.

OBŚLUGA MASAŻERA

1. Umieść urządzenie na równej, suchej i stabilnej powierzchni. Aby podczas jego użycia nie dochodziło do przesuwania, urządzenie zostało wyposażone w nóżki antypoślizgowe.
2. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Pokrętło A① jest ustawione w pozycji OFF (wyłączone).
3. Napełnij wanienkę masażera A③ czystą wodą. Należy zadbać o to, aby poziom wody nie przekraczał kreski MAX, zaznaczonej po wewnętrznej stronie wanienki A③.



Uwaga:

Korzystaj wyłącznie z czystej wody bez jakichkolwiek dodatków, np. mydła, szamponu itp.

4. Podłącz kabel sieciowy urządzenia do gniazdka napięcia elektrycznego. Usiądź i upewnij się, że Twoje stopy są czyste. Zanurz je w kąpeli wodnej.



Uwaga:


Nie wchodź do wanienki A③ całą wagą ciała. Mogłoby dojść do jej uszkodzenia.

5. Za pomocą pokrętła A① wybierz jeden z poniższych trybów pracy:

5.1 MASSAGE

Masaż stóp w kąpeli wodnej bez podgrzewania wody.

B




MASAŻER DO STÓP

SFM 3720GR / SFM 3721VT

PL


5.2 WARM + VIBRATION (BUBBLES)

Bąbelkowa kąpiel wodna z utrzymaniem temperatury wody, działająca na stopy relaksująco i kojąco.



5.3 MASSAGE + WARM + VIBRATION (BUBBLES)

Masaż w podgrzewanej bąbelkowej kąpeli wodnej, działająca regenerująco na zmęczone stopy, poprawiająca krążenie krwi i ukrwienie skóry stóp.



Uwaga:

Zalecany czas masażu wynosi 15 min. Czas można regulować według indywidualnych potrzeb. Nie powinien jednak przekroczyć 30 min.

6. Po zakończeniu korzystania z urządzenia ustaw pokrętko A① na pozycję OFF (wyłączone). Wymij stopy z wanienki A③ i wysusz je ręcznikiem. Odłącz kabel sieciowy od gniazdka napięcia elektrycznego. Po każdorazowym użyciu urządzenia usuń wodę z wanienki A③ i wytrzyj ją zgodnie z zaleceniami podanymi w rozdziale Czyszczenie i konserwacja.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem upewnij się, że masażer jest wyłączony i odłączony od gniazdka elektrycznego.
- Po każdym użyciu urządzenia wylej wodę z wanienki A③. Następnie opłucz wanienkę A③ czystą wodą i pozostaw ją do wyschnięcia.
- Jeśli powierzchnia urządzenia jest zanieczyszczona, wytrzyj ją ściereczką delikatnie zwilżoną letnią wodą lub słabym roztworem letniej wody i neutralnego detergentu. Wytrzyj powierzchnię, na której został zastosowany środek do mycia naczyń, ściereczką zwilżoną czystą wodą. Wytrzyj wszystko do sucha.
- Nie zanurzaj masażera w wodzie.
- Do czyszczenia nie używaj środków czystości zawierających elementy ścierne, rozcieńczalników, rozpuszczalników itp.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość nominalna	50 Hz
Nominalny pobór mocy	90 W
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	II
Stopień ochrony przed szkodliwym wniknięciem wody.....	IPX4

Wyjaśnienie terminów technicznych

Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:

Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona za pomocą podwójnej lub wzmacnionej izolacji.

Stopień ochrony przed szkodliwym wniknięciem wody:

IPX4 – Urządzenie jest chronione przed przyskakującą wodą.

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na gminne wysypisko odpadów.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym odpadem domowym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu. Likwidując właściwie takie produkty pomożesz zachować cenne źródła surowców naturalnych i weźmiesz udział w przeciwdziałaniu ich negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, które mogłyby zostać zagrożone w przypadku nieodpowiedniej likwidacji tych odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji. Przy niewłaściwej likwidacji tego rodzaju odpadu może być zgodnie z lokalnymi przepisami nałożona kara administracyjna na sprawcę takiego wykroczenia.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.