

SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW DLA DZIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAŻNE

Niebezpieczeństwo

- Nie należy czyścić stacji ładującej gdy jest podłączona do prądu.
- Nie należy zanurzać stacji ładującej ani szczoteczki w wodzie ani innych płynach na dłuższy okres czasu.
- Po zakończeniu czyszczenia stacji ładującej należy upewnić się jest ona całkowicie sucha przed podłączeniem jej do źródła prądu.
- Należy regularnie sprawdzać, czy na obudowie szczoteczki nie ma widocznych pęknięć. Pęknięcie główki szczoteczki może spowodować ryzyko zadławienia się.

Ostrzeżenie

- Wymiana przewodu zasilającego jest niedozwolona. Jeśli przewód jest uszkodzony należy wymienić stację ładującą.
- W takim wypadku należy stację ładującą wymienić na produkt oryginalny.
- W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń produktu (szczoteczka, uchwyt i/lub stacja ładująca), należy zaprzestać korzystania z produktu.
- Zabronione jest używanie stacji ładującej w pobliżu gorących powierzchni.
- Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się szczoteczką jak zabawką.

Jama ustna


- Jeśli twoja jama ustna lub dziąsła podlegały leczeniu operacyjnemu w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, przed użyciem szczoteczki należy skonsultować się z dentystą.
- Jeśli podczas korzystania ze szczoteczki następuje krwawienie z dziąseł i objawy te nie ustępują po upływie tygodnia, należy skonsultować się z dentystą.
- W przypadku obawy dotyczące opieki medycznej, przed użyciem tego produktu należy skonsultować się z lekarzem.
- Elektryczna szczoteczka do zębów ORO-MED odpowiada standardom bezpieczeństwa urządzeń elektromagnetycznych.
- Jeśli masz wszczepiony rozrusznik serca lub innego rodzaju urządzenie, należy skonsultować się z lekarzem.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do czyszczenia zębów, dziąseł i języka, nie należy stosować go w innych celach. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niepokojących objawów lub bólu należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z lekarzem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W celu zmniejszenia ryzyka nieprawidłowego działania, porażenia prądem, obrażeń ciała, pożaru, śmierci i wyposażenia lub mienia, należy przestrzegać następujących środków ostrożności.

- Nie należy rozmontowywać produktu – grozi to uszkodzeniem produktu.
- Nie przechowywać szczoteczki w pobliżu dzieci lub niemowląt. Szczoteczka nie może być używana przez małe dzieci – możliwość zranienia lub połknięcia ruchomych części.
- W przypadku dłuższego okresu nieużywania szczoteczki należy odłączyć stację ładująca od zasilania – zmniejszona wartość izolacji spowodowana przez wyciek elektrolitu może doprowadzić do porażenia lub pożaru.
- Osoby cierpiące na ciężką chorobę przyzębia, przechodzące choroby jamy ustnej lub w przypadku podejrzenia o chorobę jamy ustnej, przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem. W przeciwnym razie może to spowodować utratę zębów.
- Osoby o niskiej wrażliwości jamy ustnej nie powinny korzystać ze szczoteczki. Nie należy naciskać szczoteczki na zęby lub dziąsła, ani też zbyt długo czyścić jednego miejsca. Nie należy dotykać plastikowych części urządzenia lub głowicy szczoteczki. W przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie zębów i dziąseł.
- Nie należy dzielić szczoteczki z rodziną lub innymi osobami. Może to doprowadzić do infekcji.
- Nie należy umieszczać na ładowarce metalowych przedmiotów. Prowadzi to do ryzyka pożaru związanego z przegrzaniem.


OPIS




Uwaga: proszę sprawdzić kompletność i ilość elementów.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


1. Głowicę szczoteczki należy zdecydowanym ruchem nasadzić na mocowanie.




- Zmoczyć główkę szczoteczki ciepłą wodą (nie gorącą) w celu poprawy komfortu używania.



2. Wycisnąć pastę do zębów w odpowiedniej ilości trzymając szczoteczkę w poziomie.



3. W celu przełączenia trybów szczotkowania nacisnąć przycisk zasilania. Włączyć szczoteczkę (ponieważ jest to urządzenie przeznaczone dla dzieci, działające na zasadzie mikrowibracji nie należy obawiać się rozchlapania pasty), umożliwić dziecku włożenie szczoteczki do jamy ustnej i uruchomić automatyczny tryb szczotkowania.



4. Po zakończeniu szczotkowania wyłączyć zasilanie. Po dwóch minutach szczotkowania szczoteczka wyłączy się automatycznie, następnie przemyć szczoteczkę wodą.



5. Ostrożnie przemyć głowicę szczoteczki.
- Obmyć włosie w bieżącej wodzie dokładnie wytrzeć główkę, umieścić w bezpiecznym miejscu.



TRYBY SZCZOTKOWANIA

Trzy tryby szczotkowania dostosowane do dziecięcej jamy ustnej i wieku dzieci:

- **1 tryb** 4-6 lat: delikatny masaż dziąseł i delikatne czyszczenie.
- **2 tryb** 7-9 lat: głębokie czyszczenie pozwala zapobiegać próchnicy zębów oraz innym chorobom jamy ustnej.
- **3 tryb** powyżej 10 lat: Dokładne czyszczenie całej jamy ustnej, włącznie z trudniej dostępnymi miejscami.

OPIS FUNKCJONALNY

3 tryby:

- **1 tryb** 4-6 lat: 28000 skoków/min., delikatnie przesuwać przez 1 minutę.
- **2 tryb** 7-9 lat: 28000 skoków/min., delikatnie myć przez 2 minuty.
- **3 tryb** powyżej 10 lat: 28000 skoków/min., miękkie mycie przez dwie minuty.

* Produkt posiada funkcję inteligentnej pamięci. Automatycznie uruchomi on ostatnio używany tryb po ponownym uruchomieniu szczoteczki.

Bezprzewodowe ładowanie indukcyjne

Nie ma konieczności wymiany baterii – urządzenie posiada inteligentne ładowanie indukcyjne.

Automatyczny timer

2 min. inteligentny auto-timer, 30 s przerwy


Wodoszczelność IPX 7

Produkt można przemywać pod bieżącą wodą.

CZAS SZCZOTKOWANIA ZĘBÓW


Podczas szczotkowania będzie miała miejsce krótka przerwa w każdej z następujących czynności po 30 sekundach, aby przypomnieć o zmianie obszaru szczotkowania.

Oczyścić różne obszary ust, aby osiągnąć najlepsze efekty czyszczenia. Dla zachowania zdrowia jamy ustnej zaleca się wymianę główki szczoteczki co 3 miesiące.




CZYSZCZENIE GŁÓWKI SZCZOTECZKI I RĘKOJEŚCI

Nie należy umożliwiać dzieciom czyszczenia szczoteczki. Przed spłukaniem wodą szczoteczkę należy wyłączyć. Zaleca się wymianę główki szczoteczki co 3 miesiące.




Główka szczoteczki

- Wyczyścić główkę szczoteczki pod bieżącą wodą
- Po umyciu strzepnąć nadmiar wody
- Nie wycierać włosa szczoteczki
- Nie używać gorącej wody powyżej 80°C.



Rękojeść

- Wyczyścić rękojeść pod bieżącą wodą
- Nie przekręcać ani nie uszkadzać wodoszczelnej uszczelki gumowej.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie używać gorącej wody powyżej 40°C.
- Wytrzeć szczoteczkę suchą szmatką i odłożyć w bezpieczne miejsce.



Ładowanie baterii

- Podłączyć wtyczkę stacji ładującej do sieci, następnie wsadzić rękojeść szczoteczki do stacji. Wskaźnik ładowania powinien być zapalony.
- Pierwsze pełne ładowanie powinno zająć 16 godzin, kolejne pełne ładowania 12 godzin. Pełne ładowanie umożliwia 30 godzin użytkowania szczoteczki. Przy niskim stanie baterii wskaźnik poziomu baterii świeci się na czerwono i miga. Podczas ładowania świeci się na czerwono, bateria jest w pełni naładowana kiedy wskaźnik miga światłem zielonym.

- Wyjąć wtyczkę z sieci w celu oszczędzania energii. Szczoteczkę można zostawić w stacji ładującej, Nie ma niebezpieczeństwa przeładowania baterii.
- Jeśli szczoteczka jest nieużywana przez dłuższy okres czasu oraz podczas ładowania wskaźnik zasilania nie będzie świecił się od razu, jest sytuacją normalną. Po wstępnym ładowaniu wskaźnik zasilania będzie zaświecony.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe: DC5V1A

Napięcie robocze: 3.0V-4.2V

Pojemność baterii: 600mAh

Moc: 0.65W-1.8W

SONIC TOOTHBRUSH FOR KIDS INSTRUCTIONS

IMPORTANT MATTER

Danger

- Do not clean the charging base while power is on.
- Do not immerse the charger or toothbrush for long periods of time in water or other liquids.
- After the charger has finished cleaning, make sure the charger is completely dry and then connects the power supply.
- Check the brush for cracks on a regular basis. Rupture of the brush head can cause a choking hazard.

Warning

- The wires can not be replaceable and discard the charger if the wires are damaged.
- Be sure to replace the original type of charger to avoid danger.
- If the product has any damage to the machine (brush, toothbrush grip and/or charger), please stop using this product.
- Charger can no longer be used near high heat surface.
- Do not let children use this product as a toy.

Caveat


- If your mouth or gums have undergone surgery in the past 2 months, consult your dentist before using this product.
- Consult your dentist if you use this product again with bleeding gums and the bleeding condition lasts for about a week.
- If you have concerns about medical care, consult your doctor before using this product.
- ORO-MED electric toothbrush conforms to the safety standard of electromagnetic equipment. If your body is equipped with a rhythm adjuster or has an implanted device, consult a dentist or an implant device before use.
- This product is only used to clean teeth, gums and tongue, do not use for other purposes. If you feel any discomfort or pain, please stop using it immediately and ask your professional doctor for help.

SAFETY PRECAUTIONS

To reduce the risk of malfunction, electric shock, injury, fire, death, and equipment or property, be sure to observe the following safety precautions.

- Do not disassemble any product other than this product or may cause a fire, injury or electric shock.
- Do not store in infants and young children within the scope of contact. Do not use by infants and young children or may cause an accident or injury due to inadvertent inhalation of moving parts.
- If you do not use this product for a long period of time, unplug the power plug from the home power outlet. Otherwise it may be due to decreased insulation performance caused by leakage, resulting in electric shock or fire.
- People who have severe periodontal disease, have had a history of dental disease, or have a suspected oral condition should consult a doctor before use. Otherwise it may cause tooth loss.
- People with low oral sensitivity should not use this product. Do not force the brush on the teeth or gums, or clean a part for a long time. Do not touch the plastic parts of the unit or the brush head. Otherwise it may cause tooth and gums injury.
- Do not share your brush head with your family or others. Otherwise it may cause infection.
- Do not place metal objects on the charger. Otherwise it will burn because overheating.


PART NAME




Note: please check the parts and quantity.

INSTRUCTIONS FOR USE


1. Please insert the brush head firmly into the brush head shaft.




- Install the brush head, first with warm water (do not use too hot water) soaked brush bristles, making the baby brush more comfortable.



2. Please squeeze the toothpaste in appropriate amount.
 - The vertical alignment of toothpaste brush, squeeze proper toothpaste.



3. Press the power button to switch brushing modes.
 - Turn on the power(because its section is dedicated to the baby, micro-vibration, do not worry about the situation of toothpaste splashing), let the baby put it into his mouth and open the automatic brushing mode.



4. Turn off the power after brushing.
 - After brushing for 2 minutes, turn off the power automatically and rinse with water.



5. Clean the brush head safely.
- Wash the bristles with clean water, and then brush the head thoroughly and place it in a safe place.



BRUSHING MODES

Professional for children's mouth, 3 brushing modes switch based on children's ages.

- **1 mode** 4-6 years old: soft massage children's gums, gentle cleaning, care baby oral health.
- **2 mode** 7-9 years old: deep cleaning, to help prevent from tooth decay, dental carries and other oral problems.
- **3 mode** above 10 years old: The dental cavity, dental gingiva, pit and fissure, which are difficult to clean, can be thoroughly cleaned.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

3 Modes

- **1 mode** 4-6 years old: 28000 strokes/min., gentle swing for two minute.
- **2 mode** 7-9 years old: 28000 strokes/min., gentle clean for two minutes.
- **3 mode** above 10 years old: 28000 strokes/min., soft clean for two minutes.

*This product has intelligent memory function. It will open the last mode automatically when you use next time.

Wireless inductive charging

No need to replace the battery and intelligent wireless inductive charging.

Auto-timer guide

2 min. Intelligent auto-timer, 30 seconds interval timer guide

IPX 7 waterproof


This product can be rinsed by water without any problem.

BRUSH YOUR TEETH TIME

When you use this product, there will be a brief pause every 30 seconds to remind you to change the brushing area.

Clean the various areas of the mouth to achieve a scientific cleaning effect and to develop a good brushing habit.

For your oral health, it is advisable to replace the brush head every 3 months.




CLEAN THE BRUSH HEAD AND THE HANDLE

Do not let your children clean the toothbrush.


Turn off the toothbrush before rinsing with water.

Advise to change the brush head every 3 months.




Brush head

- Rinse the brush head with liquid water
- Shake off water after cleaning
- Do not brush the brush head bristles.
- Do not use hot water above 80°C.



Handle

- Rinse the handle with liquid water
- Do not rub or damage the waterproof rubber seal.
- Do not immerse the device into water.
- Do not use hot water above 40°C.
- Wipe the device with dry cloth and put it back to a safe place.



Toothbrush charging

- Plug the adaptor into an electrical outlet and put the brush handle onto the charging base, the charging indicator should be lit.
- The full charge needs about 16 hours which enables about 30 days brushing. Power indicator keeps flashing green which means battery low power. Indicator light turns green when charging, and fully charged when indicator keeps flashing green.
- Pull plug out of outlet for saving energy, or leave it and keep the brush on charging base, there is no risk of overcharging of battery.
- If not use for a long time and when you charge it, the power indicator will not be lit immediately which is normal. After pre-charging 30 minutes, the power indicator will be lit.

PARAMETER

Rated input: DC5V 1A
Main working voltage: 3.0V-4.2V
Battery capacity: 600mAh
Power: 0.65W-1.8W



BIURO SERWISOWE: ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa
e-mail: serwis@oromed.pl • tel. kom.: 798 988 588

KARTA GWARANCYJNA SONICZNEJ SZCZOTECZKI DO ZĘBÓW DLA DZIECI

LOT: 05/2022

1. Producent udziela gwarancji na prawidłową pracę sonicznej szczoteczki do zębów dla dzieci na okres 24 miesięcy od daty jej nabycia.
2. Wady lub usterki ujawnione w okresie trwania gwarancji usuwamy bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony.
3. Nabywcy przysługuje prawo wymiany urządzenia w przypadku, gdy nastąpi trzykrotne uszkodzenie tego samego elementu lub zespołu. W przypadku wymiany, okres gwarancji dla nowego przyrządu liczy się od daty jego wymiany.
4. Gwarancją nie są objęte i powodują jej unieważnienie, uszkodzenia szczoteczki do zębów dla dzieci powstałe w wyniku: niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, samowolnego dokonywania napraw; oraz wszelkie uszkodzenia mechaniczne i powstałe wskutek wycieku z zużytych baterii, które nie podlegają gwarancji.
5. Karta gwarancyjna opatrzona pieczęcią producenta i punktu sprzedaży oraz datą sprzedaży i podpisem sprzedawcy, we wszystkich miejscach do tego celu przeznaczonych, stanowi podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych.

Pieczęć punktu sprzedaży, data, podpis: