

PL

EN

BEAUTIFLY

B-Glossy

PRO

series

Urządzenie do mezoterapii bezigłowej
The needleless mesotherapy device



Instrukcja obsługi
User manual

[/beautifly.eu](https://www.facebook.com/beautifly.eu)[@beautifly.eu](https://www.instagram.com/beautifly.eu)www.beautifly.eu

zółte, niebieskie i czerwone światło fotonowe		
5 trybów pracy	prądy EMS	krioterapia
funkcja syntezy kolagenu	częstotliwość wibracji 8000/min	
niweluje oznaki starzenia się skóry		podnosi i napina skórę
zweża pory	lifting nowej generacji PRO	

Urządzenie do mezoterapii bezigłowej B-Glossy PRO to urządzenie nowej generacji do wykonywania zabiegów anti aginig, a także wielu innych. Poznaj zalety B-Glossy PRO i przenieś się na moment do swojej prywatnej strefy urody. Skorzystaj z wielu możliwości w zależności od tego, czego aktualnie potrzebuje Twoja skóra.

Głębokie nawilżenie wewnątrzkomórkowe, krioterapia na opuchnięte zmęczone oczy, a może coś bardziej zaawansowanego? Mikroprądy EMS będą stymulować skórę do podniesienia jej owalu oraz nadadzą jędrności i napięcia. Urządzenie posiada funkcję Collagen Synthesis czyli technologię, która pozwoli w trybie natychmiastowym pobudzić skórę do zwiększenia produkcji kolagenu. Kolagen uelastycznia, wygładza zmarszczki, napina skórę, dając efekt liftingu w zaledwie kilkanaście minut. Mikromasaż ultradźwiękowy w połączeniu z terapią światła fotonowego głęboko wniknie w warstwy skóry doprowadzając w nią maksymalną ilość substancji aktywnych. Światłoterapia indywidualnie wpłynie na konkretne problemy skórne, takie jak trądzik, zmarszczki, czy spadek nawodnienia wewnątrzkomórkowego, przywracając skórze naturalny zdrowy i młodszy wygląd.

Dane techniczne

Wejście:	DC 5V
temperatura:	6-42°C (+/-5°C)
wibracja:	8000 (-+ 10) rpm
czas ładowania:	2.5h
prąd ładowania:	500mA
moc:	max 8.5W
pojemność baterii:	1000mAh
czas czuwania:	45 days
waga netto:	145g
czas użycia:	5min/time or 2 min/time
rozmiar urządzenia:	175*55*67mm

Wprowadzenie

Nasza cera składa się z co najmniej trzech milionów porów. Wiadomym jest, że aby dogłębnie ją oczyścić nie wystarczy sam płyn i dłoń. Najlepiej z makijażu oraz powierzchniowych zanieczyszczeń, oczyszczać cerę za pomocą szczoteczek sonicznych. Raz na jakiś czas każdej skórze potrzebne jest jednak dogłębne wewnątrzkomórkowe oczyszczenie. Wówczas skóra będzie w stanie przyjmować i dobrze wchłaniać składniki aktywne jakie nakładamy, a kosmetyki spełnią doskonale swoje przeznaczenie. Technologia mikrowibracji dźwiękowej dopasowanej do twarzy, oczyszcza skórę 8000 wibracjami na minutę. Wszystkie zanieczyszczenia są dokładnie wydobywane na powierzchnię i zgarniane z twarzy za pomocą przymocowanego wacika. Po takim oczyszczeniu skóra jest gładka, a pory oczyszczone. Gotowa na dalsze kroki pielęgnacji.

Zasada ciepło zimno Hot & Cold Method

Badania wykazują że dotarcie do skóry w temperaturze 42°C pomaga w produkcji białka HSP, naprawie komórek nerwowych skóry i wzmocnieniu elastyczności skóry, aby przeciwdziałać tworzeniu się zmarszczek. Kuracja ciepłem o temperaturze 42°C pomaga rozluźniać pory skóry w celu głębokiego oczyszczenia, podczas gdy zimna kuracja z efektem zimna do 6°C natychmiast zwnęza pory i blokuje odżywienie. Naprzemienna pielęgnacja ciepłem i zimnem, pobudza skórę, poprawia krążenie i przyspiesza metabolizm zalegających płynów. Poza tym skutecznie eliminuje cienie pod oczami, wygładza drobne linie i opuchliznę, a także rozjaśnia skórę. W połączeniu z mikrowibracjami korzystnie wpływa na jedność skóry i niweluje zmęczenie. Skóra staje się promienna i rozświetlona w naturalny sposób.

Elektrostymulacja EMS (Electrical Muscle Stimulation)

EMS przyczynia się do aktywacji komórek skóry, stymulując ją do wytworzenia kolagenu, który poprawia elastyczność skóry, wygładza zmarszczki i pozostawia skórę gładką i zdrową.

Efekt Crio

1. Wspomaga jędrność skóry, zachowuje elastyczność, zapobiega alergiom i innym problemom skórny.
2. Zmniejsza pory, zatrzymuje wilgoć w skórze i wygładza zmarszczki.
3. Regeneruje mięśnie, łagodzi zmęczenie skóry, uczucie napięcia, zmniejsza zaczerwienienia, ból, hamuje namnażanie się zamian trądzikowych.

Terapia światłem fotonowym

1. Czerwone światło: długość fali 620nm (± 10 nm) 18 diod LED głęboko dociera do skóry 630nm, aby promować krążenie krwi, a regeneracja kolagenu poprawia elastyczność skóry, aby skóra była gładka i nawilżona. Nadaje się do skóry wiotkiej i pomarszczonej.
2. Niebieskie światło: długość fali 470 (± 10 nm) 18 diod LED głęboko dociera do skóry 480nm, aby zabić bakterie, promować krążenie krwi, może przenikać do 0,25 mm pod skórę, zabijać bakterie. Działa przeciwzapalnie, bakteriobójczo, Wspomaga leczenie trądziku oraz redukuje blizny potrądzikowe.
3. Żółte światło fotonowe: długość fali 600nm (± 10 nm) 18 diod LED głęboko dociera do skóry 610nm, aby poprawić dotlenienie komórek. Stymuluje drenaż limfatyczny. Poprawia kondycję szorstkiej skóry, stosowane w leczeniu zaczerwienienia skóry.

Szczegółowa instrukcja obsługi

1. Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować urządzenie. Czas ładowania to około 2,5 godziny. W celu włączenia urządzenia wciśnij przycisk „5” przez około 3 sekundy. Domyślnie ustawiony jest tryb czyszczenia na 1 poziomie intensywności, urządzenie pracuje za pomocą wibracji i ciepła. W zależności od indywidualnych potrzeb skóry, temperaturę można regulować przyciskiem „7”. Możesz wybrać światła fotonowe naciskając przycisk „6” w każdym trybie (5 minut czasu dla trybu 1).
2. Naciśnij przycisk Mode, aby przejść do trybu Cool (Krioterapia), urządzenie pracuje za pomocą wibracji i ciepła. Według indywidualnych potrzeb, możesz nacisnąć 7, aby wyregulować temperaturę (sesja trwa 2 minuty. Po wyłączeniu wentylator nadal działa przez 2 minuty, aby ostygnąć)
3. Naciśnij przycisk zasilania „5”, aby przejść do trybu Elektrostymulacji EMS. Urządzenie wibruje i wytwarza mikroprądy EMS. W zależności od indywidualnych potrzeb, możesz dostosować poziom EMS, naciskając przycisk „7” (domyślne ustawienie czasu 5 minut dla trybu 3).
4. Nacisnąć przycisk „5”, aby włączyć tryb nawilżania. Urządzenie wibruje wytwarzając ciepło oraz mikroprądy EMS wnikać w głąb skóry. W zależności od indywidualnych potrzeb, można dostosować intensywność EMS naciskając klawisz „7” (domyślne ustawienie czasu 5 minut dla trybu 4).

5

MODE



7

LEVEL

6

LED

5. Naciśnij przycisk zasilania „5”, aby włączyć tryb syntezy kolagenu. Urządzenie wibruje i chłodzi, emitując do skóry mikroprąd EMS. Zgodnie z indywidualnymi potrzebami, możesz dostosować intensywność EMS poprzez naciśnięcie przycisku „7” (domyślne ustawienie czasu 2 minuty dla trybu 5).

Tryb oczyszczania

(otwiera pory i eksportuje brud na zewnątrz z głębokich warstw skóry)

Przed użyciem B-Glossy PRO należy dokładnie zmyć makijaż i oczyścić swoją skórę z wszelkich zanieczyszczeń. W tym celu możesz użyć szczoteczki sonicznej. Aby zastosować tryb Clean potrzebny będzie bawełniany wacik. Zdejmij transparentną obręcz i umieść bawełniany wacik, nasączony płynem micelarnym lub innym płynem do demakijażu na środku głowicy. Następnie nałóż na to transparentną obręcz w celu przymocowania wacika. Uruchom urządzenie, włączając tryb oczyszczania. Twoja skóra zostanie rozgrzana w celu otwarcia porów i lepszego transportu zabrudzeń na zewnątrz, pozostawiając je na waciku. Twoje pory pozostaną oczyszczone, a cera gotowa na kolejne kroki pielęgnacji.

Tryb krioterapii

(zmniejsza i domyka pory, napina skórę)

Tryb Cool czyli Krioterapia skutecznie domyka pory i utrzymuje nawilżenie w skórze. Temperatura od 6–42°C naprzemiennie powoduje, że skóra ujędrnia się w naturalny sposób, staje się gładzsza i bardziej zwarta.

Tryb napinania EMS

(stymuluje komórki mięśniowe i napina skórę niwelując zmarszczki)

Przed uruchomieniem trybu EMS natóż na twarz serum lub ampułkę dostosowaną do potrzeb Twojej skóry. Mikroprądy EMS pobudzają mięśnie, uelastyczniają i energetyzują skórę. Usuważ kurze łapki i zmarszczki na powierzchni skóry oraz przywracają jej młody wygląd, jędrność i gładkość.

Tryb nawilżenia

(ułatwia wchłanianie składników odżywczych wgłąb skóry, podnosi i napina)

Po oczyszczeniu natóż na twarz produkt do pielęgnacji skóry, taki jak serum, ampułka czy esencja. Aktywuj tryb nawilżania, aby transportować składniki aktywne wgłąb skóry. W każdym trybie możesz aktywować światło fotonowe czerwone, niebieskie, czy żółte w zależności od potrzeb skóry.

Tryb syntezy kolagenu

(zatrzymaj odżywienie w skórze, aktywuj syntezę kolagenu)

Po wchłonięciu produktów do pielęgnacji skóry, włącz tryb syntezy kolagenu, ochłódź, aby zmniejszyć pory i zatrzymać nawilżenie i pielęgnację w skórze. Mikroprądy EMS pobudzą komórki skóry do syntezy kolagenu i napną mięśnie dając efekt napięcia i liftingu skóry. W każdym trybie możesz wybrać czerwone, niebieskie lub żółte światło fotonowe w zależności od potrzeb skóry.

Instrukcja bezpieczeństwa

1. Przeczytaj całą instrukcję bezpieczeństwa przed użyciem.
2. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi, aby korzystać z tego urządzenia.
3. Nie rozbierać ani nie przerabiać urządzenia, skonsultuj się z dystrybutorem w celu naprawy.
4. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z opisem w tej instrukcji.
5. Nie przechowuj ani nie używaj urządzenia w miejscu o wysokiej temperaturze i wilgotności, np. Na słońcu, w pobliżu ognia, w łazience itp. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem.
6. Nie używaj i nie umieszczaj urządzenia w wilgotnym stanie, w przypadku zwarcia, porażenia prądem lub pożaru.
7. Trzymać z dala od dzieci i osób niepełnosprawnych fizycznie. Gdy urządzenie jest obsługiwane przez użytkownika poniżej 18 roku życia konieczny jest ścisły nadzór.
8. Gdy działa funkcja chłodzenia, zużycie energii jest stosunkowo duże, wentylator będzie miał opóźnienie w rozpraszaniu ciepła. Urządzeniu należy odłożyć na około 10 minut do następnego użycia po użyciu funkcji Cool.
9. Nie pozostawiać urządzenia podłączonego przez długi czas do zasilania.
10. Nie dotykać go mokrymi rękami, może to doprowadzić do porażenia prądem lub zwarcia.
11. Nie umieszczać urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności, gdyż może dojść do porażenia prądem, zwarcia lub uszkodzenia izolacji.
12. Nie pozostawiać urządzenia w zasięgu dzieci.
13. Zabronione jest używanie urządzenia przez dzieci.
14. Zabronione jest używanie go w miejscach przechowywania materiałów łatwopalnych.

15. Nie czyścić urządzenia substancjami żrącymi.
16. Używać tylko dołączonego do zestawu zasilacza.
17. Przed podłączeniem zasilania upewnić się, że urządzenie jest suche.
18. Nie używać urządzenia na skórze z oparzeniami słonecznymi.
19. Wstrzymać użytkowanie w przypadku niepożądanych skutków ubocznych.

Uwaga

1. Przestań używać, gdy produkt nadmiernie się nagrzewa, aby uniknąć poparzeń.
2. Nie upuszczaj ani nie uderzaj urządzenia.
3. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.

Przeciwwskazania

- ciąża i laktacja
- implanty metalowe, rozrusznik serca
- metalowe przedmioty (np. biżuteria)
- nowotwór
- gorączka
- stany chorobowe, osłabienie
- przerwanie ciągłości naskórka
- wcześniej stosowane wypełniacze, botoks
- choroby wirusowe, bakteryjne i grzybicze skóry
- ostre postacie trądziku różowatego i ropowiczego
- aktywna opryszczka
- epilepsja
- migreny
- choroby tarczycy

Wskazania

- utrata jędrności skóry
- szary i ziemisty kolor skóry
- zmarszczki
- przebarwienia
- skóra sucha, odwodniona

yellow, blue and red photon light		
5 working modes	EMS currents	cryotherapy
collagen synthesis function	vibration frequency 8000 / min	
reduces the signs of skin aging		lifts and tightens the skin
narrows pores	new generation PRO facelift	

The B-Glossy PRO needle-free mesotherapy device is a new generation device for anti-aging treatments and many others.

Find out about the advantages of B-Glossy PRO and take a moment to visit your private beauty zone. Take advantage of many possibilities depending on what your skin needs at the moment. Deep intracellular hydration, cryotherapy for swollen tired eyes, and maybe something more advanced? EMS microcurrent will stimulate the skin to raise its oval shape and give it firmness and tension. The device has the Collagen Synthesis function, i.e. a technology that will immediately stimulate the skin to increase collagen production. Collagen relaxes, smoothes wrinkles, tightens the skin, giving a lifting effect in just a dozen minutes. Ultrasonic micro-massage in combination with photon light therapy will deeply penetrate the skin layers, providing it with the maximum amount of active substances. Light therapy will individually affect specific skin problems, such as acne, wrinkles, or a decrease in intracellular hydration, restoring the skin to a naturally healthy, and younger appearance.

Technical data

input:	DC 5V
temperatur:	6-42°C (+/-5°C)
vibration:	8000 (-+ 10) rpm
charging time:	2.5h
charging current:	500mA
power:	max 8.5W
battery capacity:	1000mAh
standby time:	45 days
net weight:	145g
use time:	5min/time or 2 min/time
device size:	175*55*67mm

Introductions

Our complexion consists of at least three million pores. It is known that in order to thoroughly clean it, the liquid and hands alone are not enough. It is best to remove make-up and surface impurities and clean the skin with sonic brushes. From time to time, however, each skin needs a thorough intracellular cleansing. Then the skin will be able to receive and absorb the active ingredients that we apply, and the cosmetics will fulfill their purpose perfectly. Face-adapted sonic micro-vibration technology cleans the skin with 8,000 vibrations per minute. All impurities are carefully brought to the surface and scraped off the face with a firmly attached cotton pad. After such cleansing, the skin is smooth and the pores are cleansed. Ready for further care steps.

The principle of heat cold

The principle of warm and cold Research shows that reaching the skin at 42°C helps to produce HSP protein, repair the skin's nerve cells, and increase skin elasticity to counter the formation of wrinkles. A heat treatment at 42°C helps to relax the pores of the skin for deep cleansing, while a cold treatment with a cold effect to 6°C immediately contracts the pores and blocks nourishment. It alternates between heat and cold care, stimulates the skin, improves blood circulation, and accelerates the metabolism of residual fluids. In addition, it effectively eliminates dark circles under the eyes, smoothes fine lines and puffiness, and also brightens the skin. In combination with micro-vibrations, it has a positive effect on skin firmness and reduces fatigue. The skin becomes radiant and radiant in a natural way.

EMS (Electrical Muscle Stimulation)

EMS contributes to the activation of skin cells by stimulating it to produce collagen, which improves skin elasticity, smoothes wrinkles, and leaves the skin smooth and healthy.

Crio Effect

1. Supports skin firmness, maintains elasticity, prevents allergies and other skin problems.
2. Shrinks pores retain skin moisture and smooth wrinkles.
3. It regenerates muscles, relieves skin fatigue, the feeling of tension, reduces redness, pain, and inhibits the multiplication of acne lesions.

Photon light therapy

1. Red light: 620nm (± 10 nm) wavelength 18 LEDs deeply penetrate the skin 630nm to promote blood circulation, and collagen regeneration improves skin elasticity to keep skin smooth and moisturized. Suitable for flabby and wrinkled skin.
2. Blue light: wavelength 470 (± 10 nm) 18 LEDs deeply penetrate the skin 480nm to kill bacteria, promote blood circulation, can penetrate up to 0.25mm under the bark, destroy the living environment of bacteria, anti-inflammatory, bactericidal, remove acne effectively, acne scars and so on.
3. Yellow photon light: wavelength 600nm (± 10 nm) 18 LEDs deeply penetrate the skin 610nm to improve cell oxygenation. It stimulates lymphatic drainage. Improves the condition of rough skin, used to treat skin redness.

Detailed instruction manual

1. Before first use, please fully charge the device. Charging time is approximately 2.5 hours. To turn the device on, press the "5" button for approx. 3 seconds. By default, the cleaning mode is set to intensity level 1, then the instrument works with vibration and heat. Depending on the individual needs of the skin, the temperature can be adjusted with the "7" button. You can select the photon lights by pressing the "6" button in each mode (5 minutes for mode 1).
2. Press the Mode button to enter the Cool mode (Cryotherapy), the device vibrates and cools. According to individual needs, you can press 7 to adjust the temperature (Crio session lasts 2 minutes. After turning off the fan continues to run for 2 minutes to cool down)
3. Press the power button "5" to enter the EMS electrostimulation mode. The device vibrates and produces a high EMS microcurrent. According to your individual needs, you can adjust the EMS level by pressing the "7" button (default time setting is 5 minutes for mode 3).
4. Press the "5" button to activate the humidifying mode. The device vibrates by generating heat and EMS micro-currents deep into the skin. According to your individual needs, you can adjust the EMS intensity by pressing the "7" key (default time setting is 5 minutes for mode 4).

5

MODE



7

LEVEL

6

LED

5. Press the power button "5" to enter collagen synthesis mode. The device vibrates and cools, emitting EMS microcurrent to the skin. According to your individual needs, you can adjust the EMS intensity by pressing the "7" button (default time setting is 2 minutes for mode 5).

Clean mode

(opens pores and exports dirt from the deep layers of the skin)

Before using B-Glossy PRO, wash your makeup thoroughly and clean your skin of all impurities. You can use a sonic toothbrush for this. To use the Clean mode, a cotton swab will be required. Remove the transparent rim and place a cotton swab soaked in micellar or another makeup remover in the center of the head. Then put a transparent hoop on it to fix the swab. Start the device by entering the purge mode. Your skin will be heated to open the pores and transport dirt to the outside, leaving it on the swab. Your pores will remain cleansed and your skin will be ready for the next steps of care.

Cool mode

(reduces and closes pores, tightens the skin)

Cool mode or Cryotherapy effectively closes the pores and maintains hydration in the skin. The temperature from 6-42°C alternately makes the skin firmer in a natural way, it becomes smoother and more compact.

EMS tightening mode

(stimulates the muscle cells and tightens the skin without wrinkles)

Before starting the EMS mode, apply a serum or an ampoule suitable for your skin's needs to your face. EMS micro-currents stimulate the muscles, make the skin elastic, and energized. They remove crow's feet and wrinkles on the surface of the skin and restore its youthful appearance, firmness, and smoothness.

Moisturizing mode

(Facilitates the absorption of nutrients into the skin, lifts and tightens)

After cleansing, apply a skincare product such as a serum, ampoule, or essence to your face. Activate the moisturizing mode to transport active ingredients deep into the skin. In each mode, you can activate red, blue, or yellow photon light depending on the skin's needs.

Collagen synthesis mode

(Stop nourishment in the skin, activate collagen synthesis)

After absorbing skincare products, turn on collagen synthesis mode, cool down to shrink pores, and retain skin moisturizing and care. EMS microcurrents will stimulate the skin cells to synthesize collagen and tighten the muscles, giving the effect of skin tension and lifting. In each mode, you can choose red, blue, or yellow photon light according to your skin needs.

Safety instructions

1. Read all safety instruction before using.
2. Follow the operating instructions to use this device.
3. Do not pull down or remake the device, please consult the distributor for repairing.
4. Only use the device for its intended purpose as described in this manual.
5. Do not store or use the device in the high temperature and humidity place such as under sunshine or near fire or in the bathroom, etc. To avoid fire or electric shock. Do not use or place it in or near the high temperature appliance.
6. Do not use and place the device in the humid condition, in case of any short circuit, electrical shock or fire.
7. Keep away from children and physical disabled people allow to use, close supervision is necessary when this device is operated by user under 18 years of age.
8. When operate cool function, the power consumption is relatively large, the fan will have a delay in heat dissipation. It needs to be placed for about 10 minutes for next time use after use cool function.
9. Do not leave the device connected to a power supply for a long time.
10. Do not touch it with wet hands; it may result in electrocution or short-circuit.
11. Do not leave in a high humid places; it may result in electrocution, short-circuit or damage of insulation.
12. Keep out of reach of children.
13. The device may not be used by children.
14. It is forbidden to use the device in places where flammable materials are stored.

15. Do not clean with caustic substances.
16. Use only the adapter provided with the device.
17. Before connecting make sure that the device is dry.
18. Do not use the device on sunburnt skin.
19. Turn off the device in case of any undesired side effects.

Warning

1. Please stop using when the product becomes excessively hot to avoid burns.
2. Do not drop or hit the device.
3. Do not use the device if the power cord is damaged.

Contraindications

- pregnancy and lactation
- metal implants, pacemaker
- metal items (e.g. jewellery)
- cancer
- fever
- medical condition, weakness
- skin breakdown
- use of fillers and botox
- viral, bacterial and fungal skin diseases
- herpes
- epilepsy
- migraines
- thyroid disease
- acute rosacea and phlegmonous acne

Indications

- loss of skin tightness
- grey and sallow skin
- wrinkles
- discolourations
- dry, dehydrated skin



Przekreślony symbol pojemnika na śmieci, oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that in the European Union after the end of the product's useful life it must be disposed of in a separate, dedicated collection point. Do not dispose of these products together with unsorted general household waste



Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy RE 2014/30/UE

Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy RoHS 2011/65/UE

Beauty Factor Sp. z o.o.

Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

English

Hereby, Beauty Factor Sp. z o. o. declares that the device equipment Beautify B-Glossy PRO is in compliance with Directive 2014/30/UE.

Polska

Niniejszym, Beauty Factor Sp. z o. o. deklaruje, że Beautify B-Glossy PRO jest zgodny z dyrektywą 2014/30/UE.

Importer

Beauty Factor Sp. z o.o.

Plac Bankowy 2

00-095 Warszawa

Assembled in China

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja na produkt jest ważna w okresie 24 miesięcy.
2. Gwarancja obejmuje okres od daty otrzymania urządzenia od firmy Beauty Factor Sp. z o. o. i obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w otrzymanym urządzeniu.
3. Naprawa urządzenia zostanie dokonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 21 dni roboczych od dnia przyjęcia urządzenia do naprawy przez Autoryzowany Zakład Serwisowy.
4. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli Autoryzowany Serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów.
5. Jeśli tylko część produktu jest wadliwa i daje się odłączyć od części produktu działającej prawidłowo, uprawnienia Klienta wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części produktu.

W celu skorzystania w warunków gwarancji, należy wysłać zgłoszenie reklamacyjne wraz z kartą gwarancyjną na adres e-mail serwis@rgmedia.pl bądź skontaktować się z serwisem telefonicznie pod numerem infolinii 41 306 70 71. Dokładne warunki gwarancji dostępne są pod adresem:

TERMS OF WARRANTY

1. The product warranty is valid for a period of 24 months.
2. The warranty covers the period from the date of receipt of the device from Beauty Factor Sp. z o. o. and covers defects resulting from causes inherent in the received device.
3. The device will be repaired as soon as possible, not exceeding 21 working days from the date of acceptance of the device for repair by an Authorized Service Center.
4. The customer has the right to apply for replacement of equipment free from defects, if the Authorized Service finds that the removal of the defect is impossible or requires excessive costs.
5. If only part of the product is defective and can be detached from the part of the product working properly, the Customer's rights resulting from this warranty limit only to the defective part of the product.

In order to benefit from the warranty conditions, please send a complaint notification together with the warranty card to the e-mail address serwis@rgmedia.pl. The exact warranty conditions are under the address:

BEAUTIFLY

NAZWA / ADRES SPRZEDAWCY
NAME / ADDRESS OF THE SELLER

NR DOWODU ZAKUPU
NUMBER OF EVIDENCE OF PURCHASE

DATA SPRZEDAŻY
DATE OF SALE

NAZWA URZĄDZENIA
DEVICE NAME

NR SERYJNY / MODEL
SERIAL NUMBER / MODEL

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki zawarte w Karcie Gwarancyjnej.
I represent that I have read and accepted the terms and conditions specified in the Warranty Certificate.