

## ENGLISH

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Input: DC 5V / 2 A
- Battery: 3.7 V / 1800 mAh / 15 W
- Functions: suction and heat
- Magnet therapy
- Accessories: tweezers, spare filters and caps

### INSTRUCTIONS

- Charge the Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® in a USB source.
- Clean the skin and apply plenty of body oil to it.
- Before each use, insert a filter with the help of the tweezers and place the cap (fig.1). Place the second filter (fig.2) to prevent the lotion from penetrating the massager.
- Press the power button; select the desired heat level with the left arrow and the desired suction level with the right arrow.
- **IMPORTANT NOTE:** start the massage with the lowest suction level and gradually increase it, little by little, according to your needs; the magnet therapy is continuous.
- Glide the Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® over your skin using slow and continuous movement from top to bottom on legs, glutes, waist, abdomen and arms.
- Once the massage is completed, switch off the device; it automatically switches off after 25 minutes of use.
- Remove the filters (1 and 2) and clean them with warm water after each use; leave them to air dry before using them again; when they deteriorate, throw them away and use new replacement ones.

### WARNINGS

Do not use on varicose veins. Do not use during pregnancy or menstruation. Do not use it for more than 25 minutes per session. Leave the skin to rest for a few days before the next session.

Fully charge the battery before its first use. Make sure that the voltage of the power source corresponds to that of the appliance. Do not pull on the cable and ensure it does not tangle. Keep the cable away from hot and sharp surfaces. Clean with a damp cloth. Do not use abrasive products for cleaning. Do not immerse the appliance or cable in liquid. Do not handle it with wet hands. Do not use near water or damp areas. Suitable for domestic use only. Use the device for its intended purpose only. Store the device in a dry, dust-free place. Do not leave the appliance unsupervised when it is turned on. If the appliance, the cable or the pieces looked damaged or do not work correctly, do not use them or attempt to repair them; they should only be repaired by a qualified technician. This device is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they are supervised by an adult responsible for their safety. This device is not household waste. Please follow the environmental regulations in place for its recycling. Discard the product in accordance with the European Directive 2002/96/EC. Enquire about your local recycling legislation for electrical and electronic products and follow these steps. Do not dispose of this product with household waste. Following these instructions will help

prevent harmful consequences to personal and environmental safety.

## FRANÇAIS

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 5 V courant continu / 2 A
- Batterie : 3,7 V / 1800 mAh / 15 W
- Fonctions : aspiration et chaleur
- Thérapie magnétique
- Accessoires : pinces, filtres et bouchons de rechange

### INSTRUCTIONS

- Mettez en charge le Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® sur une source USB.
- Nettoyez la peau et appliquez une grande quantité d'huile corporelle.
- Avant chaque utilisation, insérez un filtre à l'aide des pinces et mettez le bouchon (fig. 1). Placez le second filtre (fig. 2) pour empêcher que la lotion ne pénètre dans le masseur.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation ; sélectionnez le niveau de chaleur souhaité à l'aide de la flèche gauche et le niveau d'aspiration souhaité à l'aide de la flèche droite.
- **NOTE IMPORTANTE :** commencez le massage avec le niveau d'aspiration le plus bas et augmentez-le progressivement en fonction de vos besoins ; la thérapie magnétique est permanente.
- Faites glisser le Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® sur votre peau en procédant par un mouvement lent et continu, du bas vers le haut sur les jambes, les cuisses, la taille, le ventre et les bras.
- Une fois le massage terminé, éteignez l'appareil ; il s'éteint automatiquement au bout de 25 minutes d'utilisation.
- Retirez les filtres (1 et 2) et nettoyez-les à l'eau tiède après chaque utilisation ; laissez-les sécher à l'air libre avant de les réutiliser ; jetez-les lorsqu'ils sont abîmés et remplacez-les par des nouveaux.

### AVERTISSEMENTS

N'utilisez pas l'appareil sur des varices. Ne l'utilisez pas pendant la grossesse ou les règles. Ne l'utilisez pas plus de 25 minutes d'affilée. Laissez reposer la peau quelques jours avant la séance suivante. Veuillez charger complètement la batterie de l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois. Assurez-vous que la tension de la source d'alimentation correspond à celle de l'appareil. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation et assurez-vous qu'il ne s'emmêle pas. Éloignez le câble d'alimentation de possibles sources de chaleur ou de surfaces coupantes. Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon propre légèrement humidifié. N'utilisez pas de produits abrasifs. Ne pas plonger l'appareil ou le cordon dans des liquides. Ne le touchez pas non plus avec les mains mouillées. Ne l'utilisez pas près de l'eau ou dans des zones humides. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage prévu. Stockez l'appareil dans un endroit sec et exempt de poussière. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé. N'utilisez pas l'appareil si celui-ci présente des pièces endommagées ou ne fonctionne pas correctement. N'essayez pas

non plus de les réparer vous-même. Contactez un technicien qualifié. Cet appareil ne convient pas aux enfants ou personnes ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales réduites, à moins que ceux-ci soient surveillés par un adulte responsable de leur sécurité. Ce produit n'est pas un déchet domestique. Veuillez le recycler en suivant la réglementation locale en vigueur. Veuillez jeter ce produit conformément à la directive européenne 2002/96/CE. Renseignez-vous sur la législation locale en matière de recyclage des produits électriques et électroniques. Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères. Le respect de ces indications permet d'éviter des conséquences négatives pour la santé humaine et l'environnement.

## ESPAÑOL

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Input: DC 5V / 2 A
- Batería: 3,7 V / 1800 mAh / 15 W
- Funciones: succión y calor
- Magnetoterapia
- Accesorios: pinzas, filtros de repuesto y tapones

### INSTRUCCIONES

- Cargue Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® en una fuente USB.
- Limpie la piel y aplique sobre ella abundante aceite corporal.
- Antes de cada uso, inserte un filtro con ayuda de las pinzas y coloque el tapón (fig.1). Coloque el segundo filtro (fig.2) para evitar que la loción penetre en el masajeador.
- Pulse el botón de encendido; seleccione con la flecha izquierda el nivel de calor y con la flecha derecha el nivel de succión deseado.
- **NOTA IMPORTANTE:** comience el masaje con el nivel de succión más bajo y vaya aumentando, poco a poco, según sus necesidades; la función magnetoterapia es continuada.
- Deslice Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® sobre su piel efectuando movimientos lentos y continuos de arriba hacia abajo en piernas, glúteos, cintura, abdomen y brazos.
- Una vez terminado el masaje, apague el dispositivo; dispone de apagado automático tras 25 min de uso.
- Retire los filtros (1 y 2) y límpielos con agua tibia después de cada uso; déjelos secar al aire antes de volverlos a usar; cuando se deterioren, deséchelos y use nuevos repuestos.

### ADVERTENCIAS

No usar sobre venas varicosas. No usar durante el embarazo o la menstruación. No lo utilice más de 25 min por sesión. Deje descansar la piel unos días hasta la siguiente sesión. Cargue la batería por completo la primera vez. Asegúrese de que la tensión de la fuente de alimentación se corresponde con la del aparato. No tire del cable y asegúrese de que no se enrolla. Mantenga el cable apartado de superficies calientes o cortantes. Límpiolo con un trapo ligeramente humedecido. No utilice productos ni materiales abrasivos para su limpieza. No sumerja el aparato ni el cable en líquidos. No lo manipule con las manos

mojadas. No lo utilice cerca de ninguna fuente de agua o en lugares húmedos. Únicamente apto para uso doméstico. Utilice el aparato únicamente para las funciones que se ha diseñado. Guarde el dispositivo en un lugar seco y libre de polvo. No deje el aparato sin supervisión mientras esté encendido. Si el aparato, las piezas o el cable parecieran defectuosos o no funcionar correctamente, no los utilice ni intente reparar. Solo un técnico cualificado debe hacerlo. Este dispositivo no está diseñado para que lo manejen niños o personas con capacidades físicas o psíquicas limitadas, salvo que cuenten con la supervisión de un adulto responsable de su seguridad. Este producto no es un residuo doméstico, siga las normativas medioambientales vigentes para su reciclaje. Deseche este artículo conforme a la directiva europea 2002/96/EC. Infórmese sobre la legislación local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos y sigala. No deseche este producto con la basura doméstica. Seguir estas indicaciones contribuye a evitar consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente.

## DEUTSCH

### TECHNISCHE DATEN

- Eingangsstrom: DC 5 V / 2 A
- Akku: 3,7 V / 1.800 mAh / 15 W
- Funktionen: Saugwirkung und Wärme
- Magnetfeldtherapie
- Zubehör: Pinzette, Ersatzfilter und Deckel

### BEDIENUNGSANLEITUNG

- Laden Sie das Massagegerät Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® an einer USB-Stromquelle auf.
- Reinigen Sie die Haut und tragen Sie reichlich Körperpflegeöl auf.
- Legen Sie vor jedem Gebrauch mit Hilfe der Pinzette einen Filter ein und bringen Sie den Deckel an (Abb. 1). Bringen Sie den zweiten Filter an (Abb. 2), um zu verhindern, dass Körperlotion ins Gerät gelangt.
- Drücken Sie den Einschaltknopf; wählen Sie mit dem linken Pfeil die Temperatur und mit dem rechten Pfeil die gewünschte Stärke der Saugwirkung aus.
- **WICHTIGER HINWEIS:** Beginnen Sie die Massage immer mit der schwächsten Saugwirkung und erhöhen Sie sie langsam, je nach Ihren Bedürfnissen; die Funktion der Manetfeldtherapie läuft kontinuierlich.
- Führen Sie den Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® in langsamen und stetigen Bewegungen über Ihre Haut, von oben nach unten, über Ihre Beine, Gesäß, Hüfte, Bauch und Arme.
- Schalten Sie das Gerät nach Beendigung der Massage aus: Es verfügt über eine automatische Abschaltfunktion nach 25 Minuten Verwendung.
- Entnehmen Sie die Filter (1 und 2) und reinigen Sie sie nach jeder Verwendung mit lauwarmem Wasser; lassen Sie sie an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder verwenden; wenn sie schlechter werden, entsorgen Sie sie und verwenden Sie neue Ersatzfilter.

### WARNHINWEISE

Nicht auf Krampfadern oder Besenreisern

anwenden. Nicht während der Schwangerschaft oder der Menstruation verwenden. Nicht länger als 25 Minuten pro Sitzung verwenden. Lassen Sie der Haut einige Tage Zeit zur Erholung, bevor Sie das Gerät das nächste Mal verwenden. Batterie beim ersten Laden vollständig aufladen. Kompatibilität der Spannung der Stromquelle mit der des Geräts überprüfen. Kabel nicht in die Nähe von Wärmequellen bringen. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen oder Schnittflächen fern. Tuch reinigen. Keine kratzenden Substanzen verwenden. Weder das Gerät noch das Kabel in Flüssigkeiten eintauchen. Nicht mit feuchten Händen berühren. Nicht in Umgebung einer Wasserquelle oder an feuchten Orten verwenden. Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch geeignet. Lassen Sie das Gerät im eingeschalteten Zustand nicht unbeaufsichtigt. Gerät an einem trockenen und staubgeschützten Ort aufbewahren. Lassen Sie das Gerät im eingeschalteten Zustand nicht unbeaufsichtigt. Zur Vermeidung von Elektroschäden das Gerät nicht in Flüssigkeiten eintauchen, nicht mit feuchten Händen berühren und keine kratzenden Produkte zur Reinigung verwenden. Dieses Gerät ist ohne Aufsicht eines für die Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen nicht für die Bedienung durch Kinder oder Personen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen geeignet. Nur für den Hausgebrauch geeignet. Ausgemusterte Geräte umweltfreundlich entsorgen. Entsorgen Sie diesen Artikel gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG. Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze zum Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten und befolgen Sie diese. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll. Die Einhaltung dieser Richtlinien hilft, negative Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.

## ITALIANO

### SPECIFICHE TECNICHE

- Input: DC 5V / 2 A
- Batteria: 3,7 V / 1800 mAh / 15 W
- Funzioni: aspirazione e calore
- Magnetoterapia
- Accessori: pinze, filtri di ricambio e coperchi

### ISTRUZIONI

- Ricaricare Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® tramite una presa USB.
- Pulire la pelle e applicare su di essa abbondante olio per il corpo.
- Prima di ogni utilizzo, inserire un filtro con l'aiuto delle pinze e inserire il coperchio (fig.1). Inserire il secondo filtro (fig.2) per evitare che la lozione penetri nel massaggiatore.
- Premere il pulsante di accensione; selezionare con la freccia sinistra il livello di calore e con la freccia destra il livello di aspirazione desiderati.
- **NOTA IMPORTANTE:** iniziare il massaggio con il livello di aspirazione più basso e aumentare poco a poco, in base alle proprie esigenze; la funzione magnetoterapia è continua.
- Far scivolare Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® sulla pelle realizzando movimenti lenti e continui da sopra a sotto su gambe, vita, addome e braccia.

- Non appena terminato il massaggio, spegnere il dispositivo: è dotato di spegnimento automatico dopo 25 minuti di utilizzo.
- Rimuovere i filtri (1 e 2) e lavarli con acqua tiepida dopo ogni utilizzo; lasciarli asciugare prima di usarli di nuovo; quando si rovinano, buttarli e usare quelli nuovi di ricambio.

### AVVERTENZE

Non utilizzare sulle vene varicose. Non utilizzare in gravidanza o durante le mestruazioni. Non utilizzarlo per più di 25 minuti per sessione. Lasciar riposare la pelle per qualche giorno fino alla sessione successiva. Caricare completamente la batteria la prima volta. Assicurarsi che la fonte della tensione di alimentazione corrisponda con quella dell'apparecchio. Non muovere l'apparecchio tirandolo per il cavo e accertarsi che non si arrotoli. Tenere il cavo lontano da superfici calde o taglienti. Pulire con un panno leggermente inumidito. Non utilizzare prodotti abassivi per la sua pulizia. Non immergere l'apparecchio né i cavi in liquidi. Non toccarlo con le mani bagnate. Non utilizzarlo vicino all'acqua o in luoghi umidi. Questo apparecchio è adatto esclusivamente per un utilizzo domestico. Utilizzare l'apparecchio unicamente per le funzioni per le quali è stato progettato. Conserva lo strumento in un luogo asciutto e privo di polvere. Non lasciare il dispositivo incustodito se è in funzione. Non utilizzare né cercare di riparare l'apparecchio, qualche sua parte o il cavo se sembrano difettosi o non funzionano correttamente, ma rivolgersi a un tecnico qualificato. Questo dispositivo non è progettato per essere manipolato da bambini o persone con capacità fisiche o psichiche limitate, se non dietro supervisione di un adulto che sia responsabile della loro sicurezza. Questo prodotto non è un rifiuto domestico, seguire le norme vigenti in materia ambientale per il suo riciclaggio. Smaltire questo articolo in conformità della direttiva europea 2002/96/EC. Informarsi sulla legislazione locale per il riciclo di prodotti elettrici ed elettronici e rispettarla. Non buttare questo prodotto nella spazzatura domestica. Seguire queste indicazioni contribuisce ad evitare conseguenze negative per la salute umana e per l'ambiente.

## PORTUGUÊS

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Input: DC 5V / 2 A
- Bateria: 3,7 V / 1800 mAh / 15 W
- Funções: sucção e calor
- Magnetoterapia
- Acessórios: pinça, filtros de reposição e capas

### INSTRUÇÕES

- Carregue o Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® por via de uma fonte USB.
- Lave a pele e aplique uma camada generosa de óleo corporal.
- Antes de cada utilização, insira um filtro com a ajuda da pinça e coloque a capa (fig.1). Coloque o segundo filtro (fig.2) para evitar que a loção penetre no aparelho.
- Pressione o botão ON; selecione o nível de calor com a seta esquerda e o nível de sucção com a direita.

## InnovaGoods®

### User's Manual

Fig. 1





Fig. 2





## Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® - Wellness Beauty

- NOTA IMPORTANTE: comece a massagem com o nível de sucção mais baixo e vá aumentando aos poucos, em função das suas necessidades; a função magnetoterapia é contínua.
- Deslize o Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® sobre a sua pele realizando movimentos lentos e contínuos de cima para baixo entre as pernas, glúteos, cintura, abdómen e braços.
- Uma vez concluída a massagem, desligue o dispositivo; caso contrário, este desliga-se automaticamente após 25 min de utilização.
- Remova os filtros (1 e 2) e limpe-os com água morna depois de cada utilização. deixe-os secar ao ar antes de voltar a utilizá-los; quando estiverem gastos, descarte-os e utilize novos.

##### ADVERTÊNCIAS

Não aplicar sobre varizes. Não utilizar durante a gravidez ou a menstruação. Não utilizar durante mais de 25 min por sessão. Deixe a pele descansar durante uns dias entre casa sessão. Carregue totalmente a bateria antes de usar o aparelho pela primeira vez. Assegure-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde com a do aparelho. Não estique o cabo e certifique-se de que ele não se enrole. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes ou cortantes. Limpe-o com um pano levemente umedecido. Não utilize produtos abrasivos para a sua limpeza. Não salpique nem submerja o aparelho ou o cabo em líquidos. Não o utilize com as mãos molhadas Não utilize o aparelho perto de fontes de água ou em locais úmidos. Trata-se de um aparelho apenas indicado para o uso doméstico. Utilize o aparelho somente nas funções para as quais ele foi concebido. Guarde em um local seco e livre de poeira. Não deixe o aparelho sem supervisão, enquanto o mesmo estiver ligado. Se o aparelho, as peças ou o cabo estiverem danificados ou não funcionarem corretamente, não os utilize nem tente consertá-los, apenas um técnico qualificado deverá fazê-lo. Este dispositivo não foi concebido para a manipulação de crianças ou pessoas com capacidades físicas ou psíquicas limitadas ou somente se elas estiverem sob a supervisão de um adulto responsável por sua segurança. Este aparelho não é um resíduo doméstico. Siga a legislação ambiental vigente para a sua reciclagem. Descarte este artigo conforme a diretiva europeia 2002/96/EC. Informe-se sobre a legislação local relativa à reciclagem de produtos elétricos e eletrônicos e cumpra-a. Não descarte este produto juntamente com o lixo doméstico. O cumprimento das presentes indicações contribui para evitar consequências negativas na saúde humana e no meio ambiente

**WAARSCHUWINGEN**

Niet gebruiken op spataderen. Niet gebruiken tijdens zwangerschap of menstruatie. Niet gebruiken voor meer dan 25 minuten per sessie. Laat de huid een paar dagen rusten voor de volgende sessie. Laad de batterij volledig de eerste keer. Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met het apparaat. Niets aan het snoer verbinden en zorg ervoor dat het niet gaat rollen. Houd het snoer uit de buurt van hete of scherpe oppervlakken. Producten afnemen met een licht vochtige doek. Schurende materialen na of voor gebruikt reinigen. Dompel het apparaat of het snoer niet in vloeistoffen. Gebruik het apparaat niet met natte handen. Niet gebruiken in de buurt van elke bron van water of in vochtige omgevingen. Alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen waar het voor beoogd is. Bewaar het apparaat op een droge en stofvrije plaats. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het oplaad. Apparatuur, onderdelen of kabels die defect of niet goed functioneren, niet gebruiken of proberen te repareren. Alleen een gekwalificeerde technicus zou dit moeten doen. Dit apparaat is niet ontworpen om te gebruiken door kinderen of mensen met een lichamelijke of geestelijke beperkt, met uitzondering van mogelijkheden die worden begeleid door een volwassene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Dit product is geen huishoudelijk afval, volg milieuvorschriften voor recycling. Laat het product volledig afkoelen voordat je het opbergt. Gooi dit artikel weg in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2002/96 / EG. Informeer jezelf over de lokale recyclingwetgeving voor elektrische en elektronische producten en volg deze voorschriften. Gooi dit product niet bij het huisvuil. Het volgen van deze richtlijnen helpt negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

## NEDERLANDS

##### TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Invoer: DC 5V / 2 A
- Batterij: 3,7 V / 1800 mAh / 15 W
- Functies: zuiging en warmte
- Magneettherapie
- Accessoires: pincet, reservefilters en zuignappen

##### INSTRUCTIES

- Laad de Suction & Heat Anti-Cellulite

- Massager InnovaGoods® op via een USB-bron.
- Reinig de huid en breng een ruime hoeveelheid lichaamsolie aan.
- Doe er voor elk gebruik een filter in met behulp van de pincet en plaats de zuignap (fig.1). Plaats het tweede filter (fig.2) om te voorkomen dat de lotion in de massager dringt.
- Druk op de power-knop; selecteer het gewenste warmteniveau met de linker pijltjestoets en het gewenste zuigingsniveau met de rechter pijltjestoets.
- BELANGRIJKE NOTITIE: start de massage op het laagste zuigingsniveau en verhoog het stapsgewijs, een klein beetje per keer op basis van uw behoeften; de magneettherapie is doorlopend.
- Glij met de Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® over uw huid in langzame en doorgaande bewegingen van boven naar onderen op benen, billen, legs, glutes, taille, buik en armen.
- Schakel het apparaat uit zodra de massage is afgerond; het schakelt automatisch uit na een gebruik van 25 minuten.
- Verwijder de filters (1 en 2) en reinig deze na elk gebruik met warm water; laat ze aan de lucht drogen voordat u ze weer gebruikt; wanneer ze verslechteren, gooi ze dan weg en gebruik nieuwe, vervangende exemplaren.

##### WAARSCHUWINGEN

Niet gebruiken op spataderen. Niet gebruiken tijdens zwangerschap of menstruatie. Niet gebruiken voor meer dan 25 minuten per sessie. Laat de huid een paar dagen rusten voor de volgende sessie. Laad de batterij volledig de eerste keer. Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met het apparaat. Niets aan het snoer verbinden en zorg ervoor dat het niet gaat rollen. Houd het snoer uit de buurt van hete of scherpe oppervlakken. Producten afnemen met een licht vochtige doek. Schurende materialen na of voor gebruikt reinigen. Dompel het apparaat of het snoer niet in vloeistoffen. Gebruik het apparaat niet met natte handen. Niet gebruiken in de buurt van elke bron van water of in vochtige omgevingen. Alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen waar het voor beoogd is. Bewaar het apparaat op een droge en stofvrije plaats. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het oplaad. Apparatuur, onderdelen of kabels die defect of niet goed functioneren, niet gebruiken of proberen te repareren. Alleen een gekwalificeerde technicus zou dit moeten doen. Dit apparaat is niet ontworpen om te gebruiken door kinderen of mensen met een lichamelijke of geestelijke beperkt, met uitzondering van mogelijkheden die worden begeleid door een volwassene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Dit product is geen huishoudelijk afval, volg milieuvorschriften voor recycling. Laat het product volledig afkoelen voordat je het opbergt. Gooi dit artikel weg in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2002/96 / EG. Informeer jezelf over de lokale recyclingwetgeving voor elektrische en elektronische producten en volg deze voorschriften. Gooi dit product niet bij het huisvuil. Het volgen van deze richtlijnen helpt negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

**MASSAGER INNOVAGOODS®** op via een USB-bron.

- Reinig de huid en breng een ruime hoeveelheid lichaamsolie aan.
- Doe er voor elk gebruik een filter in met behulp van de pincet en plaats de zuignap (fig.1). Plaats het tweede filter (fig.2) om te voorkomen dat de lotion in de massager dringt.
- Druk op de power-knop; selecteer het gewenste warmteniveau met de linker pijltjestoets en het gewenste zuigingsniveau met de rechter pijltjestoets.
- BELANGRIJKE NOTITIE: start de massage op het laagste zuigingsniveau en verhoog het stapsgewijs, een klein beetje per keer op basis van uw behoeften; de magneettherapie is doorlopend.
- Glij met de Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® over uw huid in langzame en doorgaande bewegingen van boven naar onderen op benen, billen, legs, glutes, taille, buik en armen.
- Schakel het apparaat uit zodra de massage is afgerond; het schakelt automatisch uit na een gebruik van 25 minuten.
- Verwijder de filters (1 en 2) en reinig deze na elk gebruik met warm water; laat ze aan de lucht drogen voordat u ze weer gebruikt; wanneer ze verslechteren, gooi ze dan weg en gebruik nieuwe, vervangende exemplaren.

## POLSKI

##### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Napięcie wejściowe: DC 5V/ 2 A
- Bateria: 3,7 V / 1800 mAh / 15 W
- Funkcje: zasysanie i ogrzewanie
- Terapia magnetyczna
- Akcesoria: peşeta, zapasowe filtry i nasadki

##### INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Podłącz Suction & Heat Anti-Cellulite MassagerInnovaGoods® do źródła zasilania USB.
- Oczyść skórę i nałóż na nią dużo olejku do ciała.
- Przed każdym użyciem włóż filtr przy pomocy peşety i nałóż nasadkę (rys.1). Umieść drugi filtr (rys. 2), aby balsam lub olejek nie przedostał się do masażera.
- Wciśnij przycisk zasilania; strzałka w lewo wybierz żądany poziom ciepła, a strzałka w prawo żądany poziom ssania.
- WAŻNA UWAGA: rozpocznij masaż od najniższego poziomu ssania i zwiększaj go stopniowo, w zależności od potrzeb; terapia magnetyczna jest ciągła.
- Przesuwaj Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® po skórze powolnym i ciągłym ruchem od góry do dołu na nogach, pośladkach, talii, brzuchu i ramionach.
- Po zakończeniu masażu wyłącz urządzenie; wyłącza się automatycznie po 25 minutach użytkowania.
- Wymij filtry (1 i 2) i wyczyść je ciepłą wodą po każdym użyciu; pozostaw je do wyschnięcia przed ponownym użyciem; gdy ich stan wyraźnie się pogorszy, wyrzuć je i użyj nowych na wymianę.

##### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie używaj na ubraniach wykonanych z jedwabiu. Nie stosuj w podczas ciąży, ani w okresie karmienia piersią. Nie używaj dłużej niż przez 20 min. za jednym razem. Pozwól odпочać skórce przez kilka dni przed kolejną sesją. Naładuj baterię do pełna podczas pierwszego ładowania. Upewnij się, że napięcie zasilania jest odpowiednie dla urządzenia. Nie ciągnij za przewód i upewnij się, że się nie zwija. Trzymaj przewód z dala od gorących lub ostrych powierzchni. Przecieraj wilgotną ściereczką. Nie używaj produktów ani materiałów ściernych do czyszczenia. Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu w cieczach. Nie dotykać mokrymi rękami. Nie używaj w pobliżu źródła wody lub wilgotnych miejsc. Wyłącznie do użytku domowego. Używaj aparat wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Przechowuj urządzenie w suchym i wolnym od kurzu miejscu. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone. Jeżeli urządzenie, jego części lub przewód zostaną uszkodzone lub nie działają prawidłowo, nie używaj ich ani nie próbuj naprawiać. Tylko wykwalifikowany pracownik powinien to zrobić. To urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci ani osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych, chyba, że są nadzorowane przez dorosłych, odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Ten produkt nie jest odpadem z gospodarstwa domowego, przestrzegaj istniejące przepisy o ochronie środowiska w celu recyklingu. Wyrzucić produkt zgodnie z europejską dyrektywą 2002/96 / WE. Zapytaj o lokalne przepisy dotyczące recyklingu produktów elektrycznych i elektronicznych i wykonaj następujące kroki. Nie należy wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Przestrzeganie tych instrukcji pomoże

zapobiec szkodliwym konsekwencjom dla bezpieczeństwa osobistego i środowiskowego.

## MAGYAR

##### MŰSZAKI ADATOK

- Bemenet: DC 5V / 2 A
- Akkumulátor: 3,7 V / 1800 mAh / 15 W
- Funkciók: szívás és hő
- Mágnesterápia
- Tartozékok: csipesz, pótszűrők és kupakok

##### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Töltse fel az Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® USB-forrásba.
- Tisztítsa meg a bőrt, és kenjen rá bőven testolajat.
- Minden használat előtt helyezzen be egy szűrőt a csipesz segítségével, és tegye rá a kupakot (1. ábra). Helyezze be a második szűrőt (2. ábra), hogy megakadályozza a krém behatolását a masszírozóba.
- Nyomja meg a bekapcsológombot; válassza ki a kívánt hőfokot a bal nyílal, a kívánt szívási szintet pedig a jobb nyílal.
- FONTOS MEGJEGYZÉS: kezdje el a masszázst a legalacsonyabb szívási szinttel, és fokozatosan növelje, apránként, az Ön igényeinek megfelelően; a mágneses terapia folyamatos.
- Csúsztassa a bórón a Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods®-t lassú és folyamatos mozgással, fentről lefelé a lábakon, a farizmokon, a derékon, a hason és a karokon.
- A masszázs befejezése után kapcsolja ki a készüléket; 25 perc használat után automatikusan kikapcsol.
- Távolítsa el a szűrőket (1. és 2.), és minden használat után meleg vízzel tisztítsa meg őket; hagyja megszáradni, mielőtt újra használná; amikor elhasználdóttak, dobja ki, és használjon újakat.

##### FIGYELMEZTETÉSEK

Ne használja visszér esetén. Ne használja terhesség vagy menstruáció alatt. Ne használja 25 percnél tovább munkamenetenként. Hagyja pihenni a bőrt néhány napig a következő munkamenet előtt. Első alkalommal teljesen töltse fel az akkumulátort. Győződjön meg róla, hogy az áramforrás feszültsége megfelelő a készülékhez. Ne húzza meg a kábelt, és győződjön meg róla, hogy nem csavarodott meg. Tartsa távol a kábelt forró felületektől vagy éles tárgyaktól. Nedves ronggyal tisztítsa. A tisztításhoz ne használjon dörzsölő anyagokat. Ne mártsa a készüléket vagy a vezetőket folyadékba. Ne használja nedves kézzel. Na használja vízforrás mellett, vagy nedves környezetben. Otthoni használatra alkalmas. Haználja rendeltetésszerűen a készüléket. Tartsa a készüléket száraz, pormentes helyen. Ne hagyja a bekapcsolt készüléket őrizetlenül. Ha a készülék, a kábel, vagy az alkatrészek hibásnak tűnnek, vagy nem működnek megfelelően, ne használja vagy próbálja megjavítani azokat. Csak képzett műszerész végezheti a javítást. Ezt a készüléket gyermekek, vagy korlátozott testi vagy pszichés képességűek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják, aki vigyáz épségükre. Ez a termék nem háztartási hulladék, újrahasznosításnál kövesse a

környezetvédelmi előírásokat. Ezt a terméket a 2002/96/EK európai iránylelvvel összhangban kell megemmisíteni. Tudjon meg többet az elektromos és elektronikus termékek helyi újrahasznosítási szabályairól és kövesse azokat. Ne dobja ki a terméket háztartási hulladékkal. Az utasítások betartásával elkerülheti az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt negatív következményeket.

## ROMÂNĂ

##### SPECIFICAȚII TEHNICE

- Intrare: DC 5V / 2 A
- Baterie: 3,7 V / 1800 mAh / 15 W
- Funcții: absorbție și încălzire
- Magnetoterapie
- Accesorii: pensetă, filtre de schimb și ventuze

##### INSTRUCȚIUNI

- Încărcați Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® la o sursă USB.
- Curățați pielea și aplicați o cantitate suficientă de ulei de corp.
- Înainte de fiecare utilizare, introduceți un filtru cu ajutorul pensetei și puneți ventuza (fig.1). Așezați al doilea filtru (fig.2) pentru a împiedica pătrunderea loțiunii în aparatul de masaj.
- Apăsați butonul de pornire; selectați nivelul de căldură dorit cu săgeată stânga și nivelul de absorbție dorit cu săgeată dreapta.
- OBSERVAȚIE IMPORTANTĂ: incepeți masajul cu nivelul cel mai scăzut de absorbție și creșteți-l treptat, puțin câte puțin, în funcție de nevoile dvs.; magnetoterapia este continuă.
- Glișați Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® pe piele folosind mișcări lente și continue de sus în jos pe picioare, fese, talie, abdomen și brațe.
- După încheierea masajului, opriți aparatul; acesta se închide automat după 25 de minute de utilizare.
- Îndepărtați filtrele (1 și 2) și spălați-le cu apă călduță după fiecare utilizare; lăsați-le să se usuce la aer înainte de a le folosi din nou; când se deteriorează, aruncați-le și înlocuiți-le cu altele noi.

##### AVERTIZĂRI

Nu folosiți pe varice. Nu utilizați aparatul pe perioada sarcinii sau menstruației. Nu-l folosiți mai mult de 25 de minute pe ședință. Lăsați pielea să se odihnească pentru câteva zile înainte de următoarea ședință. Încărcați bateria complet prima dată. Asigurați-vă că voltajul sursei de alimentare corespunde cu cel al aparatului. Nu trageți de cablu și asigurați-vă că nu se incurcă. Păstrați cablul departe de suprafețe fierbinți sau ascuțite. Curățați-l cu o cârpă ușor umedă. Nu folosiți produse sau materiale abrazive pentru a-l curăța. Nu introduceți aparatul sau cablul în lichide. Nu îl manipulați cu mâinile ude. Nu-l folosiți în apropierea unei surse de apă sau într-un loc umed. Potrivit numai pentru uz casnic. Folosiți aparatul numai pentru funcțiile pentru care a fost creat. Păstrați dispozitivul într-un loc uscat și fără praf. Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce este pornit. Dacă aparatul, piesele sau cablul par a fi defecte sau a nu funcționa corect, nu le folosiți sau încercați să le reparați. Doar un tehnician calificat trebuie să o facă. Acest

dispozitiv nu este conceput pentru a-l folosi copiii sau persoanele cu capacități fizice sau psihice limitate, exceptând atunci când sunt însoțiți de un adult responsabil de siguranța lor. Acest produs nu este un deșeu menajer, urmați reglementările de mediu în vigoare pentru a-l recicla. Eliminați acest articol conform directivei europene 2002/96/EC. Informați-vă cu privire la legislația locală de reciclare a produselor electrice și electronice și respectați-o. Nu aruncați acest produs împreună cu gunoiul menajer. Respectarea acestor indicații contribuie la evitarea consecințelor negative pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul înconjurător.

## DANSK

##### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Input: DC 5V / 2 A
- Batteri: 3,7 V / 1800 mAh / 15 W
- Funktioner: sugning og varme
- Magnoterapi
- Tilbehør: pincetter, reservefilter og propper

##### Instruktioner

- Lad Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® op med en USB-kilde.
- Rens huden og anvend en stor mængde kropsolie.
- Før brug, indsæt filteret ved hjælp af pincetterne og placer proppen (fig. 1). Placer den andet filter (fig. 2) for at undgå at din lotion ødelægger massageapparatet.
- Tryk på tændeknappen; vælg med den venstre pil varmeniveau og med den højre pil det ønskede niveau af sugning.
- VIGTIG BEMÆRKNING: påbegynd massage med et lavere sugningsniveau og øg gradvist, lidt efter lidt, alt efter dine behov; magnoterapi-funktionen er kontinuerlig.
- Glid Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® henover huden med langsomme bevægelser og bevæg den op og ned ad benene, balderne, lænden, maven og armene.
- Når du har afsluttet massagen, sluk enheden; den har en automatisk slukkefunktion efter 25 minutters brug.
- Fjern filtrene (1 og 2) og rengør dem med lunkent vand efter hver brug; lad dem lufttørre før du bruger dem igen; når de er slidt op, skal du smide dem ud og bruge nye filtre.

##### BEMÆRKNINGER

Brug ikke over åreknuder. Brug ikke i forbindelse med graviditet eller menstruation. Brug ikke i mere end 25 minutter i hver session. Lad huden slappe af i nogle dage, før du bruger den igen. Oplad batteriet helt første gang. Kontroller, at spændingen i strømforsyningen svarer til apparatet. Hiv ikke i kablet og sørg for, at det ikke bliver viklet ind. Hold kablet væk fra varme eller skarpe overflader. Rengør det med en let fugtig klud. Brug ikke slibende produkter eller materialer til at rengøre det. Dyp ikke apparatet eller kablet i væsker. Må ikke håndteres med våde hænder. Brug det ikke tæt ved kilder til vand eller i våde omgivelser. Kun egnet til husholdningsbrug. Brug kun apparatet til sit formål. Opbevar enheden på et tørt sted fri for støv. Efterlad

ikke apparatet uden opsyn, mens det er tændt. Hvis apparatet, dele af det eller kablet synes defekt eller ikke virker korrekt, brug dem ikke og sørg for ikke at reparere dem. Kun en kvalificeret tekniker bør gøre det. Denne enhed er ikke designet til at blive håndteret af børn eller personer med begrænset fysisk eller mental kapacitet, medmindre de er under opsyn af en voksen, ansvarlig for deres sikkerhed. Dette produkt er ikke husholdningsaffald, følg gældende miljøregler for genbrug. Smid dette produkt ud i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2002/96 / EF. Informer dig om den lokale lovgivning om genbrug af elektriske og elektroniske produkter og følg den. Smid ikke dette produkt ud sammen med husholdningsaffald. Følgende indikationer hjælper med at undgå negative konsekvenser for menneskers helbred samt miljøet.

## SVENSKA

##### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Ingång: DC 5V/2 A
- Batteri: 3,7 V/1800 mAh/15 W
- Funktioner: koppning och värme
- Magnetterapi
- Tillbehör: pincett, reservfilter och lock

##### Instruktioner

- Ladda Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® i en USB-källa.
- Rengör huden och applicera mycket kroppsolja på den.
- Sätt i ett filter med hjälp av pincetten före varje användning och placera locket (fig.1). Placera det andra filtret (fig.2) för att förhindra att lotion tränger in i massageapparatn.
- Tryck på strömbrytaren; välj önskad varmenivå med vänsterpilen och önskad koppningsnivå med högerpilen.
- OBS: starta massagen med låg koppningsnivå och öka den gradvis, efterhand, efter dina behov;
- För Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® över huden med en långsam och kontinuerlig rörelse uppifrån och ner på ben, rumpa, midja, buk och armar.
- När massagen är klar stänger du av enheten; den stängs av automatiskt efter 25 minuter.
- Ta bort filtren (1 och 2) och rengör dem med varmt vatten efter varje användning. Låt dem lufttorka innan du använder dem igen; när de försämras, släng dem och använd nya.

##### WARNING

Använd inte på åderbräck. Använd inte under graviditet eller menstruation. Använd inte mer än 25 minuter per session. Låt huden vila några dagar innan nästa session. Batteriet ska laddas helt fullt första gången. Försäkra dig om att spänningen hos strömförsörjningen är kompatibel med apparaten. Dra inte i sladden och se till att den inte blir tilltrasslad. Håll sladden borta från heta eller vassa ytor. Rengör apparaten med en lättfuktad trasa. Använd inte sliproprodukter eller material för att rengöra den med. Lägg inte apparaten eller sladden i vätska. Vidrör inte med blöta händer. Använd inte apparaten nära vatten eller i fuktiga omgivningar. Enbart för hemmabruk. Använd



## Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® - Wellness Beauty

aparaten enbart i enlighet med dess ändamål. Förvara produkten på en torr plats utan damm. Lämna inte apparaten utan tillsyn när den är påslagen. Om apparaten, delarna eller sladden visar defekter eller om de inte fungerar riktigt, ska du inte använda dem eller försöka att reparera dem. Bara en kvalificerad tekniker borde göra det. Denna apparat är inte ämnad för barn eller människor med fysiska och mentala handikapp, förutom om de hela tiden övervakas av en vuxen som har ansvar för deras säkerhet. Denna produkt är inte hushållsavfall, så följ miljönormerna för återvinning. Kassera produkten enligt europadirektiv 2002/96/EC. Ta reda på gällande föreskrifter om återvinning av elektriska och elektroniska apparater där du bor och följ anvisningarna. Släng ej produkten i hushållsavfallet. Genom att följa dessa instruktioner hjälper du till att förebygga hälso- och miljöfarliga påföljder.

## SUOMI

<p><b>TEKNISET TIEDOT</b></p>
-------------------------------

- Sisääntulo: DC 5 V / 2 A
- Akku: 3,7 V / 1800 mAh / 15 W
- Toiminnot: imu ja lämpö
- Magneettiterapia
- Lisälaitteet: pinsetit, lisäsuodattimet ja kannet

### KÄYTTÖOHJEET

- Lataa Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® USB-lähteessä.
- Puhdista iho ja laita sille runsaasti ihoöljyä.
- Ennen käyttöä aseta suodatin paikoilleen pinsettien avulla ja aseta kansi (kuva 1) paikoilleen. Aseta toinen suodatin (kuva 2) paikoilleen estämään ihoöljyn pääsy hierontalaitteeseen.
- Paina virtakatkaisinta ja valitse haluttu lämpötaso vasemmanpuoleisella nuolella sekä haluttu imutaso oikeanpuoleisella nuolella.
- TÄRKEÄÄ: aloita hieronta pienimmällä imutasolla ja lisää sitä asteittain vähän kerrallaan tarpeen mukaan. Magneettiterapia jatkuu koko ajan.
- Liu’uta Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® -laitetta hitaalla ja jatkuvalla liikkeellä ylhäältä alaspäin säärien, pakaroiden, vyötärön, vatsan ja käsivarsien iholla.
- Kun hieronta on tehty, sammuta laite. Laite sammuu automaattisesti 25 minuutin käytön jälkeen.
- Poista suodattimet (1 ja 2) ja puhdista ne lämpimällä vedellä jokaisen käytön jälkeen. Ilmakuivaa ne ennen seuraavaa käyttökertaa. Kun suodattimet ovat kuluneet, heitä ne pois ja käytä uusia suodattimia.

### VAROITUKSET

Älä käytä suonikohjujen päällä. Ei saa käyttää raskaana ollessa tai kuukautisten aikana. Ei saa käyttää yli 25 minuuttia kerrallaan. Anna ihon levätä muutama päivä käyttökertojen välillä. Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen jännitettä. Älä vedä johdosta, ja varmista, ettei se pääse kiertymään. Pidä johto erillään kuumista pinnoista ja terävistä esineistä. dista se hieman kostealla liinalla. Puhdista se hieman

kostealla liinalla. Älä käytä puhdistukseen hankaavia tuotteita tai aineita. Älä upota laitetta tai johtoa nesteeseen. Älä käytä laitetta vesipisteen lähellä tai kosteissa tiloissa. Älä vedä johdosta, ja varmista, ettei se pääse kiertymään. Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Säilytä laite kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Älä jätä laitetta vartioimatta, kun se on päällä. Jos laite, jokin sen osa tai kaapeli vaikuttaa vialliselta tai ei toimi kunnolla, älä käytä tai yritä korjata niitä. Vain pätevä sähköasentaja saa tehdä korjaustoimenpiteet. Tätä laitetta ei ole suunniteltu lasten tai fyysisesti tai henkisesti rajoittuneiden henkilöiden käytettäväksi muutoin kuin turvallisuudesta vastaavan aikuisen valvonnassa. Tämä tuote ei kuulu kotitalousjätteisiin, noudata paikallisia ympäristömääräyksiä sen kierrättämiseksi. Hävitä tuote euroopalaisen direktiivin 2002/96/EY mukaisesti. Kysy paikallisesta kierrätyslainsäädännöstä sähkö- ja elektroniikkatuotteille ja noudata näitä ohjeita. Älä hävitä tätä tuotetta talousjätteen mukana. Näiden ohjeiden avulla estetään haitalliset seuraukset henkilö- ja ympäristöturvallisuudelle.

## LIETUVIŲ

<p><b>TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS</b></p>
--

- Įvestis: DC 5V / 2A
- Baterija: 3,7 V / 1800 mAh / 15 W
- Funkcijos: įsiurbimas ir šildymas
- Magnetinė terapija
- Priedai: pincetai, papildomi filtrai ir dangteliai

### INSTRUKCIJOS

- Įkraukite «Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods®» per USB jungtį.
- Įšvalykite odą ir gausiai padenkite ją aliejais.
- Prieš kiekvieną naudojimą įdėkite filtrą su pincetu pagalba ir uždėkite dangtelį (1 pav.). Įdėkite antrą filtrą (2 pav.), kad apsaugotumėte nuo kremo patekimo į masažuoklį.
- Nuspauskite įjungimo mygtuką; su kaire strėlyte pasirinkite norimą kaitinimo lygį ir norimą įsiurbimo lygi su dešine strėlyte.
- SVARBI PASTABA: pradėkite masažą nuo žemiausio įsiurbimo lygio ir didinkite jį palaipsniui, po truputį, priklasomai nuo jūsų norų; magnetinė terapija yra tęstinė.
- Veskite «Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods®» per savo odą, naudodami lėtus ir nenutrūkstamus judesius nuo viršaus iki apačios per kojas, sėdmenis, liemenį, pilvą ir rankas.
- Kai pabaigsite masažą - išjunkite prietaisą; jis automatiškai išsijungia po 25 naudojimo minučių.
- Išimkite filtrus (1 ir 2) ir išplaukite juos su šiltu vandeniu po kiekvieno naudojimo; palikite juos džiūti prieš naudojant dar kartą; išmeskite juos, jei jie susigadins ir naudokite naujus.

### PERSPĖJIMAI

Nenaudokite ant varikozinių venų. Nenaudokite neštumo ar menstruacijų metu. Nenaudokite ilgiau nei 25 minutes vienos sesijos metu. Leiskite odai pailsėti kelias dienas tarp sesijų. Pirmą kartą kraunant, įkraukite akumuliatorių pilnai. Įsitikinkite, jog elektros energijos tiekimo įtampa

suderinama su įrenginiu. Netraukite už laidų ir pasirūpinkite, kad jis nesusipainiotų. Laikykite laidą toliau nuo karštų arba aštrių paviršių. Valykite įrenginį šiek tiek drėgna šluoste. Nenaudokite šlifavimo įrankių ar medžiagų valymui. Nedėkite įrenginio ar laidų į skystį. Nelieskite jo drėgnomis rankomis. Nenaudokite įrenginio būdami arti vandens arba drėgnose vietose. Tinka tik naudojimui namuose. Naudokite prietaisą tik pagal jo numatytąją paskirtį. Laikykite įrenginį sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas. Jeigu įrenginyje, jo dalyse ar laide pastebėsite gedimus arba jeigu detalės neveikia tinkamai, nenaudokite jų ir nebandykite jų taisyti patys. Tik kvalifikuotas specialistas turėtų tai padaryti. Šis įrenginys nėra skirtas vaikams arba žmonėms su fizine ar psichine negalia, nebent juos prižiūri suaugusysis, atsakingas už jų saugumą. Šis produktas - tai ne buitinė atlieka, todėl vadovaukites aplinkosaugos standartai norint jį perdirbti. Išmeskite produktą laikydamiesi Europos Direktyvos 2002/96/EC. Pasiteiraukite apie savo vietinius perdirbimo įstatymus susijusius su elektrinių prietaisų ir produktų išmetimu ir sekite jų nurodymais. Neišmeskite šio produkto su buitinėmis atliekomis. Sekant šias instrukcijas jūs išmesite produktą tinkmai ir išvengsite žalos gamtai bei visuomenės aplinkai.

## NORSK

<p><b>TEKNISKE SPESIFIKASJONER</b></p>
--

- Inngang: DC 5V / 2 A
- Batteri: 3,7 V / 1800 mAh / 15 W
- Funksjoner: suging og varming
- Magnetisk terapi
- Tilbehør: pinseter, reservfiltere og hette

### INSTRUKSJONER

- Lad opp Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® i en USB-kilde.
- Rengjør huden og påfør rikelig med kroppsolje på den.
- Sett inn et filter ved hjelp av pinsetten før hver bruk, og sett hetten (fig.1). Plasser det andre filteret (fig.2) for å forhindre at kremen trenger inn i massasjeapparatet.
- Trykk på av/på-knappen; velg ønsket varmenivå med venstre pil og ønsket sugenivå med høyre pil.
- VIKTIG MERKNAD: Start massasjen med det laveste sugenivået og øk den gradvis, litt etter litt, i henhold til dine behov; den magnetiske terapien er kontinuerlig.
- Glid Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® over huden din ved å bruke langsom og kontinuerlig bevegelse fra topp til bunn på ben, setemuskelser, midje, mage og armer.
- Når massasjen er fullført, slå av enheten; den slås automatisk av etter 25 minutters bruk.
- Fjern filtrene (1 og 2) og rengjør dem med varmt vann etter hver bruk. la dem lufttørke før du bruker dem igjen; når de forverres, kast dem og bruk nye reserveprodukter.

### ADVARSLER

Ikke bruk på åreknuter. Ikke bruk under graviditet eller menstruasjon. Ikke bruk den i mer enn 25 minutter per økt. La huden hvile noen dager før du neste økt. Lad batteriet fullt første gang. Pass på at spenningen på

strømforsyningen er kompatibel med enheten. Ikke trekk i ledningen, og sørg for at det ikke blir flokete. Holdt ledningen unna varme eller skarpe overflater. Rengjør enheten med en fuktig klut. Ikke bruk grove produkter eller materialer for å rengjøre den. Ikke legg enheten eller ledningen i væske. Ikke håndter den med våte hender. Ikke bruk enheten i nærheten av en vannkilde eller på fuktige steder. Egnet bare for bruk i hjemmet. Bruke enheten til bare til sitt formål. Lagre produktet på en tørr plass uten støv. La ikke enheten være uten tilsyn når den er slått på. Hvis enheten, delene eller ledningen viser feil eller at de ikke fungerer som de skal må du ikke bruke dem eller forsøke å reparere dem. Bare en kvalifisert tekniker bør gjøre det. Denne enheten er ikke beregnet for bruk av barn eller mennesker med fysiske eller mentale funksjonsnedsettelser, med mindre de er under oppsyn av en voksen som er ansvarlig for deres sikkerhet. Dette produktet er ikke husholdningsavfall, så følg miljøkravene til gjenvinning. Kast produktet i samsvar med Europeisk Direktiv 2002/96/EC. Undersøk den lokale lovgivningen rundt gjenvinning og følg disse reglene. Produktet må ikke kastes sammen med restavfall. Det er viktig at disse instruksjonene følges for å sørge for at vi unngår uønskede konsekvenser både når det gjelder personlig og miljømessig trygghet.

## SLOVENŠČINA

<p><b>TEHNIČNE SPECIFIKACIJE</b></p>
--------------------------------------

- Vhod: DC 5V / 2 A
- Baterija: 3,7 V / 1800 mAh / 15 W
- Funkcije: sesanje in toplota
- Magnetna terapija
- Dodatna oprema: pinceta, rezervni filtri in pokrovčki

### NAVODILA

- Napolnite Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® v USB viru.
- Očistite kožo in nanjo nanesite veliko olja za telo.
- Pred vsako uporabo s pomočjo pincete vstavite filter in namestite pokrovček (slika 1). Postavite drugi filter (slika 2), da losjon ne bo prodril v masažer.
- Pritisnite gumb za vklop; z levo puščico izberite zeleno stopnjo toplote in z desno puščico zeleno stopnjo sesanja.
- POMEMBNO: masažo začnite z najnižjo stopnjo sesanja in jo postopoma, po malem, povečujte glede na vaše potrebe; magnetna terapija je neprekinjena.
- S počasnim in neprekinjenim premikanjem od zgoraj navzdol po nogah, gluteusu, pasu, trebuhu in rokah drsite s Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® po koži.
- Ko je masaža končana, napravo izklopite; samodejno se izklopi po 25 minutah uporabe.
- Odstranite filtre (1 in 2) in jih po vsaki uporabi očistite s toplo vodo; pred ponovno uporabo jih pustite, da se posušijo na zraku; ko se poslabšajo, jih zavrzite in uporabite nove nadomestne.

### OPOZORILA

Ne uporabljajte pri krčnih žilah. Ne uporabljajte med nosečnostjo ali menstruacije. Ne uporabljajte ga več kot 25 minut na sejo. Pred naslednjo sejo pustite

kožo nekaj dni počivati. Prvič napolnite baterijo do konca. Prepričajte se, da električna napetost ustreza tisti, ki jo ima aparat. Ne vlecite kabla in se prepričajte, da se ne zvije. Naj bo kabel čim dlje od vročih in ostrih površin. Očistite ga z krpo, ki je malo navlažena. Ne uporabljajte abrazivnih izdelkov in materialov za čiščenje. Ne potaplajte aparata ali kabla v tekočine. Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami. Ne uporabljajte ga blizu vode ali na vlažnilnih mestih. Samo za uporabo v gospodinjstvu. Uporabite aparat samo za namene, za katere je namenjen. Napravo pospravite na suho mesto, kjer ni prahu. Ne puščajte naprave brez nadzora, medtem ko je prižgana. Če naprava, deli ali kabel izgledajo pomanjkljivo ali ne delujejo pravilno, jih ne uporabljajte, niti jih poskušajte popravljati. Samo strokovni tehnik sme to narediti. Ta naprava ni oblikovana za otroško uporabo ali uporabo oseb z omejenimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi, razen če so pod varnostnim nadzorom odrasle osebe. Ta izdelek ni gospodinjski odpadek, sledite okoljskim normam, ki so veljavne za njegovo reciklažo. Zavrzite ta izdelek v skladu z evropsko direktivo 2002/96/ES. Pozanimajte se o lokalni zakonodaji o recikliranju električnih in elektronskih izdelkov in jo upoštevajte. Ne zavrzite tega izdelka skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Če upoštevamo ta navodila, se izognemo negativnim posledicam na zdravje ljudi in okolje.

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

<p><b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b></p>
-------------------------------------

- Είσοδος: DC 5V / 2 A
- Μπαταρία: 3.7V / 1800mAh / 15W
- Λειτουργίες: αναρρόφηση και θερμότητα
- Μαγνητοθεραπεία
- Αξεσουάρ: λαβίδες, φίλτρα αντικατάστασης και βύσματα

### ΟΔΗΓΙΕΣ

- Φορτίστε το Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® σε μια πηγή USB.
- Καθαρίστε το δέρμα και απλώστε άφθοβο λάδι σώματος.
- Πριν από κάθε χρήση, τοποθετήστε ένα φίλτρο με τη βοήθεια των λαβίδων και τοποθετήστε το κατάκι (εικ. 1).
- Τοποθετήστε το δεύτερο φίλτρο (εικ. 2) για να αποτρέψετε την είσοδο της λοσιόν στο μασάζ.
- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο θερμότητας με το αριστερό βέλος και το επιθυμητό επίπεδο αναρρόφησης με το δεξί βέλος.
- ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ξεκινήστε το μασάζ με το χαμηλότερο επίπεδο αναρρόφησης και αυξήστε σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες σας, η μαγνητοθεραπεία είναι συνεχής.
- Σύρετε το Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® πάνω από το δέρμα σας χρησιμοποιώντας αργές και συνεχείς κινήσεις από πάνω προς τα κάτω στα πόδια, τους γλουτούς, τη μέση, την κοιλιά και τα χέρια σας.
- Μόλις ολοκληρωθεί το μασάζ, απενεργοποιήστε τη συσκευή; έχει αυτόματο κλείσιμο μετά από 25 λεπτά χρήσης.
- Αφαιρέστε τα φίλτρα (1 και 2) και καθαρίστε τα με χλιαρό νερό μετά από κάθε χρήση. Αφήστε τα να στεγνώσουν στον αέρα πριν ξαναχρησιμοποιηθούν. Όταν φθαρούν, απορρίψτε τα και

χρησιμοποιήστε νέα ανταλλακτικά.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Μην το χρησιμοποιείτε σε κισούς. Μην το χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή της εμμήνου ρύσεως. Μην το χρησιμοποιείτε για περισσότερο από 25 λεπτά τη φορά. Αφήστε το δέρμα να ξεκουραστεί για λίγες μέρες μέχρι την επόμενη φορά. Επαναφορτίστε πλήρως την μπαταρία την πρώτη φορά. Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι συμβατή με τη συσκευή. Μην τραβάτε το καλώδιο και βεβαιωθείτε ότι δεν μερδεύεται. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές ή αιχμηρές επιφάνειες. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα ελαφρύ υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ελαιανικά προϊόντα ή υλικά για να την καθαρίσετε. Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή το καλώδιο σε υγρές επιφάνειες. Μην την πιάνετε με βρεγμένα χέρια. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή νερού ή υγρούς χώρους. Κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση. Χρησιμοποιήστε την συσκευή μόνο για το σκοπό που προορίζεται. Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό μέρος χωρίς σκόνη. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένη. Εάν η συσκευή, μέρη της ή το καλώδιο εμφανίσουν βλάβες ή προβλήματα λειτουργίας, σταματήστε την χρήση της και μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνος ή μόνη σας. Την επισκευή θα αναλάβει ο αρμόδιος τεχνικός. Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση από παιδιά ή άτομα με σωματική και διανοητική αναπηρία, εκτός και αν βρίσκονται πλήρως υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα, που καθίσταται υπεύθυνος για την ασφάλειά τους. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για οικιακά απορρίμματα και θα πρέπει να ακολουθήσετε τα περιβαλλοντικά πρότυπα ανακύκλωσης. Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EC. Ενημερωθείτε για την ισχύουσα στον τόπο διαμονή σας νομοθεσία σχετικά με την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και ακολουθήστε τις υποδείξεις. Μην πετάτε το προϊόν στα παρούσες οδηγίες θα βοηθήσει στην αποτροπή επιπτώσεων που βλάπτουν την ασφάλεια του ατόμου και του περιβάλλοντος.

## ČEŠTINA

<p><b>TECHNICKÉ SPECIFIKACE</b></p>
-------------------------------------

- Vstup: DC 5V / 2 A
- Baterie: 3,7 V / 1 800 mAh / 15 W.
- Funkce: sání a teplo
- Magnetoterapie
- Příslušenství: pinzeta, náhradní filtry a krytky

## ČESŤINA

<p><b>TECHNICKÉ SPECIFIKACE</b></p>
-------------------------------------

- Vstup: DC 5V / 2 A
- Baterie: 3,7 V / 1 800 mAh / 15 W.
- Funkce: sání a teplo
- Magnetoterapie
- Příslušenství: pinzeta, náhradní filtry a krytky

### INSTRUKCE

- Nabijte Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® ze zdroje USB.
- Očistěte pokožku a naneste na ni dostatek tělového oleje.
- Před každým použitím vložte pomoci pinzety filtr a nasaďte víčko (obr.1). Umístěte druhý filtr (obr. 2), abyse zabránili průniku pleťové vody do masážního zařízení.
- Stiskněte tlačítko napájení; pomoci šipky doleva vyberte požadovanou úroveň tepla a pomoci šipky doprava požadovanou úroveň sání.
- DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: spusťte masáž s

nejnižší úrovní sání a postupně ji zvyšujte podle svých potřeb; magnetoterapie je kontinuální.

- Klouzejte Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® po pokožce pomoci pomalého a nepřetržitého pohybu shora dolů na nohách, lýždích, pase, břiše a pažích.
- Po dokončení masáže přístroj vypněte; automaticky se vypne po 25 minutách používání.
- Vyjměte filtry (1 a 2) a po každém použití je očistěte teplou vodou. Před dalším použitím je nechejte uschnout na vzduchu. Když se jejich stav zhorší, vyhoďte je a použijte nové náhradní.

<p><b>VAROVÁNÍ</b></p>
------------------------

Nepoužívejte na křečové žíly. Nepoužívejte během těhotenství nebo menstruace. Nepoužívejte jej déle než 25 minut vkuse. Pokožku před dalším sezením nechejte několik dní odpočívat. Před prvním použitím plně nabijte baterii. Ujistěte se, že napětí v síti je stejné jako v přístroji. Netahejte za kabel a zajistěte, aby se nezamotal. Nepokládejte kabel na horké plochy a ostré hrany. Čistěte pomoci lehce navlhčeného hadříku. K čištění nepoužívejte abrazivní přípravky ani materiály. Neponožujte přístroj ani kabel do kapaliny. Nemanipulujte se zařízením mokřýma rukama. Nepoužívejte přístroj v blízkosti zdroje vody nebo ve vlhkých místech. Vhodné pouze pro domácí použití. Přístroj používejte pouze na účely, k nimž je určený. Uložte přístroj na suchém místě bez prachu. Nenechávejte spuštěný přístroj bez dohledu. Pokud přístroj, jeho součásti nebo kabel vypadají poškozené nebo nefungují správně, pak je nepoužívejte, ani se je nesnažte opravit. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Děti a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace by neměly maniplovat s tímto zařízením bez dohledu zodpovědné dospělé osoby, která zaručí jejich bezpečí. Nevychazte tento přístroj do komunálního odpadu. Při jeho recyklaci se řiďte platnými normami pro ochranu životního prostředí. Zlikvidujte výrobek v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC. Informujte se o místní legislativě týkající se recyklace elektrických a elektronických výrobků a dodržujte ji. Nevychazte výrobek spolu s domácími odpady. Dodržování těchto pokynů pomáhá zabránit negativním vlivům na lidské zdraví a na zachování bezpečnosti životního prostředí.

## БЪЛГАРСКИ

<p><b>ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ</b></p>
---------------------------------------

- Вход: DC 5V / 2 A
- Батерии: 3,7 V / 1800 mAh / 15 W
- Функции: засмукване и загряване
- Магнитна терапия
- Акcesoари: пинсети, резервни филтри и тапички

### ИНСТРУКЦИИ

- Заредете Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® в USB източника.
- Почистете кожата и нанесете обилно олио за тяло върху нея.
- Преди всяка употреба, поставете филтъра с помощта на пинсетата и поставете тапичката (Фиг. 1). Поставете втория филтър (Фиг. 2), за да



## Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® - Wellness Beauty

не влиза лосиона в масажора.

- Натиснете бутона за захранване, изберете желаното ниво на топлина с лявата стрелка и желаното засмукване с дясната стрелка.
- ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: започнете масажа с по-ниско ниво на засмукване и засилвайте постепенно, малко по малко според нуждите ви, магнитната терапия е продължителна.
- Плъзнете Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® по кожата си като използвате бавно и продължително движение отгоре надолупо краката, корема, кръста, дупето и ръцете
- След като масажът приключи, изключете уреда, той автоматично се изключва след 25 минути употреба.
- Премахнете филтрир (1 и 2) и ги почистете с топла вода след употреба, оставете ги на слънце да сизсъхнат преди да ги използвате отново; когато се повредят, изхвърлете ги и използвайте резервните.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

Да не се използва на разширени вени. Да не се използва по време на бременност или менструация. Да не се използва за повече от 25 сесии. Оставете кожата да почива за няколко дни преди следващата сесия. Заредете батерията докрай първия път. Уверете се, че напрежението на електрозахранването е съвместимо с това на устройството. Не дърпайте кабела и се уверете, че кабелът не е усукан.

Дръжте кабела далече от топли и остри повърхности. Почиствайте устройството с леко навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни продукти и материали за почистване на устройството. Не поставяйте устройството и кабела в течности. Не го закачайте с влажни ръце. Не използвайте устройството в близост до водоизточници или във влажни места. Подходящ само за използване удома. Използвайте уреда само по предназначение. Съхранявайте устройството на сухо място и без прах. Не оставяйте устройството без надзор докато е включено. Не използвайте и не се опитвайте да ремонтирате устройството, частите или кабела, в случай че се окажат дефектни или не функционират правилно. Само квалифициран техник трябва да извършва ремонта. Това устройство не е предназначено за ползване от деца или лица с ограничени физически и психически способности, освен ако не са под надзора на възрастен, отговарящ за тяхната безопасност. Този продукт не е битов отпадък, затова следвайте действащите екологични стандарти за рециклиране. Изхвърлете този артикул съгласно европейската директива 2002/96/ЕО. Информирайте се относно местното законодателство за рециклиране на електрически и електронни продукти и го спазвайте. Не изхвърляйте този продукт с битовите отпадъци. Следвайки тези указания, допринасяте за избягване на негативни последствия за човешкото здраве и околната среда.

**HRVATSKI**

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

- Ulaz: DC 5V / 2 A
- Baterija: 3,7 V / 1800 mAh / 15 W
- Funkcije: usisavanje i toplina
- Magnetoterapija
- Dodaci: hvataljke, zamjenski filtri i čepovi

**UPUTE**

- Napunite Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® на USB izvoru.
- Očistite kožu i nanesite na nju puno ulja za tijelo.
- Prije svake upotrebe umetnite filter pomoću hvataljki i stavite čep (slika 1). Stavite drugi filter (slika 2) kako biste spriječili ulazak losiona u masažer.
- Pritisnite gumb za paljenje; odaberite željenu razinu topline strelicom lijevo i željenu razinu usisavanja strelicom desno.
- VAŽNA NAPOMENA: započnite masažu najnižom razinom usisavanja i postupno je povećavajte prema potrebi; funkcija magnetoterapije je kontinuirana.
- Klizite uređajem Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® po koži polaganim i neprekidnim pokretima odozgo prema dolje na nogama, stražnjici, struku, trbuhu i rukama.
- Nakon završetka masaže, ugasite uređaj: automatski se gasi nakon 25 minuta korištenja.
- Uklonite filtre (1 i 2) i očistite ih mlakom vodom nakon svake upotrebe; neka se osuše na zraku prije ponovne upotrebe; kad se istroše, bacite ih i upotrijebite nove rezervne.

**UPOZORENJA**

Ne koristiti na varikoznim venama. Ne koristiti tijekom trudnoće ili menstruacije. Ne koristite ga dulje od 25 min po tretmanu. Postite da se koža odmori nekoliko dana do sljedećeg tretmana. Napunite bateriju u cijelosti prvi put. Osigurajte da napon izvora napajanja odgovara naponu uređaja. Ne povlačite kabao i pazite da se ne omotava. Držite kabao podalje od vrućih ili oštarih površina. Čistite ga blago navlaženom krpom. Ne koristite abrazivne proizvode niti materijale za čišćenje. Ne stavljajte uređaj niti kabao u tekućinu. Ne upravljajte njime mokrim rukama. Ne koristite ga u blizini izvora vode niti na vlažnim mjestima. Prikladan je samo za kućnu uporabu. Koristite ovaj uređaj samo u svrhe u koje je namijenjen. Čuvajte spravu na suhom mjestu gdje nema prašine. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je uključen. Ako su uređaj, dijelovi ili kabao u kvaru ili ne rade ispravno, ne koristite ih i ne pokušavajte ih popraviti. To smije učiniti samo kvalificirani tehničar. Ova sprava nije namijenjena djeci ili osobama s ograničenim fizičkim ili psihičkim sposobnostima, sve dok nisu pod nadzorom odrasle osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Ovaj proizvod nije kućanski otpad, u skladu je s ekološkim propisima koji se tiču njegove reciklaže. Odložite ovaj proizvod u skladu s Europskom direktivom 2002/96/EC. Informirajte se o lokalnim zakonima o reciklaži električnih i elektronskih proizvoda i postupajte u skladu s njima. Ne odlažite ovaj proizvod s kućnim otpadom. Slijedeći ove upute, olakšat ćete sprječavanje ugrožavanja ljudi i okoliša.

### SLOVENČINA

**TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE**

- Vstup: DC 5V / 2 A
- Batéria: 3,7 V / 1800 mAh/ 15 W
- Funkcie: sanie a teplo
- Magnetoterapia
- Príslušenstvo: pinzeta, náhradné filtre a zátky

**POKYNY**

- Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® nabíjajte pomocou USB zdroja.
- Očistite pokožku a naneste na ňu veľké množstvo telového oleja.
- Pred každým použitím vložte filter pomocou pinzety a nasadte zátku (obr. 1). Vložte druhý filter (obr. 2), aby ste zabránili vniknutiu pleťovej vody do masážneho prístroja.
- Stlačte tlačidlo na zapnutie; šípkou doľava zvolte úroveň ohrievania a šípkou doprava zvolte požadovanú úroveň sania.
- DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: masáž začnite s najnižšou úrovňou sania a postupne zvyšujte podľa svojich potrieb; funkcia magnetoterapie je nepretržitá.
- Pomalým a nepretržitým pohybom klzajte Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® po pokožke zhora nadol po nohách, zadku, páse, bruchu a ramenách.
- Po dokončení masáže prístroj vypnite: po 25 minútach používania sa automaticky vypne.
- Vyberte filtre (1 a 2) a po každom použití ich očistite vlažnou vodou; pred opätovným použitím ich nechajte vyschnúť na vzduchu; ak sa poškodia, vyhoďte ich a použite nové časti.

**UPOZORNENIE**

Nepoužívajte na kŕčové žily. Nepoužívajte počas tehotenstva alebo menštruácie. Nepoužívajte ho dlhšie ako 25 minút na jedno sedenie. Pokožku nechajte niekoľko dní odpočívať až do ďalšieho sedenia. Pred prvým použitím úplne nabite batériu. Uistite sa, že napätie v sieti je rovnaké ako v prístroji. Neťahajte za kábel a zaistite, aby sa nezamotal. Nepokladajte kábel na horúce plochy a ostré hrany. Čistite pomocou ľahko navlhčenej handričky. Na čistenie nepoužívajte abrazívne prípravky ani materiály. Neponárajte prístroj ani kábel do kvapaliny. Nemanipulujte so zariadením mokrymi rukami. Nepoužívajte prístroj v blízkosti zdroja vody alebo vo vlhkých miestach. Vhodné len pre domáce použitie. Prístroj používajte len na účely, na ktoré je určený. Uložte prístroj na suchom mieste bez prachu. Nenechávajte spustený prístroj bez dohľadu. Ak prístroj, jeho súčasti alebo kábel vyzerajú poškodené alebo nefungujú správne, potom ich nepoužívajte, ani sa ich nesnažte opraviť. Opravy môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba. Deti a osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie by nemali manipulovať s týmto zariadením bez dohľadu zodpovednej osoby, ktorá zaručí ich bezpečie. Nevyhadzujte tento prístroj do komunálneho odpadu. Pri jeho recyklácii sa riadte platnými normami pre ochranu životného prostredia. Výrobok likvidujte v súlade s európskou smernicou 2002/96/EC. Vyžiadajte si informácie o miestnej legislatíve týkajúcej sa recyklácie elektrických zariadení a elektroniky a postupujte podľa daných krokov. Neodhadzujte tento výrobok do domového odpadu. Riadením sa týmito pokynmi predídete škodlivým dôsledkom pre bezpečnosť osôb a životného prostredia.

### EESTI

**TEHNILISED SPETSIFIKATSIOONID**

- Sisend: 5 V/2 A
- Akupatarei: 3.7 V/1800 mAh/15W
- Funktsioonid: imemine ja soojendus
- Magnetteraapia
- Lisaseadmed:pinzetid, varufiltrid ja korgid

**JUHISED**

- Laadi Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® USB laadijaga.
- Puhastage nahk ja pange selle peale rohkelt massaažiõli.
- Enne iga kasutamist sisestage pintsetide abil filter ja asetage kork (joonis 1). Asetage teine filter (joonis 2), et vältida ihupiima tungimist masseeriasse.
- Vajutage toitenappu; valige vasaknoolega soovitud soojustase ja parempoolse noolega soovitud imemise tase.
- TÄHTIS MÄRKUS: alustage massaaži madalaima imemisastmega ja suurendage seda järk-järgult vastavalt oma vajadustele; magnet-teraapia on pidev.
- Libistage Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® oma nahal, kasutades aeglast ja pidevat üllalt alla liikumist jalgadel, tuharalihastel, taljel, kõhul ja kätel.
- Kui massaaž on lõpetatud, lülitage seade välja; see lülitub automaatselt välja pärast 25-minutilist kasutamist.
- Eemaldage filtrid (1 ja 2) ja puhastage pärast iga kasutamist sooja veega; jätke filtrid enne uuesti kasutamist õhu kätte kuivama; kui need halvenevad, visake need minema ja kasutage uusi varufiltreid.

**HOIATUSED**

Ärge kasutage veenilaiendite korral. Ärge kasutage raseduse ega menstruatsiooni ajal. Ärge kasutage seda ühe seansi jooksul kauem kui 25 minutit. Enne järgmist seanssi laske nahal paar päeva puhata. Esimesel korral laadige akud täiesti täis. Tehke kindlaks, et toiteallika pinge ühildub seadmega. Ärge siktutage juhtmest ning tehke kindlaks, et see ei ole sõlmes. Hoidke juhet eemal kuumadest või teravatest pindadest. Puhastage seadet kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage seadme puhastamiseks abrassiivseid puhastusvahendeid või materjale. Ärge pange seadet ega juhet vette. Ärge kasutage seadet veeallika lähedal või niisketes kohtades. Sobib vaid kodukasutuseks. Kasutage toodet vaid tema ettenähtud eesmärgil. Ladustage seadet kuivas, tolmuvabas kohas. Ärge jätke sisselülitatud seadet järelevalveta. Kui seade, selle osad või juhe on vigastatud või ei töota korralikult, ärge üritage neid ise parandada. Ainult väljaõppinud tehnik peaks seda tegema. See seade ei ole mõeldud laste või füüsilise või vaimse puudega isiku poolt kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui neid juhendab täiskasvanu, kes vastutab nende turvalisuse eest. See seade ei ole majapidamisprügi, seega järgige taaskasutuse ja ümbertöötlemise keskkonnastandardeid. Kõrvaldage toode kasutuselt vastavusest Euroopa Liidu direktiivile 2002/96 / EÜ. Tutvuge kohalike elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutuse seadustega ja järgige nende täitmist. Ärge visake seda toodet olmejäätmete hulka. Järgides neid juhiseid, saate vältida kahjulikke tagajärgi inimestele

ja ohtu keskkonnale.

### РУССКИЙ

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Вход: DC 5 В / 2 А
- Аккумулятор: 3,7 В / 1800 м-А/ч / 15 Вт
- Функции: всасывание и нагревание
- Магнитотерапия
- Аксессуары: пинцет, сменные фильтры и колпачки

**ИНСТРУКЦИИ**

- Зарядите Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® от источника USB.
- Очистите кожу и нанесите на нее большее количество масла для тела.
- Перед каждым использованием вставляйте фильтр с помощью пинцета и надевайте колпачок (рис. 1). Установите второй фильтр (рис. 2), чтобы лосьон не попал в массажер.
- Нажмите кнопку включения; выберите уровень нагрева с помощью стрелки влево и желаемый уровень всасывания с помощью стрелки вправо.
- ВАЖНО: начните массаж с самого низкого уровня всасывания и постепенно увеличивайте его в соответствии с вашими потребностями; функция магнитотерапии непрерывна.
- Проводите Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® по коже медленными и непрерывными движениями вверх и вниз по ногам, ягодицам, талии, животу и рукам.
- По окончании массажа выключите устройство: оно автоматически отключается через 25 минут использования.
- Снимайте фильтры (1 и 2) и промывайте их теплой водой после каждого использования; дайте им высохнуть на воздухе перед повторным использованием; после износа выбросьте их и используйте новые.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

Не использовать при варикозном расширении вен. Не использовать во время беременности или менструации. Не использовать более 25 минут за сеанс. Дайте коже отдохнуть несколько дней перед следующим сеансом. Зарядите аккумулятор перед первым использованием. Убедитесь в том, что напряжение в источнике тока соответствует указанному на устройстве. Не тяните кабель, убедитесь в том, что он не закручен. Избегайте контакта кабеля с горячими и острыми поверхностями. Очищайте кабель слегка влажной тканью. Для чистки не используйте абразивные продукты или материалы. Не опускайте устройство или кабель в воду. Не совершайте манипуляций с устройством влажными руками. Не используйте устройство вблизи источника воды или во влажных помещениях. Исключительно для домашнего использования. Используйте устройство исключительно для тех целей, для которых оно было разработано. Сохраняйте устройство в сухих местах,

свободных от пыли. Не оставляйте работающее устройство без наблюдения. Если устройство, его части или кабель выглядят поврежденными или работающими неправильно, не пользуйтесь ими, тем более не пытайтесь их ремонтировать. Только квалифицированный техник может выполнить ремонт. Данное устройство не разработано для управления детьми или наблюдением взрослых или опекунов, ответственных за безопасность. Данное устройство не является бытовым мусором, соблюдайте действующие нормативы по его утилизации. Ознакомьтесь с местным законодательством в отношении переработки электронных и электрических изделий и придерживайтесь его. Не выбрасывайте изделие в бытовой мусор. Следуя настоящим инструкциям, вы вносите вклад в дело охраны окружающей среды и предотвращения возникновения негативных последствий для здоровья человека.

### LATVIEŠU

**TEHNISKĀS SPECIFĪKĀCIJAS**

- Ieeja: DC 5V / 2 A
- Akumulators: 3,7 V / 1800 mAh / 15 W
- Funkcijas: iesūkšana un siltums
- Magnetoterapija
- Piederumi: pincetes, rezerves filtri un vāki

**INSTRUKCIJAS**

- Uzlādējiet Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® no USB avota.
- Notīriet ādu un uzklājiet uz tās daudz ķermeņa eļļas.
- Pirms katras lietošanas ar pinceti ievietojiet filtru un uzlieciet vāciņu (1. attēls). Uzlieciet otro filtru (2. attēls), lai losjons neiekļūtu masieŗ.
- Nospiediet barošanas pogu; izvēlieties vēlamo siltuma līmeni ar kreiso bultiņu un vēlamo sūkšanas līmeni ar labo bultiņu.
- SVARĪGA PIEZĪME: sāciet masāžu ar zemāko sūkšanas līmeni un pamazām palieliniet atbilstoši savām vajadzībām; magnetoterapijas funkcija ir nepārtraukta.
- Slīdīet Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® pa ādu, izmantojot lēnas un nepārtrauktas kustības no augšas uz leju uz kājām, sēžamvietas, vidukļa, vēdera un rokām.
- Kad masāža ir pabeigta, izslēdziet ierīci: pēc 25 minūti lietošanas tā tiek automātiski izslēgta.
- Pēc katras lietošanas reizes noņemiet filtrus (1 un 2) un notīriet tos ar siltu ūdeni; pirms atkārtotas izmantošanas ļaujiet tiem nožūt gaisā; kad to stāvoklis pasliktinās, izmetiet tos un izmantojiet jaunus.

**BRĪDINĀJUMI**

Nelietot, ja jums ir vēnu varikoze. Nelietot grūtniecības vai menstruāciju laikā. Nelietojiet to ilgāk par 25 minūtēm vienā sesijā. Ļaujiet ādai dažas dienas atpūsties līdz nākamajai sesijai. Pirmajā reizē pilnībā uzlādējiet bateriju. Pārlicinieties, ka

barošanas avota spriegums ir saderīgs ar ierīci. Nevelciet aiz vada un uzmanieties, lai tas nesapinas. Neizmantojiet abrazivus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Tīriet ierīci ar viegli mitru drānu. Neizmantojiet abrazivus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Neievietojiet ierīci vai vadu šķidrumā. Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām. Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām. Turiet vadu prom no karstām vai asām virsmām. Piemērots tikai mājsaimniecības vajadzībām. Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim. Glabājiet ierīci sausā vietā bez putekļiem. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. Ja ierīce, tās detaļas vai vads ir bojāti vai nedarbojas pareizi, nelietojiet tos un nemēģiniet tos labot. To var darīt tikai sertificēts tehniķis. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem, ja vien viņus neuzrauga pieaugušais, kas atbild par viņu drošību. Šis produkts nav sadzīves atkritumi, tāpēc ievērojiet vides standartus tā pārstrādei. Ierīce jāutilizē saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2002/96/EK. Uzziniet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādes likumdošanu un ievērojiet to. Neizmetiet šo produktu kopā ar sadzīves atkritumiem. Ievērojot šos nosacījumus, tiks novērsta negatīva ietekme uz cilvēku veselību un vidi.

**TEHNISKĀS SPECIFĪKĀCIJAS**

V0103226
IMPORTED BY RSVIP S.L., B87646477
DISTRIBUTED BY: NNI S.L., B98019235
C/ENGUERA. 46018, VALENCIA, SPAIN.
© BY INNOVAGOODS®.
ALL RIGHTS RESERVED. MADE IN P.R.C.

**CE**

**ROHS**

**INNOVAGOODS®**

**www.innovagoods.com**

**INNOVAGOODS®**

**www.innovagoods.com**

**INNOVAGOODS®**

**www.innovagoods.com**

**INNOVAGOODS®**

**www.innovagoods.com**

**INNOVAGOODS®**

**www.innovagoods.com**