

BEAUTIFLY

ComfortZen MoxiTherapy System

FitRecovery

series



Moxibustion Thermal Therapy Seat



Moksoterapia termiczna - Fotel terapeutyczny

Instrukcja obsługi User manual



[f /beautifly.eu](https://www.facebook.com/beautifly.eu) [@beautifly.eu](https://www.instagram.com/beautifly.eu) [g beautifly.eu](https://www.beautifly.eu)

[yt /beautiflyeu](https://www.youtube.com/channel/UC...) [tik @beautifly.eu](https://www.tiktok.com/@beautifly.eu)

f1



f2



| | |
|----------------------|-----------------|
| Napięcie znamionowe: | 7,4 V |
| Moc znamionowa: | 35 W |
| Pojemność baterii: | 6000 mAh |
| Czas ładowania: | około 180 minut |
| Żywotność baterii: | około 90 minut |

Bezpieczeństwo

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Opis wyświetlacza [strona 2 - f1]

1. Timer
2. Wibracja
3. Ogrzewanie
4. Moksoterapia
5. Czerwone światło / Przycisk On/Off
6. Poduszka
7. Obszar moksoterapii
8. Wyświetlacz

Sposób użycia

1. Umieść produkt na krześle lub płaskiej powierzchni z otwartą pokrywą.
2. Usiądź na urządzeniu.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk On/Off przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie. Aby go wyłączyć ponownie długo naciśnij przycisk przez 2 sekundy.
4. Wybierz tryb, którego chcesz użyć:
 - Funkcja timer - W stanie włączenia urządzenia naciśnij krótko przycisk, aby włączyć funkcję. Ponowne krótkie naciśnięcie dodaje po 15 minut do istniejącego czasu, maksymalny limit to 60 minut. Długie naciśnięcie przycisku resetuje czas do 15 minut.
 - Funkcja wibracji - W stanie włączenia urządzenia naciśnij krótko przycisk wibracji, aby włączyć funkcję. Ponownie naciśnij krótko, aby dostosować jeden z 5 poziomów wibracji. Długie naciśnięcie przycisku „wibracji” wyłącza funkcję.
 - Funkcja ogrzewania - W stanie włączenia, krótkie naciśnięcie przycisku ogrzewania włącza funkcję grzania. Ponowne krótkie naciśnięcie dostosuje jeden z 5 dostępnych poziomów ciepła. Długie naciśnięcie przycisku wyłączy funkcję grzania.
 - Funkcja moksoterapii - Podnieś pokrywę [strona 2 - f1, punkt 7] i umieść moksę. Zamknij pokrywę zabezpieczającą. W stanie włączenia naciśnij krótko przycisk, aby włączyć funkcję. Ponownie naciśnij krótko, aby dostosować jeden z 5 poziomów. Długie naciśnięcie przycisku wyłącza funkcję.
 - Funkcja czerwonego światła - W stanie włączenia urządzenia naciśnij krótko przycisk, aby włączyć czerwone światło. Ponownie naciśnij krótko, aby go wyłączyć.
5. Po użyciu złożź składaną osłonę z powrotem do pierwotnego stanu.

Uwaga: maksymalna waga wynosi 120 kg.

Czyszczenie i konserwacja:

Przed czyszczeniem wyłącz zasilanie i poczekaj aż urządzenie całkowicie ostygnie. Produkt nie nadaje się do prania i prasowania. Do czyszczenia zabrudzonej powierzchni należy używać miękkiej szmatki nasączonej neutralnym detergentem. Nie używaj żrących płynów, środków ściernych, szcetek, pasty do mebli czy rozcieńczalników do farb. Nie zanurzaj w żadnym płynie do czyszczenia, aby uniknąć zwarcia i porażenia prądem.

Niebezpieczeństwa i ostrzeżenia:

Produkt należy używać w ubraniu, aby uniknąć ewentualnego uczulenia czy podrażnienia. Nie należy wkładać szpilek czy innych ostrych elementów, które mogą uszkodzić urządzenie. Przechowuj z dala od wody, ciepła, ekstremalnego zimna, w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Nie stawiaj na nim ciężkich przedmiotów, aby zapobiec uszkodzeniu. W przypadku wystąpienia awarii należy skontaktować się z personelem technicznym. Nie używaj części zamiennych, które nie są zatwierdzone przez producenta. Nieprofesjonalny serwis nie powinien demontować i wymieniać części urządzenia bez zezwolenia. Produkt nie jest zabawką - należy uważać na ewentualne poparzenie i trzymać poza zasięgiem dzieci. Produktu nie można włączać podczas ładowania. Jeśli nie jest używany przez dłuższy czas, zaleca się ładowanie go co miesiąc. Urządzenie nie jest odpowiednie dla kobiet w ciąży i osób z rozrusznikiem serca.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f2]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Voltage: | 7,4 V |
| Rated Power: | 35 W |
| Battery Capacity: | 6000 mAh |
| Charging Time: | approximately 180 minutes |
| Battery Life: | approximately 90 minutes |

Safety

Before using the product, please read this manual and follow the instructions while using the device.

Display Description [Page 2 - f1]

1. Timer
2. Vibration
3. Heating
4. Moxibustion
5. Red Light / On/Off Button
6. Pillow
7. Moxibustion Area
8. Display

How to Use

1. Place the product on a chair or flat surface with the cover open.
2. Sit on the device.
3. Press and hold the On/Off button for 2 seconds to turn on the device. To turn it off again, press and hold the button for 2 seconds.
4. Choose the mode you want to use:
 - Timer Function - In the device's on state, press the button shortly to activate the function. Short pressing it again adds 15 minutes to the existing time, with a maximum limit of 60 minutes. Long pressing the button resets the time to 15 minutes.
 - Vibration Function - In the device's on state, press the vibration button shortly to activate the function. Short pressing it again allows you to adjust one of the 5 levels of vibration. Long pressing the "vibration" button turns off the function.
 - Heating Function - In the device's on state, short pressing the heating button activates the heating function. Short pressing it again allows you to adjust one of the 5 available heat levels. Long pressing the button turns off the heating function.
 - Moxibustion Function - Lift the cover [Page 2 - f1, point 7] and place moxa. Close the protective cover. In the device's on state, press the button shortly to activate the function. Short pressing it again allows you to adjust one of the 5 levels. Long pressing the button turns off the function.
 - Red Light Function - In the device's on state, press the button shortly to activate the red light. Short pressing it again turns it off.
5. After use, fold the foldable cover back to its original state.

Note: Maximum weight capacity is 120 kg.

Cleaning and Maintenance:

Before cleaning, turn off the power and wait for the device to cool completely. The product is not suitable for washing and ironing. To clean the soiled surface, use a soft cloth soaked in a neutral detergent. Do not use abrasive liquids, abrasive agents, brushes, furniture polish, or paint thinners. Do not immerse in any cleaning liquid to avoid short-circuiting and electrical shock.

Hazards and Warnings:

The product should be used with clothing to avoid potential allergies or irritation. Do not insert pins or other sharp objects that may damage the device. Store away from water, heat, extreme cold, in a dry, well-ventilated place. Do not place heavy objects on it to prevent damage. In case of malfunction, contact technical personnel. Do not use replacement parts that are not approved by the manufacturer. Non-professional service personnel should not disassemble and replace parts of the device without permission. The product is not a toy - be cautious of potential burns and keep it out of the reach of children. The device cannot be turned on while charging. If not used for an extended period, it is recommended to charge it every month. The device is not suitable for pregnant women and individuals with a pacemaker.

For more information about the company and products [Page 2 - f2]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

| | |
|--------------------|-----------------|
| Nennspannung: | 7,4 V |
| Nennleistung: | 35 W |
| Batteriekapazität: | 6000 mAh |
| Ladezeit: | ca. 180 Minuten |
| Batterielaufzeit: | ca. 90 Minuten |

Sicherheit

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts bitte diese Anleitung und befolgen Sie die Anweisungen während der Nutzung des Geräts.

Beschreibung des Displays [Seite 2 - f1]

1. Timer
2. Vibration
3. Heizung
4. Moxibustion
5. Rotes Licht / Ein/Aus-Taste
6. Kissen
7. Moxibustion-Bereich
8. Anzeige

Anwendung

1. Platzieren Sie das Produkt auf einem Stuhl oder einer flachen Oberfläche mit geöffneter Abdeckung.
2. Setzen Sie sich auf das Gerät.
3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten. Um es erneut auszuschalten, halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
4. Wählen Sie den Modus, den Sie verwenden möchten:
 - Timer-Funktion - Im eingeschalteten Zustand des Geräts drücken Sie die Taste kurz, um die Funktion zu aktivieren. Durch erneutes kurzes Drücken wird der bestehenden Zeit 15 Minuten hinzugefügt, mit einer maximalen Grenze von 60 Minuten. Durch langes Drücken der Taste wird die Zeit auf 15 Minuten zurückgesetzt.
 - Vibrationsfunktion - Im eingeschalteten Zustand des Geräts drücken Sie die Vibrations-Taste kurz, um die Funktion zu aktivieren. Durch erneutes kurzes Drücken können Sie eine der 5 Vibrationsstufen auswählen. Durch langes Drücken der "Vibrations"-Taste wird die Funktion ausgeschaltet.
 - Heizungsfunktion - Im eingeschalteten Zustand des Geräts aktiviert ein kurzes Drücken der Heizungstaste die Heizfunktion. Durch erneutes kurzes Drücken können Sie eine der 5 verfügbaren Heizstufen auswählen. Durch langes Drücken der Taste wird die Heizfunktion ausgeschaltet.
 - Moxibustion-Funktion - Heben Sie die Abdeckung [Seite 2 - f1, Punkt 7] an und platzieren Sie Moxa. Schließen Sie die Schutzabdeckung. Im eingeschalteten Zustand des Geräts drücken Sie die Taste kurz, um die Funktion zu aktivieren. Durch erneutes kurzes Drücken können Sie eine der 5 Stufen auswählen. Durch langes Drücken der Taste wird die Funktion ausgeschaltet.
 - Rotes Licht-Funktion - Im eingeschalteten Zustand des Geräts drücken Sie die Taste kurz, um das rote Licht zu aktivieren. Durch erneutes kurzes Drücken wird es ausgeschaltet.
5. Nach Gebrauch klappen Sie die klappbare Abdeckung wieder in ihren ursprünglichen Zustand.

Hinweis: Die maximale Gewichtskapazität beträgt 120 kg.

Reinigung und Wartung:

Vor der Reinigung schalten Sie die Stromversorgung aus und warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist. Das Produkt eignet sich nicht zum Waschen und Bügeln. Zur Reinigung der verschmutzten Oberfläche verwenden Sie ein weiches Tuch, das in ein neutrales Reinigungsmittel getaucht ist. Verwenden Sie keine abrasiven Flüssigkeiten, Schleifmittel, Bürsten, Möbelpolitur oder Farbverdünner. Tauchen Sie es nicht in Reinigungsflüssigkeiten ein, um Kurzschlüsse und elektrische Schläge zu vermeiden.

Gefahren und Warnungen:

Das Produkt sollte mit Kleidung getragen werden, um mögliche Allergien oder Reizungen zu vermeiden. Stecken Sie keine Nadeln oder anderen scharfen Gegenstände ein, die das Gerät beschädigen könnten. Lagern Sie es fern von Wasser, Hitze, extremer Kälte, an einem trockenen, gut belüfteten Ort. Legen Sie keine schweren Gegenstände darauf, um Beschädigungen zu verhindern. Im Falle einer Fehlfunktion wenden Sie sich an das technische Personal. Verwenden Sie keine Ersatzteile, die nicht vom Hersteller genehmigt wurden. Nicht professionelles Servicepersonal sollte keine Teile des Geräts ohne Erlaubnis demontieren und austauschen. Das Produkt ist kein Spielzeug - seien Sie vorsichtig vor möglichen Verbrennungen und halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern. Das Gerät darf während des Ladevorgangs nicht eingeschaltet werden. Wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, wird empfohlen, es monatlich aufzuladen. Das Gerät ist nicht für schwangere Frauen und Personen mit Herzschrittmacher geeignet.

Weitere Informationen über das Unternehmen und die Produkte [Seite 2 - f2]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Tension nominale : | 7,4 V |
| Puissance nominale : | 35 W |
| Capacité de la batterie : | 6000 mAh |
| Temps de charge : | environ 180 minutes |
| Autonomie de la batterie : | environ 90 minutes |

Sécurité

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire ce manuel et suivre les instructions lors de l'utilisation de l'appareil.

Description de l'écran [page 2 - f1]

1. Minuterie
2. Vibration
3. Chauffage
4. Moxibustion
5. Lumière rouge / Bouton Marche/Arrêt
6. Coussin
7. Zone de moxibustion
8. Écran

Mode d'emploi

1. Placez le produit sur une chaise ou une surface plane avec le couvercle ouvert.
2. Asseyez-vous sur l'appareil.
3. Maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Pour l'éteindre à nouveau, maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes.
4. Sélectionnez le mode que vous souhaitez utiliser :
 - Fonction minuterie - En état de marche de l'appareil, appuyez brièvement sur le bouton pour activer la fonction. En appuyant à nouveau brièvement, vous ajoutez 15 minutes au temps existant, avec une limite maximale de 60 minutes. Maintenir le bouton enfoncé pendant une longue période réinitialise le temps à 15 minutes.
 - Fonction de vibration - En état de marche de l'appareil, appuyez brièvement sur le bouton de vibration pour activer la fonction. Appuyez à nouveau brièvement pour ajuster l'un des 5 niveaux de vibration disponibles. Maintenir le bouton de "vibration" enfoncé désactive la fonction.
 - Fonction de chauffage - En état de marche, une pression brève sur le bouton de chauffage active la fonction de chauffage. Appuyez brièvement à nouveau pour ajuster l'un des 5 niveaux de chaleur disponibles. Maintenir le bouton désactive la fonction de chauffage.
 - Fonction de moxibustion - Soulevez le couvercle [page 2 - f1, point 7] et placez la moxa. Refermez le couvercle de protection. En état de marche, appuyez brièvement sur le bouton pour activer la fonction. Appuyez brièvement à nouveau pour ajuster l'un des 5 niveaux. Maintenir le bouton enfoncé désactive la fonction.
 - Fonction de lumière rouge - En état de marche de l'appareil, appuyez brièvement sur le bouton pour activer la lumière rouge. Appuyez à nouveau brièvement pour l'éteindre.
5. Après utilisation, repliez le couvercle pliable à son état d'origine.

Remarque : La capacité de poids maximale est de 120 kg.

Nettoyage et entretien :

Avant de nettoyer, éteignez l'alimentation et attendez que l'appareil refroidisse complètement. Le produit n'est pas adapté au lavage ni au repassage. Pour nettoyer la surface souillée, utilisez un chiffon doux imbibé d'un détergent neutre. N'utilisez pas de liquides abrasifs, d'agents de nettoyage, de brosses, de polishes pour meubles ou de diluants pour peinture. Ne plongez pas dans un liquide de nettoyage pour éviter les courts-circuits et les chocs électriques.

Dangers et avertissements :

Le produit doit être porté avec des vêtements pour éviter tout risque d'allergie ou d'irritation. Ne pas insérer d'épingles ni d'autres objets pointus qui pourraient endommager l'appareil. Conservez-le à l'abri de l'eau, de la chaleur, du froid extrême, dans un endroit sec et bien ventilé. Ne pas placer d'objets lourds dessus pour éviter les dommages. En cas de dysfonctionnement, contactez le personnel technique. N'utilisez pas de pièces de rechange non approuvées par le fabricant. Le personnel de service non professionnel ne doit pas démonter ni remplacer les pièces de l'appareil sans autorisation. Le produit n'est pas un jouet - faites attention aux brûlures potentielles et gardez-le hors de portée des enfants. Ne pas allumer l'appareil pendant la charge. S'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il est recommandé de le recharger tous les mois. L'appareil n'est pas adapté aux femmes enceintes et aux personnes équipées d'un stimulateur cardiaque.

Pour plus d'informations sur l'entreprise et les produits [page 2 - f2]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Voltaje nominal: | 7,4 V |
| Potencia nominal: | 35 W |
| Capacidad de la batería: | 6000 mAh |
| Tiempo de carga: | aproximadamente 180 minutos |
| Duración de la batería: | aproximadamente 90 minutos |

Seguridad

Antes de usar el producto, por favor, lea este manual y siga las instrucciones durante el uso del dispositivo.

Descripción de la pantalla [página 2 - f1]

1. Temporizador
2. Vibración
3. Calefacción
4. Moxibustión
5. Luz roja / Botón Encendido/Apagado
6. Almohadilla
7. Zona de moxibustión
8. Pantalla

Instrucciones de uso

1. Coloque el producto en una silla o una superficie plana con la tapa abierta.
2. Siéntese en el dispositivo.
3. Mantenga presionado el botón Encendido/Apagado durante 2 segundos para encender el dispositivo. Para apagarlo de nuevo, mantenga presionado el botón durante 2 segundos.
4. Seleccione el modo que desea utilizar:
 - Función de temporizador: En el estado encendido del dispositivo, presione brevemente el botón para activar la función. Presionando brevemente de nuevo se agregan 15 minutos al tiempo existente, con un límite máximo de 60 minutos. Mantener presionado el botón restablece el tiempo a 15 minutos.
 - Función de vibración: En el estado encendido del dispositivo, presione brevemente el botón de vibración para activar la función. Presione brevemente de nuevo para ajustar uno de los 5 niveles de vibración disponibles. Mantener presionado el botón de "vibración" desactiva la función.
 - Función de calefacción: En el estado encendido, una presión breve en el botón de calefacción activa la función de calefacción. Presione brevemente de nuevo para ajustar uno de los 5 niveles de calor disponibles. Mantener presionado el botón desactiva la función de calefacción.
 - Función de moxibustión: Levante la tapa [página 2 - f1, punto 7] y coloque la moxa. Cierre la tapa de protección. En estado encendido, presione brevemente el botón para activar la función. Presione brevemente de nuevo para ajustar uno de los 5 niveles. Mantener presionado el botón desactiva la función.
 - Función de luz roja: En estado encendido del dispositivo, presione brevemente el botón para activar la luz roja. Presione brevemente de nuevo para apagarla.
5. Después de su uso, vuelva a plegar la cubierta plegable a su estado original.

Nota: El peso máximo es de 120 kg.

Limpieza y mantenimiento:

Antes de limpiar, apague la alimentación y espere a que el dispositivo se enfríe completamente. El producto no es apto para lavar ni planchar. Para limpiar la superficie sucia, utilice un paño suave humedecido con un detergente neutro. No utilice líquidos abrasivos, productos de limpieza, cepillos, pulidores de muebles o diluyentes de pintura. No sumerja en ningún líquido de limpieza para evitar cortocircuitos y descargas eléctricas.

Peligros y advertencias:

El producto debe usarse con ropa para evitar posibles alergias o irritaciones. No inserte afilares ni objetos afilados que puedan dañar el dispositivo. Almacene alejado del agua, el calor extremo, el frío extremo, en un lugar seco y bien ventilado. No coloque objetos pesados sobre él para evitar daños. En caso de fallo, póngase en contacto con personal técnico. No utilice piezas de repuesto que no estén aprobadas por el fabricante. El servicio no profesional no debe desmontar ni reemplazar partes del dispositivo sin autorización. El producto no es un juguete, tenga cuidado con las posibles quemaduras y manténgalo fuera del alcance de los niños. No encienda el dispositivo mientras se carga. Si no se utiliza durante un período prolongado, se recomienda cargarlo cada mes. El dispositivo no es adecuado para mujeres embarazadas ni para personas con marcapasos.

Para obtener más información sobre la empresa y los productos [página 2 - f2]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Tensão nominal: | 7,4 V |
| Potência nominal: | 35 W |
| Capacidade da bateria: | 6000 mAh |
| Tempo de carregamento: | aproximadamente 180 minutos |
| Vida útil da bateria: | aproximadamente 90 minutos |

Segurança

Antes de usar o produto, por favor, leia este manual e siga as instruções durante o uso do dispositivo.

Descrição do visor [página 2 - f1]

1. Temporizador
2. Vibração
3. Aquecimento
4. Moxibustão
5. Luz vermelha / Botão Liga/Desliga
6. Almofada
7. Área de moxibustão
8. Visor

Instruções de uso

1. Coloque o produto em uma cadeira ou superfície plana com a tampa aberta.
2. Sente-se no dispositivo.
3. Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga por 2 segundos para ligar o dispositivo. Para desligá-lo novamente, mantenha pressionado o botão por 2 segundos.
4. Selecione o modo que deseja usar:
 - Função de temporizador: No estado ligado do dispositivo, pressione brevemente o botão para ativar a função. Pressionando brevemente novamente adiciona 15 minutos ao tempo existente, com um limite máximo de 60 minutos. Manter pressionado o botão redefine o tempo para 15 minutos.
 - Função de vibração: No estado ligado do dispositivo, pressione brevemente o botão de vibração para ativar a função. Pressione brevemente novamente para ajustar um dos 5 níveis de vibração disponíveis. Manter pressionado o botão de "vibração" desativa a função.
 - Função de aquecimento: No estado ligado, uma pressão breve no botão de aquecimento ativa a função de aquecimento. Pressione brevemente novamente para ajustar um dos 5 níveis de calor disponíveis. Manter pressionado o botão desativa a função de aquecimento.
 - Função de moxibustão: Levante a tampa [página 2 - f1, ponto 7] e coloque a moxa. Feche a tampa de proteção. No estado ligado, pressione brevemente o botão para ativar a função. Pressione brevemente novamente para ajustar um dos 5 níveis. Manter pressionado o botão desativa a função.
 - Função de luz vermelha: No estado ligado do dispositivo, pressione brevemente o botão para ativar a luz vermelha. Pressione brevemente novamente para desativá-la.
5. Após o uso, dobre a cobertura dobrável de volta ao seu estado original.

Nota: O peso máximo é de 120 kg.

Limpeza e manutenção:

Antes de limpar, desligue a alimentação e aguarde até que o dispositivo esfrie completamente. O produto não é adequado para lavagem ou engomar. Para limpar a superfície suja, use um pano macio umedecido com detergente neutro. Não use líquidos abrasivos, produtos de limpeza, escovas, polidores de móveis ou diluentes de tinta. Não mergulhe em nenhum líquido de limpeza para evitar curtos-circuitos e choques elétricos.

Perigos e advertências:

O produto deve ser usado com roupa para evitar possíveis alergias ou irritações. Não insira alfinetes ou objetos afiados que possam danificar o dispositivo. Armazene longe da água, calor extremo, frio extremo, em local seco e bem ventilado. Não coloque objetos pesados sobre ele para evitar danos. Em caso de falha, entre em contato com pessoal técnico. Não use peças de reposição que não sejam aprovadas pelo fabricante. Serviço não profissional não deve desmontar ou substituir partes do dispositivo sem autorização. O produto não é um brinquedo - cuidado com possíveis queimaduras e mantenha fora do alcance das crianças. Não ligue o dispositivo enquanto estiver carregando. Se não for usado por um longo período, é recomendável carregá-lo a cada mês. O dispositivo não é adequado para mulheres grávidas ou pessoas com marca-passo.

Para obter mais informações sobre a empresa e os produtos [página 2 - f2]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

| | |
|--------------------------|------------------|
| Tensione nominale: | 7,4 V |
| Potenza nominale: | 35 W |
| Capacità della batteria: | 6000 mAh |
| Tempo di ricarica: | circa 180 minuti |
| Durata della batteria: | circa 90 minuti |

Sicurezza

Prima di utilizzare il prodotto, leggere il manuale e seguire le istruzioni durante l'uso del dispositivo.

Descrizione del display [pagina 2 - f1]

1. Timer
2. Vibrazione
3. Riscaldamento
4. Moxibustione
5. Luce rossa / Pulsante Accensione/Spengimento
6. Cuscino
7. Area di moxibustione
8. Display

Istruzioni per l'uso

1. Posizionare il prodotto su una sedia o una superficie piana con il coperchio aperto.
2. Siediti sul dispositivo.
3. Tenere premuto il pulsante Accensione/Spengimento per 2 secondi per accendere il dispositivo. Per spegnerlo nuovamente, tenere premuto il pulsante per 2 secondi.
4. Selezionare la modalità desiderata:
 - Funzione timer: Nello stato acceso del dispositivo, premere brevemente il pulsante per attivare la funzione. Premendo brevemente nuovamente si aggiungono 15 minuti al tempo esistente, con un limite massimo di 60 minuti. Tenendo premuto il pulsante si ripristina il tempo a 15 minuti.
 - Funzione vibrazione: Nello stato acceso del dispositivo, premere brevemente il pulsante di vibrazione per attivare la funzione. Premere brevemente nuovamente per regolare uno dei 5 livelli di vibrazione disponibili. Tenere premuto il pulsante "vibrazione" disattiva la funzione.
 - Funzione riscaldamento: Nello stato acceso, una breve pressione del pulsante di riscaldamento attiva la funzione di riscaldamento. Premere brevemente nuovamente per regolare uno dei 5 livelli di calore disponibili. Tenere premuto il pulsante disattiva la funzione di riscaldamento.
 - Funzione moxibustione: Sollevare il coperchio [pagina 2 - f1, punto 7] e posizionare la moxa. Chiudere il coperchio di protezione. Nello stato acceso, premere brevemente il pulsante per attivare la funzione. Premere brevemente nuovamente per regolare uno dei 5 livelli. Tenere premuto il pulsante disattiva la funzione.
 - Funzione luce rossa: Nello stato acceso del dispositivo, premere brevemente il pulsante per attivare la luce rossa. Premere brevemente nuovamente per spegnerla.
5. Dopo l'uso, ripiegare il coperchio pieghevole nella sua posizione originale.

Nota: Il peso massimo è di 120 kg.

Pulizia e manutenzione:

Prima della pulizia, spegnere l'alimentazione e attendere che il dispositivo si raffreddi completamente. Il prodotto non è adatto per il lavaggio o la stiratura. Per pulire la superficie sporca, utilizzare un panno morbido inumidito con detergente neutro. Non utilizzare liquidi corrosivi, prodotti per la pulizia, spazzole, lucidanti per mobili o diluenti per vernici. Non immergere in alcun liquido per la pulizia per evitare cortocircuiti e scosse elettriche.

Pericoli e avvertenze:

Il prodotto deve essere utilizzato indossando abbigliamento per evitare possibili allergie o irritazioni. Non inserire spilli o oggetti appuntiti che potrebbero danneggiare il dispositivo. Conservare lontano dall'acqua, dal calore estremo, dal freddo estremo, in un luogo asciutto e ben ventilato. Non posizionare oggetti pesanti su di esso per evitare danni. In caso di malfunzionamenti, contattare il personale tecnico. Non utilizzare pezzi di ricambio non approvati dal produttore. Il servizio non professionale non deve smontare o sostituire parti del dispositivo senza autorizzazione. Il prodotto non è un giocattolo: fare attenzione alle possibili scottature e tenere fuori dalla portata dei bambini. Non accendere il dispositivo durante la ricarica. Se non viene utilizzato per un lungo periodo, si consiglia di caricarlo ogni mese. Il dispositivo non è adatto per le donne in gravidanza e per le persone con un pacemaker.

Ulteriori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f2]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

| | |
|--------------------|---------------------|
| Napětí: | 7,4 V |
| Nominální výkon: | 35 W |
| Kapacita baterie: | 6000 mAh |
| Doba nabíjení: | přibližně 180 minut |
| Životnost baterie: | přibližně 90 minut |

Bezpečnost

Před použitím produktu si prosím přečtete tuto příručku a dodržujte pokyny uvedené v ní během používání zařízení.

Popis displeje [strana 2 - f1]

1. Časovač
2. Vibrace
3. Ohřev
4. Moxa terapie
5. Červené světlo / Tlačítko Zapnout/Vypnout
6. Polštář
7. Místo pro moxa terapii
8. Displej

Použití

1. Umístěte výrobek na židli nebo na rovnou plochu s otevřeným víkem.
2. Usadíte se na zařízení.
3. Držte tlačítko Zapnout/Vypnout po dobu 2 sekund, abyste zařízení zapnuli. Pro vypnutí zařízení znovu stiskněte tlačítko po dobu 2 sekund.
4. Vyberte režim, který chcete použít:
 - Funkce časovače - V zapnutém stavu zařízení krátkým stisknutím tlačítka aktivuje funkci. Krátkým stisknutím znovu přidá dalších 15 minut k existujícímu času, maximální limit je 60 minut. Dlouhým stisknutím tlačítka resetuje čas na 15 minut.
 - Funkce vibrací - V zapnutém stavu zařízení krátkým stisknutím tlačítka vibraci aktivuje funkci. Krátkým stisknutím znovu nastaví jeden ze 5 dostupných úrovní vibrací. Dlouhým stisknutím tlačítka "vibrace" vypne funkci.
 - Funkce ohřevu - V zapnutém stavu, krátkým stisknutím tlačítka ohřevu zapne funkci ohřevu. Krátkým stisknutím znovu nastaví jeden ze 5 dostupných teplotních úrovní. Dlouhým stisknutím tlačítka vypne funkci ohřevu.
 - Funkce moxa terapie - Zvednete kryt [strana 2 - f1, bod 7] a umístíte moxu. Zavřete ochranný kryt. V zapnutém stavu krátkým stisknutím tlačítka zapne funkci. Krátkým stisknutím znovu nastaví jeden ze 5 úrovní. Dlouhým stisknutím tlačítka vypne funkci.
 - Funkce červeného světla - V zapnutém stavu zařízení krátkým stisknutím tlačítka zapne červené světlo. Krátkým stisknutím znovu vypne červené světlo.
5. Po použití složte sklopný kryt zpět do původního stavu.

Poznámka: Maximální váha je 120 kg.

Čištění a údržba:

Před čištěním vypněte napájení a počkejte, až zařízení úplně vychladne. Produkt není vhodný k praní ani žehlení. Pro čištění zašpiněného povrchu používejte měkký hadřík navlhčený neutrálním detergentem. Nepoužívejte abrazivní prostředky, drsné houbičky, nábytkovou pastu nebo ředidla na barvy. Zařízení nepodmoufujte do žádného čistícího prostředku, abyste předešli zkratu a elektrickému šoku.

Nebezpečí a varování:

Produkt používejte v oblečení, abyste předešli možnému alergickému reakci nebo podráždění. Nepoužívejte hřebíčky nebo jiné ostré předměty, které by mohly poškodit zařízení. Przechovávejte mimo dosah vody, tepla, extrémního zimna, na suchém a dobře větraném místě. Na zařízení nekládejte těžké předměty, abyste předešli poškození. V případě výskytu poruchy kontaktujte technický personál. Nepoužívejte náhradní díly, které nejsou schváleny výrobcem. Neodborný servis by neměl demontovat a vyměňovat části zařízení bez povolení. Produkt není

hračka - buďte opatrní při možném popálení a udržujte mimo dosah dětí. Zařízení nelze používat během nabíjení. Pokud není po delší dobu používáno, doporučuje se ho nabíjet každý měsíc. Zařízení není vhodné pro těhotné ženy a osoby s kardiostimulátorem.

Více informací o společnosti a produktech [strana 2 - f2]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

| | |
|--------------------|---------------------|
| Napätie: | 7,4 V |
| Nominálny výkon: | 35 W |
| Kapacita batérie: | 6000 mAh |
| Doba nabíjania: | približne 180 minút |
| Životnosť batérie: | približne 90 minút |

Bezpečnosť

Pred použitím produktu si prosím prečítajte túto príručku a dodržujte pokyny uvedené v nej počas používania zariadenia.

Popis displeja [strana 2 - f1]

1. Casovač
2. Vibrácie
3. Ohrev
4. Moxoterapia
5. Červené svetlo / Tlačidlo Zapnúť/Vypnúť
6. Vankúš
7. Miesto pre moxoterapiu
8. Displej

Použitie

1. Umiestnite výrobok na stoličku alebo na rovnú plochu s otvoreným viečkom.
2. Usadzte sa na zariadení.
3. Stlačte a podržte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť počas 2 sekúnd, aby ste zariadenie zapli. Pre vypnutie zariadenia znovu stlačte tlačidlo počas 2 sekúnd.
4. Vyberte režim, ktorý chcete použiť:
 - Funkcia časovača - V zapnutom stave zariadenia krátkym stlačením tlačidla aktivuje funkciu. Krátkym stlačením znovu pridá ďalších 15 minút k existujúcemu času, maximálny limit je 60 minút. Dlhým stlačením tlačidla resetuje čas na 15 minút.
 - Funkcia vibrácií - V zapnutom stave zariadenia krátkym stlačením tlačidla vibrácií aktivuje funkciu. Krátkym stlačením znovu nastaví jeden zo 5 dostupných úrovni vibrácií. Dlhým stlačením tlačidla "vibrácie" vypne funkciu.
 - Funkcia ohrevu - V zapnutom stave krátkym stlačením tlačidla ohrevu zapne funkciu ohrevu. Krátkym stlačením znovu nastaví jeden zo 5 dostupných teplotných úrovni. Dlhým stlačením tlačidla vypne funkciu ohrevu.
 - Funkcia moxoterapie - Zdvihnite kryt [strana 2 - f1, bod 7] a umiestnite moxu. Zatvorte ochranný kryt. V zapnutom stave krátkym stlačením tlačidla zapne funkciu. Krátkym stlačením znovu nastaví jeden zo 5 úrovni. Dlhým stlačením tlačidla vypne funkciu.
 - Funkcia červeného svetla - V zapnutom stave zariadenia krátkym stlačením tlačidla zapne červené svetlo. Krátkym stlačením znovu vypne červené svetlo.
5. Po použití zložte sklápny kryt späť do pôvodného stavu.

Poznámka: Maximálna váha je 120 kg.

Čistenie a údržba:

Pred čistením vypnite napájanie a počkajte, kým zariadenie úplne vychladne. Produkt nie je vhodný na pranie ani žehlenie. Na čistenie zašpinenej plochy používajte mäkký handričku navlhčený neutrálnym detergentom. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, hrubé hubky, nábytkovú pastu ani rozpúšťadlá na farby. Zariadenie nepotápajte do žiadnej kvapaliny na čistenie, aby ste predišli zkratu a úderu elektrickým prúdom.

Nebezpečenstvá a varovania:

Produkt používajte v oblečení, aby ste predišli novej alergickej reakcii alebo podráždeniu. Nepoužívajte ihly alebo iné ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť zariadenie. Uchovávajte mimo dosahu vody, tepla, extrémneho mrazu, na suchom a dobre vetranom mieste. Na zariadenie nepokladajte ťažké predmety, aby ste predišli poškodeniu. V prípade výskytu poruchy kontaktujte technický personál. Nepoužívajte náhradné diely, ktoré nie sú schválené výrobcom. Neodborný servis by nemal demontovať a vymieňať diely zariadenia bez povolenia. Produkt nie je hračka - buďte opatrní pri možnom popálení a udržiajte mimo dosahu detí. Zariadenie nie je možné používať počas nabíjania. Ak nie je dlhodobou používané, odporúča sa ho nabíjať každý mesiac. Zariadenie nie je vhodné pre tehotné ženy a osoby s kardiostimulátorom.

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - f2]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Nazivna napetost: | 7,4 V |
| Nazivna moč: | 35 W |
| Kapaciteta baterije: | 6000 mAh |
| Čas polnjenja: | približno 180 minut |
| Zivljenjska doba baterije: | približno 90 minut |

Varnost

Pred uporabo izdelka si prosim preberite ta navodila in med uporabo naprave upoštevajte navodila, ki so navedena v njem.

Opis zaslona [stran 2 - f1]

1. Časovnik
2. Vibracija
3. Ogrevanje
4. Moksoterapija
5. Rdeča luč / Gumb Vklop/Izklop
6. Blazina
7. Območje moksoterapije
8. Zaslona

Uporaba

1. Izdelek postavite na stol ali ravno površino z odprtim pokrovom.
2. Sedežite na napravi.
3. Pritisnite in držite gumb Vklop/Izklop 2 sekundi, da vklopite napravo. Da jo izklopite, ponovno pritisnite gumb 2 sekundi.
4. Izberite način, ki ga želite uporabiti:
 - Funkcija časovnika - V vklopljenem stanju naprave kratko pritisnite gumb, da aktivirate funkcijo. Ponovno kratko pritisnite za dodatnih 15 minut k obstoječemu času, maksimalna omejitev je 60 minut. Dolgo pritiskanje na gumb ponastavi čas na 15 minut.
 - Funkcija vibracij - V vklopljenem stanju naprave kratko pritisnite gumb za vibracije, da aktivirate funkcijo. Ponovno kratko pritisnite, da prilagodite eno od 5 stopenj vibracij. Dolgo pritiskanje na gumb "vibracije" izklopi funkcijo.
 - Funkcija ogrevanja - V vklopljenem stanju kratko pritisnite gumb za ogrevanje, da vklopite funkcijo ogrevanja. Ponovno kratko pritisnite, da prilagodite eno od 5 razpoložljivih stopenj toplote. Dolgo pritiskanje na gumb izklopi funkcijo ogrevanja.
 - Funkcija moksoterapije - Dvignite pokrov [stran 2 - f1, točka 7] in vstavite moko. Zaprite zaščitni pokrov. V vklopljenem stanju kratko pritisnite gumb, da vklopite funkcijo. Ponovno kratko pritisnite, da prilagodite eno od 5 stopenj. Dolgo pritiskanje na gumb izklopi funkcijo.
 - Funkcija rdeče luči - V vklopljenem stanju naprave kratko pritisnite gumb, da vklopite rdečo luč. Ponovno kratko pritisnite, da jo izklopite.
5. Po uporabi zložite zložljivo prevleko nazaj v prvotno stanje.

Opozorilo: Največja teža je 120 kg.

Čiščenje in vzdrževanje:

Pred čiščenjem izklopite napajanje in počakajte, da se naprava popolnoma ohladi. Izdelek ni primeren za pranje ali likanje. Za čiščenje umazane površine uporabite mehko krpo, namočeno v nevtralnem detergentu. Ne uporabljajte abrazivnih tekočin, abrazivnih sredstev, ščetk, pohištenih past ali razredčil barv. Naprave ne potaplajte v nobeno tekočino za čiščenje, da preprečite kratek stik in električni udar.

Nevarnosti in opozorila:

Izdelek je treba uporabljati v obleki, da se prepreči morebitna alergijska reakcija ali draženje. Ne vstavljajte igel ali drugih ostrih predmetov, ki bi lahko poškodovali napravo. Hranite izven dosega vode, toplote, ekstremnih mrzov, na suhem in dobro prezračenem mestu. Na napravo ne postavljajte težkih predmetov, da se prepreči poškodba. V primeru okvare se obrnite na tehnično osebje. Ne uporabljajte nadomestnih delov, ki niso odobreni s strani proizvajalca. Neprofesionalno servisiranje ne sme razstavljati in zamenjati delov naprave brez dovoljenja. Izdelek ni igrača - bodite previdni glede morebitnih opeklin in ga hranite izven dosega otrok. Med polnjenjem izdelka ne smete vklopiti. Če izdelka dlje časa ne uporabljate, ga priporočamo, da ga napolnite vsak mesec. Naprava ni primerna za nosečnice in osebe s srčnim spodbujevalnikom.

Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f2]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Nominaalne pingeline: | 7,4 V |
| Nominaalvõimsus: | 35 W |
| Aku mahtuvus: | 6000 mAh |
| Laadimisaeg: | umbes 180 minutit |
| Aku eluiga: | umbes 90 minutit |

Ohutus

Enne toote kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja järgige selle kasutamisel antud juhiseid.

Ekraani kirjeldus [lehekülg 2 - f1]

1. Taimer
2. Vibratsioon
3. Kuumutamine
4. Moksoteraapia
5. Punane valgus / Sisse/Välja nupp
6. Padi
7. Moksoteraapia ala
8. Ekraan

Kasutusjuhend

1. Asetage toode toolile või tasasele pinnale avatud kaanega.
2. Istuge seadmele.
3. Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke Sisse/Välja nuppu 2 sekundit. Selle väljalülitamiseks vajutage nuppu uuesti 2 sekundit.
4. Valige kasutamiseks sobiv režiim:
 - Taimeri funktsioon - Seadme sisselülitatud olekus vajutage nuppu lühidalt, et funktsioon sisse lülitada. Uuesti lühike vajutus lisab olemasolevale ajale 15 minutit, maksimaalne piirang on 60 minutit. Pika vajutusega nupp nullib aja 15 minutiks.
 - Vibratsiooni funktsioon - Seadme sisselülitatud olekus vajutage lühidalt vibratsiooni nuppu, et funktsioon sisse lülitada. Uuesti lühike vajutus reguleerib ühte viiest vibratsioonitasemest. Pika vajutusega "vibratsiooni" nupp lülitab funktsiooni välja.
 - Kuumutamise funktsioon - Seadme sisselülitatud olekus vajutage lühidalt kuumutamise nuppu, et sisse lülitada kuumutamise funktsioon. Uuesti lühike vajutus reguleerib ühte viiest saadavalolevast soojusetasemest. Pika vajutusega nupp lülitab kuumutamise funktsiooni välja.
 - Moksoteraapia funktsioon - Tõstke kaas üles [lehekülg 2 - f1, punkt 7] ja asetage moksa. Sulgege kaitsekaas. Seadme sisselülitatud olekus vajutage lühidalt nuppu, et sisse lülitada moksoteraapia funktsioon. Uuesti lühike vajutus reguleerib ühte viiest tasemest. Pika vajutusega nupp lülitab funktsiooni välja.
 - Punase valguse funktsioon - Seadme sisselülitatud olekus vajutage lühidalt nuppu, et sisse lülitada punane valgus. Uuesti lühike vajutus lülitab selle välja.
5. Kasutamise järel voltige kokkupandav kate tagasi algasendisse.

Märkus: maksimaalne kaal on 120 kg.

Puhastamine ja hooldus:

Enne puhastamist lülitage toide välja ja oodake, kuni seade jahtub. Toode ei sobi pesemiseks ega triikimiseks. Musta pinna puhastamiseks kasutage pehmet lappi, mis on leotatud neutraalses pesuvahendis. Ärge kasutage soovitatavaid vedelikke, abrasiivseid aineid, harju, mööblipastat ega värvi lahusteid. Ärge kastke seda puhastusvedelikusse, et vältida lühiseid ja elektrilööke.

Oht ja hoiatused:

Toodet tuleks kasutada riietes, et vältida võimalikku allergilist reaktsiooni või ärritust. Ärge sisestage nõelu ega muid teravaid esemeid, mis võivad seadme kahjustada. Hoidke seda eemal veest, kuumusest, äärmisest küljest, kuivas, hästi ventileeritavas kohas. Ärge asetage sellele raskusi, et vältida kahjustusi. Rikke korral pöörduge tehnilise personali poole. Ärge kasutage tootja poolt heaks kiidetud varuosid. Mitteprofessionaalne remont ei tohiks seadet lahti võtta ja osi vahetada ilma loata. Toode ei ole mänguasi - olge ettevaatlikud võimalike põletuste suhtes ja hoidke seda laste käeulatusel eemal. Toodet ei tohi laadimise ajal sisse lülitada. Kui toodet ei kasutata pikka aega, soovime seda laadida iga kuu. Seade ei sobi rasedatele naistele ega südamestimulaatoriga inimestele.

Lisateavet ettevõtte ja toodete kohta [lehekülg 2 - f2]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

| | |
|----------------------------|------------------|
| Įtampos reikšmė: | 7,4 V |
| Nominalinė galia: | 35 W |
| Baterijos talpa: | 6000 mAh |
| Įkrovimo laikas: | apie 180 minučių |
| Baterijos tamavimo laikas: | apie 90 minučių |

Saugumas

Prieš naudodami produktą atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir jos nurodymus laikykitės naudojant įrenginį.

Ekranu aprašymas [2 puslapis - f1]

1. Laikmatis
2. Vibruojimas
3. Šildymas
4. Moksoterapija
5. Raudonas šviesos/mygtukas Įjungti/Išjungti
6. Pagalvėlė
7. Moksoterapijos zona
8. Ekranas

Naudotojo instrukcija

1. Padėkite produktą ant kėdės arba lygaus paviršiaus su atidaryta dangčiu.

2. Sėskitės ant įrenginio.

3. Įjunkite įrenginį paspaudę ir laikydami mygtuką Įjungti/Išjungti 2 sekundes. Norėdami jį išjungti, ilgai spauskite mygtuką dar 2 sekundes.

4. Pasirinkite režimą, kurį norite naudoti:

- Laikmatis - Įjungus įrenginį, trumpai paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte funkciją. Dar vienas trumpas paspaudimas prideda 15 minučių prie esamo laiko, maksimalus limitas yra 60 minučių. Ilgai paspaudus mygtuką, laiką nustato 15 minutėms.

- Vibruojimo funkcija - Įjungus įrenginį, trumpai paspauskite vibro mygtuką, kad įjungtumėte funkciją. Dar vienas trumpas paspaudimas leidžia pasirinkti vieną iš 5 vibro lygių. Ilgai paspaudus mygtuką "vibracija", išjungiama funkcija.

- Šildymo funkcija - Įjungus įrenginį, trumpai paspauskite šildymo mygtuką, kad įjungtumėte šildymo funkciją. Dar vienas trumpas paspaudimas leidžia pasirinkti vieną iš 5 šildymo lygių. Ilgai paspaudus mygtuką, išjungiama šildymo funkcija.

- Moksoterapijos funkcija - Pakelkite dangtį [2 puslapis - f1, punktas 7] ir įdėkite moxą. Uždarykite apsauginį dangtelį. Įrenginio įjungimo būsenoje trumpai paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte funkciją. Dar vienas trumpas paspaudimas leidžia pasirinkti vieną iš 5 lygių. Ilgai paspaudus mygtuką, išjungiama funkcija.

- Raudonos šviesos funkcija - Įrenginio įjungimo būsenoje trumpai paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte raudoną šviesą. Dar vienas trumpas paspaudimas ją išjungia.

5. Po naudojimo sulenkite sulankstomą dangtį atgal į pradinę padėtį.

Pastaba: maksimalus svoris yra 120 kg.

Valymas ir priežiūra:

Prieš valydami išjunkite įrenginį ir palaukite, kol jis visiškai atvės. Produktas nėra skalbiamas ir lyginamas. Norėdami valyti užterštą paviršių, naudokite minkštą šluotą, sudrėkintą neutraliu plovikliu. Nenaudokite agresyvių skysčių, šveitiklių, šepetėlių, baldų pastos arba dažų tirpiklių. Neįmerkite į jokių valymo skysčių, kad išvengtumėte trumpikų ir elektros smūgių.

Pavojaus ir įspėjimų ženklai:

Produktą reikia naudoti apsirengus, kad išvengtumėte galimo alerginio ar dirginančio poveikio. Nedėkite smeigtų ar kitų aštrių daiktų, kurie gali sugadinti įrenginį. Laikykite jį nuo vandens, šilumos, ekstremalaus šalčio, sausoje, gerai ventiliuojamoje vietoje. Nevargykite ant jo sunkių daiktų, kad išvengtumėte pažeidimų. Sugedus, susisieki su techniniu personalu. Nenaudokite ne gamintojo patvirtintų atsarginių dalių. Neprofesionaliems remontams negalima išardyti įrenginio ir keisti detalių be leidimo. Produktas nėra žaislas - atsargiai su galimais nudegimais ir laikykite juos toli nuo vaikų. Įrenginio negalima įjungti įkrovimo metu. Jei ilgą laiką nenaudojate, rekomenduojama jį įkrauti bent kartą per mėnesį. Įrenginys netinka nėščioms moterims ir žmonėms, turintiems širdies stimuliatorių.

Daugiau informacijos apie įmonę ir produktus [2 puslapis - f2]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Nominālais spriegums: | 7,4 V |
| Nominālā jauda: | 35 W |
| Akumulatora ietilpība: | 6000 mAh |
| Uzlādes laiks: | apmēram 180 minūtes |
| Akumulatora darbības laiks: | apmēram 90 minūtes |

Drošība

Pirms produkta lietošanas uzmanīgi izlasiet šo instrukciju un ievērojiet tās norādījumus, izmantojot ierīci.

Ekrāna apraksts [2. lapa - f1]

1. Taimeris
2. Vibrācija
3. Sildīšana
4. Moksoterapija
5. Sarkanā gaisma / Ieslēgšanas/Izslēgšanas poga
6. Spilvens
7. Moksoterapijas zona
8. Ekrāns

Lietošanas instrukcija

1. Novietojiet produktu uz krēsla vai plakana virsmas ar atvērtu vāku.
2. Sēdieties uz ierīces.
3. Ieslēdziet ierīci, nospiežot un turēt pogu ieslēgšana/Izslēgšana 2 sekundes. Lai to izslēgtu, ilgi nospiediet pogu vēl 2 sekundes.
4. Izvēlieties režīmu, ko vēlaties izmantot:
 - Taimeris - Ieslēdzot ierīci, īsi nospiediet pogu, lai aktivizētu funkciju. Vēl viens īss pieskāriens pievienos 15 minūtes esošajam laikam, maksimālais limits ir 60 minūtes. Ilgi nospiežot pogu, taimeris atiestatīs 15 minūtēm.
 - Vibrācijas funkcija - Ieslēdzot ierīci, īsi nospiediet vibrācijas pogu, lai aktivizētu funkciju. Vēl viens īss pieskāriens ļaus izvēlēties vienu no 5 vibrācijas līmeņiem. Ilgi nospiežot pogu "vibrācija", izslēgsies funkcija.
 - Sildīšanas funkcija - Ieslēdzot ierīci, īsi nospiediet sildīšanas pogu, lai aktivizētu sildīšanas funkciju. Vēl viens īss pieskāriens ļaus izvēlēties vienu no 5 pieejamajiem siltuma līmeņiem. Ilgi nospiežot pogu, izslēgsies sildīšanas funkcija.
 - Moksoterapijas funkcija - Paceliet vāku [2. lapa - f1, punkts 7] un ievietojiet moxu. Aizveriet aizsargkārbas vāku, ieslēdzot ierīci, īsi nospiediet pogu, lai aktivizētu funkciju. Vēl viens īss pieskāriens ļaus izvēlēties vienu no 5 līmeņiem. Ilgi nospiežot pogu, izslēgsies funkcija.
 - Sarkanās gaismas funkcija - Ieslēdzot ierīci, īsi nospiediet sarkanās gaismas pogu, lai aktivizētu sarkanās gaismas funkciju. Vēl viens īss pieskāriens to izslēgs.
5. Pēc lietošanas salieciet saliekamo vāku atpakaļ sākotnējā stāvoklī.

Piezīme: maksimālais svars ir 120 kg.

Tīrīšana un apkope:

Pirms tīrīšanas izslēdziet barošanu un uzgaidiet, līdz ierīce pilnībā atdziest. Produkts nav piemērots mazgāšanai un glutināšanai. Lai notīrītu netīro virsmu, izmantojiet mikstu drānu, kas samitrināta ar neitrālu mazgāšanas līdzekli. Nelietojiet agresīvus šķīdumus, skrāpējumus, suku, mēbeļu pastas vai krāsu šķīdinātājus. Nesmērējiet šķīdumā, lai novērstu īslaisināšanu un elektrisko triecienus.

Bīstamība un brīdinājumi:

Produktu ir jāizmanto apģērbā, lai izvairītos no iespējamām alerģijām vai kairinājumiem. Nelietojiet adatas vai citus asus priekšmetus, kas varētu bojāt ierīci. Glabājiet tālu no uguns, karstuma, ekstremālas aukstuma, sausā, labi vēdināmā vietā. Nelieciet uz tā smagas lietas, lai novērstu bojājumus. Bojājumu gadījumā sazinieties ar tehnisko personālu. Nelietojiet aizstājējus, kas nav apstiprināti ražotāja. Nelietojiet nespeciālistus, kas bez atļaujas demontē un maina ierīces daļas. Produkts nav rotālieta - uzmanieties no iespējamām apdegumiem un turiet tālu no bērniem. Ierīci nedrīkst ieslēgt, ja tā tiek uzlādēta. Ja to ilgstoši neizmantojat, ieteicams to uzlādēt vismaz reizi mēnesī. Ierīce nav piemērota grūtniecēm un sirds stimulatora pacientiem.

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [2. lapa - f2]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

| | |
|-------------------------|--------------|
| Névleges feszültség: | 7,4 V |
| Névleges teljesítmény: | 35 W |
| Akkumulátor kapacitása: | 6000 mAh |
| Töltési idő: | kb. 180 perc |
| Akkumulátor üzemideje: | kb. 90 perc |

Biztonság

Használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és tartsa be az abban szereplő utasításokat az eszköz használata során.

Kijelző leírása [2. oldal - f1]

1. Időzítő
2. Rezgés
3. Fűtés
4. Moxaterápia
5. Piros fény / Be/Ki gomb
6. Páma
7. Moxaterápia területe
8. Kijelző

Használati utasítás

1. Helyezze a terméket egy székre vagy sík felületre az nyitott fedéllel.
2. Üljön az eszközre.
3. Az eszköz bekapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva a Be/Ki gombot 2 másodpercig. Az újra kikapcsoláshoz hosszan nyomja meg a gombot további 2 másodpercig.
4. Válassza ki a használni kívánt módot:
 - Időzítő funkció - Az eszköz bekapcsolása után röviden nyomja meg a gombot a funkció bekapcsolásához. További rövid nyomásokkal 15 perccel ad hozzá a meglévő időhöz, a maximális időkorlát pedig 60 perc. Hosszú nyomás a gomb újraindítja az időt 15 percre.
 - Rezgés funkció - Az eszköz bekapcsolása után röviden nyomja meg a rezgés gombot a funkció bekapcsolásához. További rövid nyomásokkal válassza ki az 5 rezgési szint egyikét. Hosszú nyomás a "rezgés" funkciót kikapcsolja.
 - Fűtés funkció - Az eszköz bekapcsolása után röviden nyomja meg a fűtés gombot a fűtési funkció bekapcsolásához. További rövid nyomásokkal válassza ki az 5 elérhető hőszint egyikét. Hosszú nyomás a gombot kikapcsolja a fűtési funkciót.
 - Moxaterápia funkció - Emelje fel a fedélzetet [2. oldal - f1, 7. pont] és helyezze el a moxát. Zárja be a védőfedelelet. Az eszköz bekapcsolása után röviden nyomja meg a funkció bekapcsolásához. További rövid nyomásokkal válassza ki az 5 szint egyikét. Hosszú nyomás a gombot kikapcsolja a funkciót.
 - Piros fény funkció - Az eszköz bekapcsolása után röviden nyomja meg a piros fény gombot a piros fény funkció bekapcsolásához. További rövid nyomásokkal kapcsolja ki.
5. Használat után hajtsa vissza a hajtogatható fedelet az eredeti állapotába.

Megjegyzés: A maximális súlykorlát 120 kg.

Tisztítás és karbantartás:

Tisztítás előtt kapcsolja ki az áramellátást, és várja meg, amíg az eszköz teljesen lehűl. A termék nem alkalmas mosásra és vasalásra. A szennyezett felület tisztításához használjon puha ruhát, amelyet semleges mosószerrel átitatott. Ne használjon maró folyadékokat, dörzsölőszereket, keféket, bűtorpasztát vagy festékben oldható higítótkaat a tisztításhoz. Ne merítse folyadékba a megtisztítás érdekében, hogy elkerülje az rövidzárlatot és az elektromos ütést.

Veszélyek és figyelmeztetések:

A terméket ruházatban kell viselni az esetleges allergiák vagy irritációk elkerülése érdekében. Ne helyezzen tűket vagy más éles tárgyakat, amelyek megsérthetik az eszközt. Tartsa távol a vizet, a hőt, az extrém hideget, száraz, jól szellőző helyen. Ne helyezzen rá nehéz tárgyakat, hogy megakadályozza a sérüléseket. Hiba esetén vegye fel a kapcsolatot a technikai személyzettel. Ne használjon nem gyártó által jóváhagyott alkatrészeket. A szakszerűen szerviz nem szabad szétszerelni és cserélni az eszköz részeit. A termék nem játék - ügyeljen a lehetséges égési sérülésekre, és tartsa távol a gyermekektől. Az eszközt ne lehet bekapcsolni, ha azt tölti. Ha hosszabb ideig nem használja, ajánlott legalább havonta feltölteni. Az eszköz nem alkalmas terhes nőknek és szívritmus-szabályozóval rendelkező személyeknek.

További információk a vállalatról és a termékekről [2. oldal - f2]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

| | |
|---------------------|------------------|
| Nominell spenning: | 7,4 V |
| Nominell effekt: | 35 W |
| Batterikapasitet: | 6000 mAh |
| Ladetid: | ca. 180 minutter |
| Batteriets levetid: | ca. 90 minutter |

Sikkerhet

Les denne bruksanvisningen før du bruker produktet, og følg instruksjonene i den når du bruker enheten.

Beskrivelse av displayet [side 2 - f1].

1. tidtaker
2. vibrasjon
3. oppvarming
4. Koksterapi
- Rødt lys / av/på-knapp
6. Pute
7. Moxoterapi-område
8. Display

Bruksanvisning

1. Plasser produktet på en stol eller et flatt underlag med lokket åpent.
2. Sett deg på apparatet.
3. Trykk og hold inne av/på-knappen i 2 sekunder for å slå på apparatet. Trykk lenge på knappen i 2 sekunder for å slå den av igjen.
4. Velg modusen du ønsker å bruke:
 - Timerfunksjon - Mens enheten er på, trykker du kort på knappen for å aktivere funksjonen. Gjentatte korte trykk legger til 15 minutter hver til den eksisterende tiden, maksimumsgrensen er 60 minutter. Et langt trykk tilbakestiller tiden til 15 minutter.
 - Vibrasjonsfunksjon - Når enheten er på, trykker du kort på vibrasjonsknappen for å aktivere funksjonen. Trykk kort på nytt for å stille inn ett av de 5 vibrasjonsnivåene. Et langt trykk på vibrasjonsknappen deaktiverer funksjonen.
 - Varmefunksjon - Når apparatet er på, aktiveres varmfunksjonen ved å trykke kort på varmeknappen. Et nytt kort trykk justerer ett av de 5 tilgjengelige varmenivåene. Et langt trykk på knappen deaktiverer varmfunksjonen.
 - Moxoterapifunksjonen - Løft lokket [side 2 - f1, punkt 7] og plasser moxien. Lukk sikkerhetslokket. Når apparatet er på, trykker du kort på knappen for å aktivere funksjonen. Trykk kort på nytt for å justere ett av de 5 nivåene. Et langt trykk på knappen slår funksjonen av.
 - Røddysfunksjon - Trykk kort på knappen i innkoblet tilstand for å slå på det røde lyset. Trykk kort igjen for å slå det av.
5. Brett sammen foldelokket tilbake til sin opprinnelige tilstand etter bruk.

Merk: Maksimal vektkapasitet er 120 kg.

Rengjøring og vedlikehold:

Slå av strømmen og vent til enheten er helt avkjølt før rengjøring. Produktet er ikke egnet for vask og stryking. Bruk en myk klut fuktet med et nøytralt vaskemiddel til å rengjøre den skitne overflaten. Ikke bruk etsende væsker, skuremidler, børster, møbelpolish eller forfettingsmidler. Må ikke dypes i rengjøringsvæske for å unngå kortslutning og elektrisk støt.

Farer og advarsler:

Bruk produktet sammen med klær for å unngå mulig sensibilisering eller irritasjon. Ikke stikk inn pinner eller andre skarpe gjenstander som kan skade enheten. Oppbevares beskyttet mot vann, varme og ekstrem kulde på et tørt og godt ventilert sted. Ikke plasser tunge gjenstander på apparatet for å unngå skader. Kontakt teknisk personell hvis det oppstår en funksjonsfeil. Ikke bruk reservedeler som ikke er godkjent av produsenten. Ikke-profesjonelt servicepersonell må ikke demontere eller skifte ut deler av apparatet uten tillatelse. Produktet er ikke et leketøy - vær oppmerksom på faren for brannskader og oppbevar det utilgjengelig for barn. Produktet må ikke være slått på mens det lades. Hvis apparatet ikke brukes over lengre tid, anbefales det å lade det hver måned. Enheten er ikke egnet for gravide eller personer med pacemaker.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f2].

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

| | |
|--------------------|--------------------|
| Nimellisjännite: | 7,4 V |
| Nimellisteho: | 35 W |
| Akun kapasiteetti: | 6000 mAh |
| Latausaika: | noin 180 minuuttia |
| Akun kesto: | noin 90 minuuttia |

Turvallisuus

Lue tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen ohjeita laitetta käyttäessäsi.

Näytön kuvaus [sivu 2 - f1].

1. Ajastin
2. tärinä
3. lämmitys
4. Koksoterapia
- Punainen valo / On/Off-painike
6. Tyyny
7. Moxoterapia-alue
8. näyttö

Käyttöohjeet

1 Aseta tuote tuolille tai tasaiselle alustalle kansi auki.

2. Istu laitteen päälle.

3. Pidä On/Off-painiketta painettuna 2 sekunnin ajan kytkeäksesi laitteen päälle. Kytkeäksesi sen pois päältä uudelleen paina painiketta pitkään 2 sekunnin ajan.

4. Valitse haluamasi tila:

- Ajastintointinto - Kun laite on päällä, paina painiketta lyhyesti aktivoiaksesi toiminnon. Toistuvat lyhyet painallukset

lisäävät kumpikin 15 minuuttia nykyiseen aikaan, maksimiraja on 60 minuuttia. Pitkä painallus nollaa ajan 15 minuuttiin.

- Tärinätoiminto - Kun laite on päällä, aktivoi toiminto painamalla tärinäpainiketta lyhyesti. Paina uudelleen lyhyesti säätääksesi yhtä 5 tärinätasosta. Pitkä painallus tärinäpainikkeesta poistaa toiminnon käytöstä.

- Lämmitystoiminto - Kun laite on päällä, lämmityspainikkeen lyhyt painallus aktivoi lämmitystoiminnon. Toinen lyhyt painallus säätää yhden 5 käytettävissä olevasta lämmitystasosta. Painikkeen pitkä painallus poistaa lämmitystoiminnon käytöstä.

- Moxoterapiatoiminto - Nosta kansi [sivu 2 - f1, kohta 7] ja aseta moxi. Sulje suojakansi. Aktivoi toiminto painamalla lyhyesti painiketta päällä-tilassa. Paina uudelleen lyhyesti säätääksesi yhden 5 tasosta. Painikkeen pitkä painallus sammuttaa toiminnon.

- Punaisen valon toiminto - Paina päällä-tilassa painiketta lyhyesti kytkeäksesi punaisen valon päälle. Paina uudelleen lyhyesti sammuttaaksesi sen.

5. Taita taitokansi takaisin alkuperäiseen tilaansa käytön jälkeen.

Huomautus: enimmäispainokapasiteetti on 120 kg.

Puhdistus ja huolto:

Kytke virta pois päältä ja odota, että laite jäähtyy kokonaan ennen puhdistusta. Tuote ei sovellu pesuun eikä silitykseen.

Käytä likaantuneen pinnan puhdistamiseen neutraaliin pesuaineeseen liotettua pehmeää liinaa. Älä käytä syövyttäviä nesteitä, hankausaineita, sivelimiä, huonekalukillotusaineita tai maalin ohentimia. Älä upota mihinkään puhdistusnesteeseen oikosulun ja sähköiskun välttämiseksi.

Vaarat ja varoitukset:

Käytä tuotetta vaatteiden kanssa mahdollisen herkistymisen tai ärsytyksen välttämiseksi. Älä työnä sisään nuppineuloja tai muita teräviä esineitä, jotka voivat vahingoittaa laitetta. Säilytä poissa vedeltä, kuumuudelta, äärimmäiseltä kylmyydeltä, kuivasta, hyvin ilmastoidussa paikassa. Älä aseta sen päälle raskaita esineitä vaurioiden välttämiseksi. Ota yhteys tekniseen henkilökuntaan toimintahäiriön sattuessa. Älä käytä varaosia, jotka eivät ole valmistajan hyväksymiä. Ei-ammattimainen huoltohenkilöstö ei saa purkaa tai vaihtaa laitteen osia ilman lupaa. Tuote ei ole lelu - varo mahdollisia palovammoja ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Tuotetta ei saa kytkeä päälle latauksen aikana. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, on suositeltavaa ladata se kuukausittain. Laite ei sovellu raskaana oleville naisille tai henkilöille, joilla on sydämentahdistin.

Lisätietoja yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f2].

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

فيظولف:
فغنصرمجا قوفا
فيراطبلا قوفا
نجرمجا قوفا
فيراطبلا رمجا

فيحام

زاهجا مداخلتسا ندع هيف كنرولوا تايصوتلا عبتاو ليلدلا اذه ارقا ،چتنمجا مداخلتسا لبق

f1] - 2 ءفحص[ضرعلا فصر

1. تقوفا
2. زازتالا
3. فيغنتسا
4. فيباري شوسنكولاب جال عا
5. فساقيالاي غنشل زازمجالا عوضلا
6. كلرو
7. فيباري شوسنكولاب جال عا قطنم
8. ضرعلا

لم عسرت فيك

1. زاهجا حتف عم و تسرم حطس و ايسرك و لد چتنمجا عض.

2. زاهجا و لدع سول جال

3. و لدع لفيوط فرتغل طغضا ،طبي غنث فساقيالاي زاهجا لفي غنثل نيتيزات كدل فساقيالاي غنثلا رز و لدع رارجستالا عم طغضا

4. نيتيزات كدل و لدع قرم رزلا

5. مداخلتسا ديرت و لدع اعضولا دح

6. و لدع قرم فريچو فرتغل طغضلا ،فنيظولا لفي غنثل رزلا و لدع فريصرق فرتغل طغضا ،زاهجا لفي غنثل للاح فيف - تقوفا فنيظو -

7. و لدع بقويقد 15 فيضي

8. قرم فريچو فرتغل طغضا ،فنيظولا لفي غنثل زازتالا رز و لدع فريصرق فرتغل طغضا ،زاهجا لفي غنثل للاح فيف - زازتالا فنيظو -

9. فنيظولا فساقيالاي "زازتالا" رز و لدع لفيوط فرتغل طغضا ،فنيظولا لفي غنثل نيتيزات كدل فساقيالاي غنثلا رز و لدع فريصرق فرتغل طغضا ،زاهجا لفي غنثل للاح فيف - نيتيزات فنيظو -

10. لفي غنثل فساقيالاي و لدع لفيوط فرتغل طغضلا ،فنيظولا لفي غنثل رزلا و لدع فريصرق فرتغل طغضا ،زاهجا لفي غنثل للاح فيف - نيتيزات فنيظو -

11. نيتيزات فنيظو

12. فريصرق فرتغل طغضا ،لفي غنثلا للاح فيف ،ناملال اطع و لدع ،اسولمجا عض مٓ [7 قطنولا ، f1 - 2 ءفحص] اطعلا عبرا - و لدع فنيظو -

13. و لدع لفيوط فرتغل طغضلا ،فنيظولا لفي غنثل رزلا و لدع فريصرق فرتغل طغضا ،زاهجا لفي غنثل للاح فيف - رارجال عوضلا فنيظو -

14. فنيظولا لفي طيعت و لدع رزلا

15. فريصرق فرتغل طغضا ،رارجال عوضلا لفي غنثل رزلا و لدع فريصرق فرتغل طغضا ،زاهجا لفي غنثل للاح فيف - رارجال عوضلا فنيظو -

16. لفي غنثل فساقيالاي و لدع قرم

17. فيصلصال متلاح و لدع و لدع قرم فيظلل لبقالوا اطعلا فيظلم بق مداخلتسالا دعب

18. مچك 120 و ندولك يصرقالا دجا :فظولم

نينا يصرالا فيظنلا

حطس فيظنلا ،فيلوا لفي س غلج بمران ريغ چتنمجا ،لمبت زاهجا دربي يتح رظتنوا و قاطلا لفي غنثل فساقيالاي بق ،فنيظنلا لبق

19. حنم و شرفلا و اظنلالا دولما و الكاتلل كيمسجا لئوسلا مداخلتسا ال ،ديام فظننمب لخدم فمجان شامق ءعطق مداخلتسا ،خسنتسا ،

20. فيباري كهدص و ايبابرهك سام شوح بن چتنل فيظنت لئاس يا فيف مرمعلا ،الاطالا تافغعم و اثانالا

نينا يصرالا رطاهجا

21. و لدع يدوت بق و لدع اذاح رصانع و اس يبابلا لاذباب وقت ال ،لمبت چنمجا چي حنملا و افي ساس بن چتنل سببالما عم چتنمجا مداخلتسا باجي

22. عنبل مبلع طريقت فاشيا عضت ال ،فيو حنملا ديچو فاج نالتم فيف ،فنيظنلا كدوربلا ،قارحلا ،املال نعا لفي عب ظفح فيف ،زاهجا فلكت

23. ال باجي ،ءغنصرمجا ظفر شرا لبق نم كمت عم ريغ رايغ عطق مداخلتسا ال ،فنيظنلا مقابلاب لاصتالا يچري ،لشرف شوح للاح فيف ،رضلا

24. قور و لدع لايوب ارذ نك - كبل سول چتنمجا ،نذا و لدع لوصحلا نود زاهجا نم اءازا لادبنتسا و لفي كفتب فيصارتحلا ريغ فدخل موقت

25. فيف ،فنيظو فرتغل مداخلتسا بنتي مل اذا ،نجرمجا انا چتنمجا لفي غنثل نكدمي ال ،لفاظلالا لوانتم نعا لفي عب ظفح او طبع حنملا

26. بلقلا تابرض ميظنت زاهج مچيذل نينلا صاخشالا و لدع امردلگ بمران ريغ زاهجا ،رض لك نجرمجا چتنمجا

f2] - 2 ءفحص[تاجننمجا و ظفر شرا لوح تامول جلا نم ديژم

www.beautifly.eu

www.youtube.com/beautiflyeu

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Tensiune nominală: | 7,4 V |
| Putere nominală: | 35 W |
| Capacitatea bateriei: | 6000 mAh |
| Timp de încărcare: | aproximativ 180 de minute |
| Durata de viață a bateriei: | aproximativ 90 de minute |

Siguranță

Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să citiți acest manual și să urmați instrucțiunile din timpul utilizării dispozitivului.

Descrierea afișajului [pagina 2 - f1]

Cronometru

Vibrații

Încălzire

Moxoterapie

Lumină roșie / Buton Pomire/Oprit

Pernă

Zona de moxoterapie

Ecran

Mod de utilizare

Așezați produsul pe un scaun sau o suprafață plană cu capacul deschis.

Stați pe dispozitiv.

Apăsăți și mențineți apăsat butonul Pomire/Oprit timp de 2 secunde pentru a porni dispozitivul. Pentru a-l opri din nou, apăsați butonul timp de 2 secunde.

Selecționați modul pe care doriți să-l utilizați:

Funcția de cronometru - Când dispozitivul este pornit, apăsați butonul scurt pentru a activa funcția. Apăsarea repetată adaugă 15 minute la timpul existent, limita maximă fiind de 60 de minute. Apăsarea prelungită a butonului resetează timpul la 15 minute.

Funcția de vibrații - Când dispozitivul este pornit, apăsați butonul vibrații scurt pentru a activa funcția. Apăsarea repetată scurtă ajustează unul dintre cele 5 niveluri de vibrații disponibile. Apăsarea prelungită a butonului "vibrații" dezactivează funcția.

Funcția de încălzire - Când este pornit, apăsarea scurtă a butonului de încălzire activează funcția de încălzire. Apăsarea repetată scurtă ajustează unul dintre cele 5 niveluri de căldură disponibile. Apăsarea prelungită a butonului dezactivează funcția de încălzire.

Funcția de moxoterapie - Ridicați capacul [pagina 2 - f1, punctul 7] și plasați moxa. Închideți capacul de protecție. Când este pornit, apăsarea scurtă a butonului activează funcția. Apăsarea repetată scurtă ajustează unul dintre cele 5 niveluri. Apăsarea prelungită a butonului dezactivează funcția.

Funcția de lumină roșie - Când dispozitivul este pornit, apăsați butonul scurt pentru a activa lumina roșie. Apăsarea repetată scurtă o dezactivează.

După utilizare, pliați husa pliabilă înapoi în poziția sa inițială.

Notă: Greutatea maximă admisă este de 120 kg.

Curățare și întreținere:

Înainte de curățare, deconectați alimentarea și așteptați ca dispozitivul să se răcească complet. Produsul nu este potrivit pentru spălare și călcare. Pentru curățarea suprafeței murdare, utilizați o cârpă moale înmuiată în detergent neutru. Nu utilizați lichide abrazive, agenți de curățare abrazivi, perii, pastă de dinți sau diluanți de vopsea. Nu scufundați în niciun lichid de curățare pentru a evita electrocutarea.

Pericole și avertismente:

Produsul trebuie utilizat cu haine pentru a evita posibilele alergii sau iritații. Nu introduceți ace sau alte obiecte ascuțite care ar putea deteriora dispozitivul. Depozitați departe de apă, căldură, frig extrem, într-un loc uscat și bine ventilat. Nu așezați obiecte grele pe dispozitiv pentru a evita deteriorarea acestuia. În cazul unei defecțiuni, contactați personalul tehnic. Nu utilizați piese de schimb care nu sunt aprobate de producător. Serviciul neprofesionist nu ar trebui să demonteze și să înlocuiască piese ale dispozitivului fără permisiune. Produsul nu este un jucărie - aveți grijă pentru a evita arsurile și țineți-l departe de copii. Dispozitivul nu trebuie pornit în timpul încărcării. Dacă nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă, se recomandă încărcarea lui lunar. Dispozitivul nu este potrivit pentru femeile gravide și pentru persoanele cu stimulator cardiac.

Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f2]

www.beautifly.eu

www.youtube.com/beautiflyeu

| | |
|---------------------------|---------------|
| Номинальное напряжение: | 7,4 V |
| Номинальная мощность: | 35 W |
| Емкость аккумулятора: | 6000 мАч |
| Время зарядки: | ок. 180 минут |
| Срок службы аккумулятора: | ок. 90 минут |

Безопасность

Прочтите данное руководство перед использованием устройства и следуйте содержащимся в нем инструкциям при работе с устройством.

Описание дисплея [стр. 2 - f1].

1. таймер
2. вибрация
3. нагрев
4. коксотерапия
- Красный свет / кнопка включения/выключения
6. подушка
7. зона коксотерапии
8. дисплей

Указания по применению

- 1 Поместите прибор на стул или ровную поверхность с открытой крышкой.
2. сядьте на прибор.
3. нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 2 секунд, чтобы включить прибор. Для повторного выключения нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд.
4. выберите нужный режим:
 - Функция таймера - При включенном устройстве кратковременно нажмите кнопку, чтобы активировать функцию. Повторные короткие нажатия добавляют по 15 минут к существующему времени, максимальный предел - 60 минут. Длительное нажатие сбрасывает время на 15 минут.
 - Функция вибрации - Во включенном состоянии устройства кратковременно нажмите кнопку вибрации, чтобы активировать функцию. Повторное короткое нажатие позволяет настроить один из 5 уровней вибрации. Длительное нажатие на кнопку вибрации отключает функцию.
 - Функция нагрева - во включенном состоянии короткое нажатие на кнопку нагрева активирует функцию нагрева. Еще одно короткое нажатие позволит настроить один из 5 доступных уровней нагрева. Длительное нажатие кнопки отключает функцию подогрева.
 - Функция коксотерапии - Поднимите крышку [стр. 2 - f1, пункт 7] и поместите мокси. Закройте защитную крышку. Во включенном состоянии кратковременно нажмите кнопку, чтобы активировать функцию. Повторное короткое нажатие позволяет настроить один из 5 уровней. Длительное нажатие кнопки выключает функцию.
 - Функция красного света - Во включенном состоянии кратковременно нажмите кнопку, чтобы включить красный свет. Нажмите еще раз, чтобы выключить его.
5. После использования сложите откидную крышку в исходное состояние.

Примечание: максимальный вес 120 кг.

Чистка и обслуживание:

Перед чистой выключите питание и дождитесь полного остывания устройства. Изделие не подходит для стирки и глажки. Для очистки загрязненной поверхности используйте мягкую ткань, смоченную в нейтральном моющем средстве. Не используйте едкие жидкости, абразивные материалы, щетки, полироли для мебели или разбавители для красок. Во избежание короткого замыкания и поражения электрическим током не погружайте прибор в чистящую жидкость.

Опасности и предупреждения:

Используйте продукт в одежде, чтобы избежать возможной сенсibilизации или раздражения. Не вставляйте булавки или другие острые предметы, которые могут повредить устройство. Храните вдали от воды, тепла и холода, в сухом, хорошо проветриваемом месте. Во избежание повреждений не ставьте на устройство тяжелые предметы. В случае неисправности обращайтесь к техническому персоналу. Не используйте запасные части, не одобренные производителем. Непрофессиональный обслуживающий персонал не должен разбирать или заменять части прибора без разрешения. Прибор не является игрушкой - остерегайтесь возможных ожогов и храните его в недоступном для детей месте. Не включайте прибор во время зарядки. Если прибор не используется в течение длительного времени, рекомендуется заряжать его каждый месяц. Устройство не подходит для беременных женщин и людей с кардиостимуляторами.

Дополнительная информация о компании и продукции [стр. 2 - f2].

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005r.

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after 13.08.2005.



[PL] Producent na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że produkt ComfortZen MoxiTherapy System jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE, oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna jest pod adresem internetowym: www.beautify.eu/deklaracje

[EN] The manufacturer declares under its sole responsibility that the ComfortZen MoxiTherapy System product is in compliance with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, Directive 2014/53 of the European Parliament and of the Council /EU of 16 April 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC, and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances. The full content of the declaration of conformity is available at: www.beautify.eu/deklaracje

Importer: Beauty Factor Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: ComfortZen MoxiTherapy System