



INSTRUKCJA OBSŁUGI

SONICZNEJ SZCZOTECZKI

DO ZĘBÓW

MODEL: ORO-SONIC PROFESSIONAL
(WHITE/BLACK/GREEN)

WAŻNE

Deklaracja:

Ten produkt osiągnął najwyższy w stosunku do szczoteczki manualnej dziesięciokrotny efekt usuwania płytki nazębnej, przy pierwszym użyciu może wystąpić swędzenie lub lekkie krwawienie, dzieje się tak, ponieważ dziąsło nie jest przyzwyczajone do skutecznego czyszczenia, ten objaw ustąpi w ciągu 1-2 tygodni, jeżeli dłużej, może to świadczyć o chorobie dziąseł, w tym przypadku należy zaprzestać używać szczoteczki do zębów i skonsultować się z dentystą.

Ostrzeżenie:

1. Użytkownicy z aparatami ortodontycznymi, implantami, mostami dentystycznymi powinni korzystać pod okiem lekarza stomatologa.
2. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia zębów, dziąseł i języka. Nie używaj go do żadnych innych celów. Przestań używać tego produktu i skontaktuj się z lekarzem, jeśli poczujesz dyskomfort lub ból.
3. Szczoteczkę do zębów należy wymieniać co trzy miesiące. Jeśli ma widoczne zużycie, należy ją wymienić wcześniej.
4. Jeśli używasz pasty do zębów zawierającej nadtlenek, wodorowęglan sodu lub inny wodorowęglan, po użyciu wyczyść szczotkę wodą z mydłem, co może zapobiec ewentualnemu pękaniu plastiku.



Uwaga:

1. Nie zanurzaj gniazda ładującego w wodzie ani żadnym płynie.
2. Ten produkt zawiera wbudowane akumulatory, nie ładuj go w wysokiej temperaturze.
3. Nie uderzaj i nie upuszczaj tego produktu. Prosimy o zaprzestanie używania produktu z powodu uderzenia lub upuszczenia.
4. Nie przerabiaj i nie naprawiaj tego produktu samodzielnie.
5. Podczas ładowania trzymaj się z dala od silnego pola elektromagnetycznego (takiego jak kuchenka indukcyjna).

Ważne:

1. Nie dziel końcówki szczoteczki z kimś innym.
2. Nie przechowuj przewodu zasilającego wokół zasilacza.
3. Nie umieszczaj w ładowarce metalowych przedmiotów, takich jak monety lub spinacze do papieru.
4. Jeśli Nie używasz produktu przez dłuższy czas, Odłącz go, aby nie spowodować pożaru lub niebezpieczeństwa.

OPIS PRODUKTU



Podstawa ładowarki




Instrukcja obsługi

SZCZOTKOWANIE/KROK PIERWSZY


Zamocuj końcówkę szczoteczki na uchwycie i upewnij się, że między dwiema częściami jest pewna szczelina.

(Szczelina ma na celu zapewnienie, że końcówka szczoteczki do zębów nie koliduje z głównym silnikiem podczas wibracji o wysokiej częstotliwości, dzięki czemu silnik ma większą moc).




SZCZOTKOWANIE/KROK DRUGI

Zwilż końcówkę szczoteczki i wyciśnij odpowiednią ilość pasty do zębów na główkę szczoteczki.



SZCZOTKOWANIE/KROK TRZECI

- Włóż końcówkę szczoteczki do ust, a następnie włącz przełącznik, aby uniknąć wibracji o wysokiej częstotliwości prowadzących do ślizgania się pasty do zębów.
- Szczotkuj powoli, pod kątem 45 stopni.
- Naciśnij przycisk wielofunkcyjny w trakcie szczotkowania i możesz swobodnie zmieniać tryb szczotkowania.
- Co 30 sekund podczas procesu szczotkowania, szczoteczka do zębów wytwarza wibracje o krótkiej częstotliwości, wskazując na konieczność zmiany jego położenia i umycia zębów.



Włączanie: krótkie naciśnięcie



Clean

White

Polish

Gum Care



- **Przełącznik trybu:** krótkie naciśnięcie między stanem włączenia.
- **Wyłącz:** przestanie działać po przełączeniu trybu między stanem włączenia.

Czyszczenie

Skuteczne usuwanie płytki nazębnej (tryb standardowy).

Wybielanie

2-minutowy tryb wybielający do usuwania plam nazębnych.

Polerowanie

Połączenie trybów czyszczenia i wybielania, delikatna stymulacja i masaż dziąseł, poprawia zdrowie dziąseł.

Pielęgnacja dziąseł


Niezwykłe miękkie włosie amerykańskiej firmy Dupont dla wrażliwych zębów i dziąseł.

ŁADOWANIE

Podłącz podstawę ładowarki, a następnie wyczyść rączkę szczoteczki do zębów przed założeniem na podstawę ładowarki w celu ładowania (kierunek pokazany na rysunku)

- W procesie ładowania zaświeci się kontrolka ładowania, lampka kontrolna miga
- Lampka kontrolna świeci zawsze po pełnym naładowaniu (pełna energii elektrycznej po-

wyżej szesnastu godzin); Lampka kontrolna miga, gdy rozładowana.



Parametry produktu

Model produktu	ORO-SONIC PROFESSIONAL
Czyszczenie/Wybielanie/ Polerowanie/Pielęgnacja dziąseł Robocze napięcie	3,7 V
Moc znamionowa	3W
Przełącz sposób	Takt Przełącznik
Wyświetlać	LED światło
Żywotność	360 minut
Ładowanie	16-20godz.
Ładowanie	50mA

Parametr baterii	Akumulator Li-jonowy 2000 mAh Przypomnienie o elektryczności
Wodoodporna klasa	Stopień ochrony IPX7

CODZIENNA KONSERWACJA

Końcówka szczoteczki

Przemyj wodą po każdym użyciu, wysusz naturalnie;

Używaj oryginalnej wymiennej końcówki szczoteczki sonicznej, aby uzyskać lepszy efekt i wydłużyć żywotność produktu.

Uchwyt szczoteczki do zębów i podstawa ładowarki

Bezpośrednio czyścić wodą, suszyć naturalnie;

Nie czyścić wodą o temperaturze powyżej 40 stopni ani kwasem

Indukcyjne ładowanie bezprzewodowe

Szczoteczka do zębów zostanie naładowana przed opuszczeniem fabryki, aby zmaksymalizować żywotność i wydajność wbudowanej baterii litowej.

Ładowanie przez 24 godziny przy pierwszym użyciu.

Kontrolka ładowania świeci w sposób ciągły pokazując, że niski poziom naładowania baterii, wkrótce naładuje się.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

- P: Szczoteczka do zębów wydaje się wibruje coraz słabiej?
- O: 1. Może niski poziom naładowania baterii, wkrótce naładuje się
2. Jeśli końcówka szczoteczki zbyt mocno połączona z głównym korpusem, wystarczy wymienić końcówkę szczoteczki i ponownie uruchomić.
- P: Czas pracy baterii jest nadal krótki po pełnym naładowaniu?
- O: 1. Pełne naładowanie nie mniej niż 20 godzin.
2. Upewnij się, że szczoteczka do zębów jest umieszczona pionowo. Skośne położenie wpłynie na efekt ładowania.
3. Jeśli problem nadal nie został rozwiązany, skontaktuj się z działem obsługi posprzedażnej w celu wymiany.
- P: Wskaźnik ładowania nie działa, gdy szczotecz-
kę do zębów nie używałeś przez długi czas?
- O: Nie zapomnij regularnie używać szczotecz-
ki do zębów! Jeśli szczoteczka do zębów nie
była używana przez ponad trzy miesiące, ba-
teria przejdzie w stan automatycznej ochrony.
Podłącz na ciągłe pełne ładowanie powyżej
24 godzin i sprawdź, czy ponownie działa. Jeśli
nie, skontaktuj się z działem obsługi posprze-
dażowej w celu naprawy.

IMPORTANT NOTES

Declaration:

This product has reached the highest relative to the manual toothbrush ten times the plaque removal effect, there may be itching or slight bleeding for the first time using, this is because the gum is not used to efficient clean, this phenomenon will stop in 1-2 weeks, if more than two weeks, it may indicate that your gum abnormality in this case should stop using the toothbrush and consult a dentist.

Warning:

1. Orthodontics, dental repair, dental implants and other users, please use them under the guidance of a dentist.
2. This product is only designed for cleaning teeth, gums and tongue. Do not use it for any other purpose. Stop using this product and contact your doctor if you feel any discomfort or pain.
3. Please replace the toothbrush every three months. If there is any wear and tear, it should be replaced in advance.
4. If you are using the toothpaste containing peroxide. Sodium bicarbonate or other bicarbonate, please clean brush with soap and water after using which can prevent possible plastic cracking.



Prohibitions:

1. Do not immerse the charging seat in water or any liquid.
2. This product contains built-in rechargeable batteries, do not charge it at high temperature.
3. Do not knock or drop this product. please stop using the product due to collision or drop.
4. Do not reinvent or repair this product by yourself.
5. please stay away from strong electromagnetic field (such as induction cooker)in charging.

Notice:

1. Do not share the brush head with somebody else.
2. Do not store the power cord around the adapter in storage.
3. Do not place metal objects in the charger, such as coins or paper clips.
4. If you do not use it for a long time, please unplug it so as not to cause fire or danger.

PRODUCT DESCRIPTION




Charger base



User manual


BRUSHING/STEP ONE

Fix the brush head on the toothbrush and make sure there is a certain gap between the two parts. (Gap is to ensure that the toothbrush head does not collide with the main motor during the high frequency vibration, so that the motor has more power).




BRUSHING/STEP TWO

Wet the brush head and squeeze right amount toothpaste on brush head.



BRUSHING/STEP THREE

- Włóż końcówkę szczoteczki do ust, a następnie włącz przełącznik, aby uniknąć wibracji o wysokiej częstotliwości prowadzących do ślizgania się pasty do zębów.
- Szczotkuj powoli, pod kątem 45 stopni.
- Naciśnij przycisk wielofunkcyjny w trakcie szczotkowania i możesz swobodnie zmieniać tryb szczotkowania.
- Co 30 sekund podczas procesu szczotkowania, szczoteczka do zębów wytwarza wibracje o krótkiej częstotliwości, wskazując na konieczność zmiany jego położenia i umycia zębów.



Switch on: short press



- **Mode switch:** short press between switch-on condition.

- **Turn-off:** stop working after mode switch between switch-on condition.

Clean

Effective removal of plaque (standard mode).

White

2 minutes whitening pattern to remove surface stains.

Polish

A combination of cleansing and whitening patterns, gentle stimulation and massage of gums, improves gum health.

Gum Care


Extremely soft patterns for sensitive teeth and gums.

CHARGING

Connect the charger base then clean the toothbrush handle before put on the charger base for charging (direction as shown in the figure)

- In the charging process charging indicator light will turn on, the indicator light flashes intermittently

- The indicator light is always on after full charge(full of electricity above sixteen hours);the indicator light flashes quickly when electricity is not enough.



The indicator light flashes intermittently in the charging process

Product parameters

Product model	ORO-SONIC PROFESSIONAL
Working pattern	cleaning/whiten/polish/gum care
Working voltage	3.7V
Rated power	3W
Switch way	Tact Switch

Display	LED light
Life time	360minutes
Charging time	16-20hrs
Charging current	50mA
Battery parameter	li-ion battery 2000mAh
Electricity reminding	low electricity indicator
Waterproof class	IPX7
Standard	GB4706.1-2005 GB4705.59-2008

DAILY MAINTENANCE

Brush head

Clean wash by water after each time using ,dry naturally;

Pls use original induction replaceable brush head for your better experience and extended the product life.

Toothbrush handle and charger base

Directly clean by water ,dry naturally;

Pls don't clean with above 40 degree water or acid cleaning liquid.

Induction wireless charging

The toothbrush will be powered up before leaving the factory, in order to maximize the life and efficiency of the built-in lithium battery.

Pls charging for continuous 24 hours for first time using.

Charging indicator light flash continuous shown that low battery power ,pls charging soon.

Please recharge the battery when it is used up, and extend the service life of the lithium battery; The indicator lights flash in the form of breathing in the charging process, and the indicator light is always on after full charge;

When charging, do not put metal objects on the charging base to avoid danger;

At least once a year, the electric toothbrush will be discharged completely.

Do not fall off

Do not use if the body or brush is damaged.

Keep away from heat

The body and charging base shall not be used in a high heat environment.

Please do not repair by yourself

If you need any repairs, please contact our after sales department.

COMMON QUESTIONS

Q: The toothbrush seems to vibrate more and more weakly?

A: 1.Might low battery power ,pls charging soon.
2.Might the brush head connect too tight with main body, pls replace the brush head and fix again.

Q: The battery life time is still short after full charging?

A: 1.pls confirm full charge no less than 20hours each time.
2. pls make sure the toothbrush place vertical-ly.skew place ment will influence the charging effect.

3. if problem still unsolved pls contact the after sale service department for replacement while the battery is out of life.

Q: The charging indicator is not working when the toothbrush was not using for a long time?

A: Pls do not forget to use the toothbrush regularly! If the tooth brush has not been used for more than three months ,the battery will enter into auto-protection pattern.pls continuous full charging above 24hours and check if it could work again. If not pls contact the after sale service department for repair.

Q: What should i do if the toothbrush can not switch on?

A: Pls check if the toothbrush has low battery power and full charging ,if still can not work pls contact after sale service department for repair or replacement.

Q: Could mains cord replaceable??

A: The mains cord can not be replaceable,if the cord broke pls drop it correctly,

BIURO SERWISOWE: ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa
e-mail: serwis@oromed.pl • tel. kom.: 798 988 588

KARTA GWARANCYJNA SONICZNEJ SZCZOTECZKI DO ZĘBÓW ORO-SONIC PROFESSIONAL

LOT: SONIC PROFESSIONAL/06/2024

1. Producent udziela gwarancji na prawidłową pracę sonicznej szczoteczki do zębów na okres 24 miesięcy od daty jego nabycia.
2. Wady lub usterki ujawnione w okresie trwania gwarancji usuwamy bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony.
3. Nabywcy przysługuje prawo wymiany urządzenia w przypadku, gdy nastąpi trzykrotne uszkodzenie tego samego elementu lub zespołu. W przypadku wymiany, okres gwarancji dla nowego przyrządu liczy się od daty jego wymiany.
4. Gwarancją nie są objęte i powodują jej unieważnienie, uszkodzenia sonicznej szczoteczki do zębów powstałe w wyniku: niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, samowolnego dokonywania napraw; oraz wszelkie uszkodzenia mechaniczne i powstałe wskutek wycieku z zużytych baterii, które nie podlegają gwarancji.
5. Karta gwarancyjna opatrzona pieczęcią producent i punktu sprzedaży oraz datą sprzedaży i podpisem sprzedawcy, we wszystkich miejscach do tego celu przeznaczonych, stanowi podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych.

Pieczęć punktu sprzedaży, data, podpis:

OROMED SZYMANEK SP. K.

ul. Ptasia 10

60-319 Poznań

Polska, Europa

www.ored.pl



Wersja: 1_03.2024 r.