



INSTRUKCJA OBSŁUGI

SONICZNEJ SZCZOTECZKI DO ZĘBÓW

MODEL: ORO-SMILE
(MINT/PINK/NAVY BLUE)

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybranie elektrycznej szczoteczki sonicznej do zębów firmy OROMED. Przed użyciem sprawdź, czy produkt jest kompletny.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



Uchwyt



Wymienna końcówka
szczoteczki do zębów



Instrukcja
obsługi




Kabel typ - C

MOCOWANIE KOŃCÓWKI DO SZCZOTECZKI

Umieść końcówkę szczoteczki w uchwycie.
Mocno dociśnij ją do uchwytu.



OPIS



WYBÓR TRYBU



Naciśnij przycisk włączania/wyłączenia zasilania, aby włączyć szczoteczkę do zębów, naciśnij ponownie włączanie/wyłączenie, aby zmienić tryb, tryb zostanie wybrany, jeśli nie będzie dalszej operacji w ciągu 5 sekund.

USTAWIENIE INTENSYWNOŚCI



Włącz lub wyłącz szczoteczkę do zębów, naciśnij przycisk intensywności, aby wybrać 3 różne poziomy intensywności: niski, średni i wysoki.

Poziomy intensywności na tryb

-Niski:

1 lampka kontrolna LED.

-Średni:

2 diody LED.

-Wysoki:

3 diody LED.

WYŁĄCZANIE ZASILANIA



1. Naciśnij przycisk włączania/wyłączenia zasilania przez około 1.5 sekundy podczas szczotkowania;
2. Po jednokrotnym przełączeniu wszystkich trybów po kolei, naciśnij raz przycisk włączania/wyłączenia, aby wyłączyć;
3. Automatyczne wyłączenie podczas ładowania

ŁADOWANIE



1. Jeśli wskaźnik po włączeniu szczoteczki do zębów świeci się na czerwono, należy ją naładować, wskaźnik będzie świecił światłem ciągłym, gdy szczoteczka do zębów zostanie w pełni naładowana.

2. Wytrzyj spód i utrzyj go w suchym miejscu przed ładowaniem

3. Po naładowaniu trzymaj dolną pokrywę zamkniętą

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

1. Co powinienem zrobić, jeśli szczoteczka do zębów, którą właśnie rozpakowałem, nie włącza się? Może to być spowodowane niewystarczającą mocą baterii. Naładuj ją przed użyciem.
2. Dlaczego czas pracy szczoteczki do zębów jest krótszy niż opisany? Żywotność baterii wynosząca ponad 90 dni jest testowana przy użyciu dwa razy dziennie i raz przez dwie minuty. Czas pracy szczoteczki do zębów zależy od nawyków użytkownika. Żywotność baterii ma wyłącznie charakter poglądowy
3. Dlaczego wibracje zmniejszają się po pewnym okresie użytkowania? Wraz ze wzrostem czasu użytkowania moc maleje, co spowoduje spadek wibracji. Wystarczy szczoteczkę naładować.

WAŻNE

1. Przed utylizacją szczoteczki do zębów należy wyjąć baterię:

2. Baterię należy wyjąć w stanie wyłączonym,
3. Baterię należy bezpiecznie zutylizować;
4. Demontaż może być wykonywany wyłącznie przez profesjonalistów

KONSERWACJA

1. Przemyj końcówkę szczoteczki i włosie po każdym użyciu i pozostaw do naturalnego wyschnięcia.
2. Nie ciągnij za włosie, w przeciwnym razie łatwo się odkształcą, co może doprowadzić do wypadnięcia.
3. Nie zanurzaj uchwytu szczoteczki do zębów w wodzie.
4. Nie myj szczoteczki do zębów wodą o temperaturze powyższej niż 40°C ani kwaśnym roztworem czyszczącym.
5. Wyczyść dolną pokrywę szczoteczki do zębów miękką szmatką.
6. Wytrzyj wtyczkę suchą szmatką, aby uniknąć zwarć,
7. Zaleca się wymianę końcówki szczoteczki do zębów co trzy miesiące.

8. Gdy używasz szczoteczki po raz pierwszy, upewnij się, że bateria jest wyczerpana przed ładowaniem.
9. Jeśli nie używałeś jej dłużej niż 6 miesięcy, ładuj przez 3-5 godzin przed użyciem.
10. Jeśli podczas użytkowania wskaźnik ładowania miga przez kilka sekund, a następnie gaśnie, oznacza to, że poziom naładowania baterii jest niski.
11. Wskaźnik powoli miga podczas ładowania i pozostaje włączony po pełnym naładowaniu. Jeśli nie był ładowany przez dłuższy czas, wskaźnik zaświeci się z opóźnieniem ładowania wynoszącym 6-10 minut, co jest normalne.

POLITYKA POSPRZEDAŻOWA

Dziękujemy za wybranie naszych produktów. Zapewniamy 2 letnią gwarancję na produkt i nieotwartą końcówkę szczoteczki do zębów.

W przypadku jakiegokolwiek usterki w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu, jeśli zostanie ona zweryfikowana przez Centrum Obsługi Posprzedażowej, jako problem jakościowy, otrzymasz bezpłatną naprawę.

Wszelkie uszkodzenia lub wady, których nie można przypisać jakości produktu, nie są objęte gwarancją, w tym między innymi:

1. Awarie lub uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej, trzęsieniami ziemi, uderzeniami piorunów, nieprawidłowymi napięciami i czynnikami środowiskowymi;
2. Demontaż, modyfikacja lub wymiana na nieoryginalne części.
3. Nie używaj nie zgodnie z instrukcją ani nie powoduj uszkodzeń z powodu niewłaściwego użytkowania, takiego jak użycie niewłaściwego prądu i napięcia, podłączanie produktu do nieodpowiedniego gniazdka lub inne uszkodzenia spowodowane przez użytkownika.
4. Jeśli potrzebujesz naprawy w ramach gwarancji, wypełnij poprawnie kartę gwarancyjną. Nie będziemy w stanie wykonać bezpłatnego serwisu gwarancyjnego z powodu niedokładnych informacji.
5. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat serwisu i gwarancji, odwiedź oficjalną stronę internetową lub wyślij wiadomość e-mail do serwis@oromed.pl

KARTA GWARANCYJNA

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. OROMED zapewni Ci 24-miesięczną obsługę posprzedażową. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń niespowodowanych przez użytkownika w tym okresie, OROMED zapewni wymianę zamiast naprawy. Wypełnij poniższy formularz i odeślij wadliwy produkt do sprzedawcy.

INTRODUCTION

Thank you for choosing OROMED electric toothbrush. Please check if the package is complete before using.

PACKAGE CONTENT



Handle



Toothbrush head



User manual




Type - C cable

ATTACHING THE TOOTHBRUSH HEAD

Set brush head into brush handle and keep same side. Firmly press the heads down on the handle before it stops.



DESCRIPTION



MODE SELECTION



Press Power on/off button to power on the toothbrush, press Power on/off again to change mode, the mode will be selected if no further operation in 5 seconds.

INTENSITY SETTING



Power on or Power off the toothbrush, press intensity button to choose 3 different intensity levels: low, medium and high. Intensity levels per mode.

-Low:

1 LED indicator light.

-Medium:

2 LED indicator light.

-High:

3 LED indicator light.

POWER OFF



1. Press Power on/off button about 1.5 seconds while brushing;
2. After all modes are switched in sequence once, press On/Off button once to power off;
3. Automatically power off while charging

CHARGING



1. If the indicator flashes after toothbrush power on, it should be re-charged the indicator will be solid on when the toothbrush fully charged.
2. Wipe the bottom and keep it dry before charging
3. Please keep the bottom cover close after charging

FAQ

1. What should I do if the toothbrush I just received cannot be powered on? It may be caused by insufficient battery power. Please charge it before using.
2. Why the working time of toothbrush less than described? The battery life of more than 90 days is tested by using twice a day and once for two minutes. The working time of toothbrush is subject to the using habits. The battery life is for reference only
3. Why does the vibration decrease after a period of use? As the use time increases, the power decreases, which will cause a decrease in the vibration. You just need to charge it.

IMPORTANT

1. Before discarding the toothbrush, the battery must be removed:
2. The battery must be removed in a power-off condition,
3. The battery should be disposed of safely;

4. Disassembly must be done by professionals only

Steps of battery removal:

1. Remove the bottom cover,
2. Remove the movement support assembly from the body shell;
3. Heat the battery pins with electric ferrochrome to remove the battery.

MAINTENANCE

1. Wash the brush head and bristles after each use and allow them to dry naturally.
2. Do not pull the bristles, otherwise, they will be easily deformed, which may lead to falling off.
3. Do not immerse the handle of the toothbrush in water.
4. Do not clean the toothbrush using water higher than 40°C or acidic cleaning solution.
5. Please clean the bottom cover of the toothbrush with a soft cloth.
6. Wipe the plug with a dry cloth to avoid short circuits,

7. It is recommended to replace the toothbrush head every three months.
8. When you use it for the first time, make sure the battery is exhausted before charging.
9. If you have not used it for more than 6 months, charge it for 3-5 hours before using.
10. During use, if the charging indicator flashes continuously for a few seconds and then stops, it indicates that the battery is low.
11. The indicator flashes slowly when it is being charged, and stays on after it is fully charged. If it has not been charged for a long time, the indicator will light on in a recharging delay of 6-10 minutes, which is normal.

AFTER-SALES POLICY

Thank you for choosing our products. We provide a 2-years free warranty for the product, and unopened toothbrush head .

In case of any fault within 24 months from the date of purchase, if it is verified by OROMED After-sales Service Center as a quality problem, you will be provided with a free repair.

Any damage or defect which is not attributable to the product quality is not covered by the warranty, including but not limited to:

1. Failure or damage caused by acts of God, earthquakes lightning strikes, abnormal voltages, and environmental factors;
2. Dismantling, modifying or replace with non-original parts.
3. Do not operate according to the manual or cause damage due to improper use, such as using the wrong current and voltage, plugging the product into an unqualified outlet or other man-made damage.
4. If you need repair within the scope of the warranty please complete the warranty card. If we are unable to perform the obligation of free warranty service due to inaccurate information, you shall bear the responsibility.
5. For details of service and warranty, please visit official website or send email to serwis@oromed.pl

WARRANTY CARD

Thank you for choosing our product. OROMED will provide you with 24 months of after-sales service. In case of any non-human-made damages during this period, OROMED will provide replacement instead of repair. Please complete the following form and send the faulty product back to the seller.

BIURO SERWISOWE: ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa
e-mail: serwis@oromed.pl • **tel. kom.:** 798 988 588

KARTA GWARANCYJNA SONICZNEJ SZCZOTECZKI DO ZĘBÓW ORO-SMILE

LOT: SMILE/06/2024

1. Producent udziela gwarancji na prawidłową pracę sonicznej szczoteczki do zębów na okres 24 miesięcy od daty jego nabycia.
2. Wady lub usterki ujawnione w okresie trwania gwarancji usuwamy bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony.
3. Nabywcy przysługuje prawo wymiany urządzenia w przypadku, gdy nastąpi trzykrotne uszkodzenie tego samego elementu lub zespołu. W przypadku wymiany, okres gwarancji dla nowego przyrządu liczy się od daty jego wymiany.

4. Gwarancją nie są objęte i powodują jej unieważnienie, uszkodzenia sonicznej szczoteczki do zębów powstałe w wyniku: niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, samowolnego dokonywania napraw; oraz wszelkie uszkodzenia mechaniczne i powstałe wskutek wycieku z zużytych baterii, które nie podlegają gwarancji.
5. Karta gwarancyjna opatrzona pieczęcią producent i punktu sprzedaży oraz datą sprzedaży i podpisem sprzedawcy, we wszystkich miejscach do tego celu przeznaczonych, stanowi podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych.

Pieczęć punktu sprzedaży, data, podpis:

OROMED SZYMANEK SP. K.

ul. Ptasia 10
60-319 Poznań
Polska, Europa
www.romed.pl



Wersja: 1_03.2024 r.